

EN

Oxoid™ Levofloxacin Discs 5 µg (LEV5)

REF CT1587B

Antimicrobial Susceptibility Test Discs

NOTE: This IFU should be read in conjunction with the Oxoid AST generic instructions for use supplied with the product and available online.

Levofloxacin Antimicrobial Susceptibility Test (AST) Discs are 6 mm paper discs which contain specific amounts of the antimicrobial agent levofloxacin. The discs are labelled on both sides with details of the antimicrobial (LEV) and amount present (µg): LEV5 (5µg).

Discs are supplied in cartridges containing 50 discs. There are 5 cartridges per pack. Each cartridge is individually sealed together with a desiccant tablet in a foil covered transparent blister pack. Levofloxacin AST Discs can be dispensed using an Oxoid Disc Dispenser (sold separately). Each individual disc should only be used once.

Intended Use

Antimicrobial Susceptibility Test Discs are used in the semi-quantitative agar diffusion test method for in vitro susceptibility testing. Used in a diagnostic workflow to aid clinicians in determining potential treatment options for patients suspected of having a microbial infection, these discs are intended to determine susceptibility against microorganisms for which levofloxacin has been shown to be active both clinically and in vitro. To be used with a pure, agar grown culture.

The device is not automated, is for professional use only and is not a companion diagnostic.

The test provides information to categorise organisms as either resistant, intermediate or susceptible to the antimicrobial agent.

Further requirements for specimen collection, handling and storage of samples can be found in local procedures and guidelines. There is no specified testing population for these discs.

Published clinical breakpoints in the current version of the FDA,³ CLSI M100^{1ac} or EUCAST² breakpoint tables must be used to interpret the zone size result.

Species with published breakpoints according to current FDA literature:

Gram-Positive

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β-Hemolytic Group
- Methicillin-susceptible *Staphylococcus aureus*

Gram-Negative

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* and *parainfluenza*

Species with published breakpoints according to current CLSI M100 literature:

Gram-Positive

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β-Hemolytic Group
- *Streptococcus* spp. *Viridans* Group



Gram-Negative

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* and *parainfluenzae*

Species with published breakpoints according to current EUCAST literature:

Gram-Positive

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, coagulase-negative *Staphylococcus* spp.)
- *Enterococcus* spp. (uncomplicated UTI only)
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* groups A, B, C and G
- *Bacillus* spp.

Gram-Negative

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Each disc is single use only. The pack contains sufficient test devices for multiple single-use tests.

Principle of Method

Levofloxacin AST Discs may be used in the semi-quantitative agar diffusion test method for in vitro susceptibility testing. For full instructions relating to the generation and interpretation of the results according to CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab} methodology refer to the relevant current standards. Tables showing CLSI^{1bc}/EUCAST² compound/concentrations can be found in their documentation referenced below. Pure cultures of clinical isolates are inoculated onto the test medium and the AST disc placed on the surface. The antibiotic within the disc diffuses through the agar to form a gradient. After incubation, the zones of inhibition around the discs are measured and compared against recognised zone diameter ranges for the specific antimicrobial agent(s)/organism(s) under test.

Metrological Traceability of Calibrator and Control Material Values

Metrological traceability of values assigned to calibrators and control materials intended to establish or verify trueness of a method for Levofloxacin AST Discs is based on internationally recognized procedures and standards.

For recommended concentrations, the zone limits are in accordance with the current performance standards for antimicrobial disc susceptibility tests as detailed by CLSI^{1bc} and/or EUCAST².

Materials Provided

Levofloxacin AST Discs consist of 6 mm diameter paper discs impregnated with a specific amount of antimicrobial agent. The discs are marked on both sides to indicate the agent and amount. Levofloxacin AST Discs are supplied in cartridges of 50 discs. There are 5 cartridges in each pack. Cartridges are individually packed in a foil-sealed blister pack with a desiccant.





See Table 1 below for a description of components associated with the device. For a description of active reagents that influence the result of the device, refer to Table 2.

Table 1. Materials Provided with CT1587B	
Component Description	Material Description
Cartridge with spring, cap, and plunger (x5)	Assembly components and plastic cartridge containing 50x AST discs.
Desiccant tablet (x5)	Pale beige to brown, small lozenge shaped tablets. 1 supplied with each cartridge.
Foil	Foil individually sealing each cartridge with its desiccant.
Susceptibility Test Discs (x250)	Absorbent paper individual discs. 6mm. 50 in each cartridge. 5 cartridges per pack.

Table2. Description of Levofloxacin AST Disc Reagents	
Reagent	Description of Function
Levofloxacin	Crystalline solid; soluble in PBS, ethanol, DMSO and DMF. Levofloxacin is used to treat a wide variety of bacterial infections. This fluoroquinolone antibacterial agent acts on the DNA-DNA-gyrase complex and topoisomerase IV.

The concentration of antibiotic on the AST disc is analysed for every batch and is controlled using internal and external specifications (e.g. FDA³). The actual concentration is detailed on the Certificate of Analysis.

Levofloxacin AST Discs can be dispensed using an Oxoid Disc Dispenser, which is not included with the device.

Shelf-life and Storage Conditions

Unopened cartridges of Levofloxacin AST discs have a shelf-life of 36 months if stored under the recommended conditions. Unopened cartridges must be stored at -20°C to 8°C until required.

Once opened, cartridges should be stored within the dispenser in the container provided with an unsaturated (orange) desiccant or other suitable opaque airtight container with a desiccant to protect the discs from moisture. Dispensers should be stored within the container at 2 °to 8°C and be allowed to come to room temperature before opening to prevent the formation of condensation. Once opened from their desiccant-containing packaging, discs should be used within 7 days and only if stored as described in this IFU.

Analytical Performance Characteristics

Table 1. Raw Data of Zone Sizes in Accordance with CLSI Methodology Taken from the 3 Most Recent Batches of Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST Discs.

CLSI Methodology										
Product Batch	Organism	ATCC® number	Test Media	Lower Limit	Upper Limit	Calculated reference mid-point value	Reading (mm)			Mean difference between the experimental values and reference mid-point values (mm) + SD (Coefficient of variance)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27.5	25	25	25	-2.5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5% SB	19	26	22.5	22	22	22	-0.5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5% SB	20	25	22.5	25	25	25	2.5 ± 0 (CV=0)
Product Batch	Organism	ATCC® number	Test Media	Lower Limit	Upper Limit	Calculated reference mid-point value	Reading (mm)			Average (mm) + SD
							1	2	3	
325	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3.67 ± 0.58 (CV=0.16)



	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27.5	29	29	29	1.5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5% SB	19	26	22.5	24	24	24	1.5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5% SB	20	25	22.5	22	22	22	-0.5 ± 0 (CV=0)
Product Batch	Organism	ATCC® number	Test Media	Lower Limit	Upper Limit	Calculated reference mid-point value	Reading (mm)			Average (mm) + SD
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27.5	25	25	25	-2.5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5% SB	19	26	22.5	22	22	22	-0.5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3.67 ± 0.58 (CV=0.16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5% SB	20	25	22.5	22	22	22	-0.5 ± 0 (CV=0)

SD: Standard Deviation

Table 2. Raw Data of Zone Sizes in Accordance with EUCAST Methodology Taken from the 3 Most Recent Batches of Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST Discs.

EUCAST Methodology										
Product Batch	Organism	ATCC® number	Test Media	Lower Limit	Upper Limit	Calculated reference mid-point value	Reading (mm)			Mean difference between the experimental values and reference mid-point values (mm) + SD (Coefficient of variance)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22.5	22	22	22	-0.5 ± 0 (CV=0)
Product Batch	Organism	ATCC® number	Test Media	Lower Limit	Upper Limit	Calculated reference mid-point value	Reading (mm)			Mean difference between the experimental values and reference mid-point values (mm) + SD (Coefficient of variance)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3.67 ± 0.58 (CV=0.15)





	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22.5	24	24	24	1.5 ± 0 (CV=0)
Product Batch	Organism	ATCC® number	Test Media	Lower Limit	Upper Limit	Calculated reference mid-point value	Reading (mm)			Mean difference between the experimental values and reference mid-point values (mm) + SD (Coefficient of variance)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22.5	22	22	22	-0.5 ± 0 (CV=0)

SD: Standard Deviation

Clinical Performance Characteristics

144 clinical isolates were included in AST susceptibility testing of Oxoid Levofloxacin discs via disk diffusion according to the EUCAST breakpoints guidelines⁴. Results showed 100% susceptibility to levofloxacin for the *S. pneumoniae*, *H. influenzae* and *M. catarrhalis* isolates.

A study shows that bacterial isolates were resistant to commonly prescribed drugs for urinary tract infections (UTIs), and the study suggested that levofloxacin is a promising drug in the management of urinary tract infections in the study centre.⁵ The article shows the Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST Discs are effective with clinical analysis of *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* and *S. aureus*, given the susceptibility rates and no out of specification or inconsistent results were reported.

Serious Incidents

Any serious incident that has occurred in relation to the device shall be reported to the manufacturer and the relevant regulatory authority in which the user and/or the patient is established.

References

- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al.* (2017). "Bacteriology and Antiblogram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. All rights reserved. ATCC® is a trademark of ATCC. All other trademarks are the property of Thermo Fisher Scientific Inc. and its subsidiaries. This information is not intended to encourage use of these products in any manner that might infringe the intellectual property rights of others.

Glossary of symbols


Symbol/Label	Meaning
	Manufacturer
	In Vitro Diagnostic Medical Device



	Temperature limitation (storage temp.)
LOT	Lot / Batch Number
REF	Catalog Number
	Do not re-use
	Consult Instructions for Use
	Contains sufficient for <n> tests
	Expiry Date
	Period-after-opening – the number of days the product can be used after opening
R_x only	USA: Caution: Federal law restricts this device to sale by or on order of a Physician
	Do not use if package is damaged
EC REP	Authorized representative in the European Community/ European Union
UDI	Unique device identifier
CE	European Conformity Mark
UK CA	UK Conformity Mark
	Importer - To indicate the entity importing the medical device into the locale. Applicable to the European Union
Made in the United Kingdom	Made in the United Kingdom

Revision Information

Version	Date of issue and modifications introduced
2.0	2024-07-23



<https://www.thermofisher.com>

BG

Дискове с левофлоксацин Oxoid™ 5 µg (LEV5)

REFCT1587B

Дискове за тестване на антимикробна чувствителност

ЗАБЕЛЕЖКА: Тези ИУ трябва да се четат заедно с общите инструкции за употреба на AST Oxoid, предоставени с продукта и достъпни онлайн.

Дисковете за тестване на антимикробна чувствителност (AST) с левофлоксацин са 6 mm хартиени дискове, които съдържат определени количества от антимикробния агент левофлоксацин. Дисковете са етикетирани от двете страни с подробности за антимикробното средство (LEV) и наличното количество (µg): LEV5 (5 µg).

Дисковете се доставят в касети, съдържащи по 50 диска. В опаковка има по 5 касети. Всяка касета е индивидуално запечатана заедно с таблетка десикант в прозрачна блистерна опаковка, покрита с фолио. AST дисковете с левофлоксацин могат да се дозират с помощта на диспенсър за дискове Oxoid (продава се отделно). Всеки отделен диск трябва да се използва само веднъж.

Предназначение

Дисковете за тестване на антимикробна чувствителност с левофлоксацин се използват в метода за полуколичествен дифузионен тест на агар за изпитване на чувствителност *in vitro*. Тези дискове се използват в диагностичен работен процес за подпомагане на клиницистите при определянето на потенциални възможности за лечение на пациенти, за които се подозира, че имат микробна инфекция, и са предназначени да определят чувствителността срещу микроорганизми, за които левофлоксацин е доказано, че е активен както клинично, така и *in vitro*. Да се използва с чиста култура, отглеждана на агар.

Изделието не е автоматизирано, предназначено е само за професионална употреба и не е придружаваща диагностика.

Тестът предоставя информация за категоризиране на организмите като резистентни, междинни или чувствителни към антимикробния агент.

Допълнителни изисквания за вземане на проби, работа и съхранение на проби могат да бъдат намерени в местните процедури и насоки. Няма посочена популация за тестване за тези дискове.

Публикуваните клинични гранични стойности в текущата версия на таблиците на FDA,³ CLSI M100^{1ac} или таблиците за гранични стойности, определени от EUCAST², трябва да се използват за интерпретиране на резултатите от размера на зоната.

Видове с публикувани гранични стойности според текущата литература на FDA:

Грам-положителен

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β-Hemolytic Group
- Чувствителен към метицилин *Staphylococcus aureus*

Грам-отрицателен

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* и *parainfluenza*

Видове с публикувани гранични стойности според текущата литература на CLSI M100:

Грам-положителен

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β-Hemolytic Group
- *Streptococcus* spp. Viridans Group



Грам-отрицателен

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* и *parainfluenzae*

Видове с публикувани гранични стойности според текущата литература на EUCAST:

Грам-положителен

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, коагулаза-негативни *Staphylococcus* spp.)
- *Enterococcus* spp. (само за неусложнени UTI)
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* групи A, B, C и G
- *Bacillus* spp.

Грам-отрицателен

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Всеки диск е само за еднократна употреба. Опаковката съдържа достатъчно тестови изделия за множество тестове за еднократна употреба.

Принцип на метода

AST дисковете с левофлоксацин могат да се използват в метода за полуколичествен дифузионен тест на агар за изпитване на чувствителност *in vitro*. За пълни инструкции, свързани с генерирането и интерпретацията на резултатите съгласно методологията на CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab}, вижте съответните настоящи стандарти. Таблицы, показващи CLSI^{1bc}/EUCAST² съединения/концентрации, могат да бъдат намерени в тяхната документация, посочена по-долу. Чисти култури от клинични изолати се инокулират върху тестовата среда и AST дискът се поставя на повърхността. Антибиотикът в диска дифундира през агара, за да образува градиент. След инкубацията зоните на инхибиране около дисковете се измерват и се сравняват с познати диапазони на диаметъра на зоната за специфичния антимикробен агент(и)/организъм(и), които се тестват.

Метрологична проследимост на стойностите на калибратора и контролния материал

Метрологичната проследимост на стойностите, присвоени на калибратори и контролни материали, предназначени за установяване или проверка на истинността на метода за AST дискове с левофлоксацин, се основава на международно признати процедури и стандарти.

За препоръчаните концентрации границите на зоните са в съответствие с текущите стандарти за ефективност за антимикробни дискове за тестване на чувствителност, както е подробно описано от CLSI^{1bc} и/или EUCAST².

Предоставени материали

AST дисковете с левофлоксацин се състоят от хартиени дискове с диаметър 6 mm, импрегнирани с определено количество антимикробен агент. Дисковете са маркирани от двете страни, за да се посочи агентът и количеството. AST дисковете с левофлоксацин се доставят в касети от по 50 диска. Във всяка опаковка има 5 касети. Касетите са индивидуално опаковани в запечатана с фолио блистерна опаковка с десикант.

Вижте таблица 1 по-долу за описание на компонентите, свързани с изделието. За описание на активните реагенти, които влияят на резултата от изделието, вижте Таблица 2.

Таблица 1. Материали, предоставени със СТ1587В	
Описание на компонента	Описание на материала
Касета с пружина, капачка и бутало (x5)	Компоненти за монтаж и пластмасова касета, съдържаща 50 x AST диска.
Таблетка десикант (x5)	Бледобежови до кафяви, малки таблетки с форма на драже. С всяка касета се доставя 1.
Фолио	Фолио, индивидуално запечатващо всяка касета с нейния десикант.
Дискове за тестване на чувствителност (x250)	Индивидуални дискове от абсорбираща хартия. 6 mm. 50 във всяка касета. 5 касети в опаковка.

Таблица 2. Описание на реагентите на AST диск с левофлоксацин	
Реагент	Описание на действието
Левофлоксацин	Кристално твърдо вещество; разтворимо в PBS, етанол, DMSO и DMF. Левофлоксацин се използва за лечение на голямо разнообразие от бактериални инфекции. Този флуорохинолонов антибактериален агент действа върху комплекса ДНК-ДНК-гираза и топоизомеразата IV.

Концентрацията на антибиотик върху AST диска се анализира за всяка партида и се контролира с помощта на вътрешни и външни спецификации (напр. FDA³). Действителната концентрация е описана подробно в сертификата за анализ.

AST дисковете с левофлоксацин могат да се дозират с помощта на диспенсър за дискове Oxoid, който не е включен към изделието.

Срок на годност и условия за съхранение

Неотворени касети от AST дискове с левофлоксацин имат срок на годност от 36 месеца, ако се съхраняват според препоръчаните условия. Неотворените касети трябва да се съхраняват при -20 °C до 8 °C, докато не са необходими.

Веднъж отворени, касетите трябва да се съхраняват в диспенсъра в предоставения контейнер с ненаситен (оранжев) десикант или друг подходящ непрозрачен херметичен контейнер с десикант за защита на дисковете от влага. Диспенсърите трябва да се съхраняват в контейнера при 2 ° до 8 °C и да се оставят да достигнат стайна температура преди отваряне, за да се предотврати образуването на конденз. Веднъж отворени от опаковката, съдържаща десикант, дисковете трябва да се използват в рамките на 7 дни и само ако се съхраняват, както е описано в тези ИУ.

Характеристики на аналитична ефективност

Таблица 3. Необработени данни за размери на зоните, в съответствие с методологията на CLSI, взети от 3-те най-нови партии левофлоксацин (5 µg) LEV5 AST дискове.

Методология на CLSI										
Партида на продукта	Организъм	ATCC® номер	Тестова среда	Долна граница	Горна граница	Изчислена референтна средна стойност	Разчитане (mm)			Средна разлика между експерименталните стойности и референтните средни стойности (mm) + SD (коефициент на дисперсия)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (CV=0)

Партида на продукта	Организъм	ATCC® номер	Тестова среда	Долна граница	Горна граница	Изчислена референтна средна стойност	Разчитане (mm)			Средно (mm) + SD
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Партида на продукта	Организъм	ATCC® номер	Тестова среда	Долна граница	Горна граница	Изчислена референтна средна стойност	Разчитане (mm)			Средно (mm) + SD
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: Стандартно отклонение

Таблица 4. Необработени данни за размери на зоните, в съответствие с методологията на EUCAST, взети от 3-те най-нови партии левофлоксацин (5 µg) LEV5 AST дискове.

Методология на EUCAST										
Партида на продукта	Организъм	ATCC® номер	Тестова среда	Долна граница	Горна граница	Изчислена референтна средна стойност	Разчитане (mm)			Средна разлика между експерименталните стойности и референтните средни стойности (mm) + SD (коефициент на дисперсия)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Партида на продукта	Организъм	ATCC® номер	Тестова среда	Долна граница	Горна граница	Изчислена референтна средна стойност	Разчитане (mm)			Средна разлика между експерименталните стойности и референтните средни стойности (mm) + SD (коефициент на дисперсия)
							1	2	3	

3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (CV=0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
Партида на продукта	Организъм	ATCC® номер	Тестова среда	Долна граница	Горна граница	Изчислена референтна средна стойност	Разчитане (mm)			Средна разлика между експерименталните стойности и референтните средни стойности (mm) + SD (коефициент на дисперсия)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: Стандартно отклонение

Характеристики на клиничното действие

144 клинични изолата са включени в AST тестването на чувствителност на дискове Oxoid с левофлоксацин чрез дискова дифузия в съответствие с указанията на EUCAST за гранични стойности⁴. Резултатите показват 100% чувствителност към левофлоксацин за *S. pneumoniae*, *H. influenzae* и *M. catarrhalis* изолати.

Изследване показва, че бактериалните изолати са резистентни към често предписваните лекарства за инфекции на пикочните пътища (UTI) и изследването предполага, че левофлоксацин е обещаващо лекарство при лечението на инфекции на пикочните пътища в центъра за изследване.⁵ Статията показва, че AST дисковете с левофлоксацин (5 µg) LEV5 са ефективни при клиничен анализ на *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* и *S. aureus*, като се има предвид степента на чувствителност и не са докладвани резултати извън спецификациите или непоследователни такива.

Сериозни инциденти

Всеки сериозен инцидент, възникнал във връзка с изделието, се докладва на производителя и на съответния регулаторен орган, където е установен потребителят и/или пациентът.

Препратки



- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al.* (2017). "Bacteriology and AntibioGram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Всички права запазени. ATCC® е търговска марка на ATCC. Всички други търговски марки са собственост на Thermo Fisher Scientific Inc. и неговите дъщерни дружества. Тази информация няма за цел да насърчава използването на тези продукти по начин, който може да наруши правата на интелектуална собственост на други.

Речник на символите


Символ/етикет	Значение
	Производител
	Медицинско изделие за in vitro диагностика



	Температурни ограничения (температура на съхранение)
	Номер на партида
	Каталожен номер
	Да не се използва повторно
	Вижте инструкциите за употреба
	Съдържа достатъчно за <n> теста
	Срок на годност
	Период след отваряне – броя дни, в които продуктът може да се използва след отваряне
	САЩ: Внимание: Федералният закон ограничава това изделие за продажба от или по поръчка на лекар
	Да не се използва, ако опаковката е повредена
	Упълномощен представител в Европейската общност/ Европейски съюз
	Уникален идентификатор на изделието
	Европейски знак за съответствие
	Знак за съответствие на Обединеното кралство
	Вносител – Трябва да се укаже организацията, която внася медицинското изделие в съответното географско местоположение. Приложимо за Европейския съюз
	Произведено в Обединеното кралство

Информация за ревизията

Версия	Дата на издаване и въведени модификации
2.0	2024-07-23



CS

Oxoid™ Levofloxacin Discs 5 µg (LEV5)

REF CT1587B

Disky k testování antimikrobiální citlivosti

POZNÁMKA: Tento návod k použití je třeba číst společně s obecným návodem k použití AST disků Oxoid, který je dodáván s výrobkem a je k dispozici online.

Disky pro testování antimikrobiální citlivosti (AST) na levofloxacin jsou 6mm papírové disky, které obsahují specifické množství antimikrobiální látky levofloxacin. Disky jsou z obou stran označeny údaji o antimikrobiální látce (LEV) a jejím množství (µg): LEV5 (5 µg).

Disky jsou dodávány v zásobnících po 50 discích. V každém balení je 5 zásobníků. Každý zásobník je samostatně uzavřen spolu s vysoušecí tabletou v průhledném blistru pokrytém fólií. AST disky s levofloxacinem lze dávkovat pomocí dávkovače disků Oxoid Disc Dispenser (prodává se samostatně). Každý jednotlivý disk lze použít pouze jednou.

Účel použití

Disky pro testování antimikrobiální citlivosti na levofloxacin se používají v semikvantitativní agarové difuzní metodě pro testování citlivosti in vitro. Tyto disky se používají v diagnostickém pracovním postupu, aby pomohly lékařům určit potenciální možnosti léčby pacientů s podezřením na mikrobiální infekci, a jsou určeny ke stanovení citlivosti vůči mikroorganismům, u nichž byla prokázána účinnost levofloxacinu jak klinicky, tak in vitro. Používají se s čistou kulturou vypěstovanou na agaru.

Prostředek není automatizovaný, je určen pouze pro profesionální použití a není určen pro doprovodnou diagnostiku.

Test poskytuje informace pro kategorizaci organismů jako rezistentních, středně citlivých nebo citlivých na antimikrobiální látku.

Další požadavky na odběr vzorků, manipulaci s nimi a jejich uchovávání naleznete v místních postupech a pokynech. Pro tyto disky není stanovena žádná testovací populace.

Publikované klinické breakpointy v aktuální verzi tabulek breakpointů FDA³, CLSI M100^{1ac} nebo EUCAST² je třeba použít k interpretaci výsledku velikosti zóny.

Druhy s publikovanými breakpointy podle aktuální literatury FDA:

Grampozitivní

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β-hemolytická skupina
- Na meticilin citlivý *Staphylococcus aureus*

Gramnegativní

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* a parainfluenza

Druhy s publikovanými breakpointy podle aktuální literatury CLSI M100:

Grampozitivní

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β-hemolytická skupina
- *Streptococcus* spp. Skupina Viridans



Gramnegativní

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* a *parainfluenzae*

Druhy s publikovanými breakpointy podle aktuální literatury EUCAST:

Grampozitivní

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, koaguláza-negativní *Staphylococcus* spp.)
- *Enterococcus* spp. (pouze nekomplikované infekce močových cest)
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* skupiny A, B, C a G
- *Bacillus* spp.

Gramnegativní

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Každý disk je pouze na jedno použití. Balení obsahuje dostatečné množství testovacích zařízení pro více jednorázových testů.

Princip metody

AST disky s levofloxacinem lze použít v semikvantitativní agarové difuzní metodě pro testování citlivosti in vitro. Úplné pokyny týkající se tvorby a interpretace výsledků podle metodologie CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab} naleznete v příslušných platných normách. Tabulky uvádějící sloučeniny/koncentrace podle CLSI^{1bc}/EUCAST² naleznete v příslušné dokumentaci, na kterou je odkazováno níže. Čisté kultury klinických izolátů se naočkují na testovací médium a na povrch se umístí AST disk. Antibiotikum v disku difunduje agarem a vytváří gradient. Po inkubaci se změří inhibiční zóny kolem disků a porovnají se s určenými rozsahy průměrů zón pro specifické antimikrobiální látky/organismy, které se testují.

Metrologická sledovatelnost hodnot kalibrátoru a kontrolního materiálu

Metrologická sledovatelnost hodnot přiřazených kalibrátorům a kontrolním materiálům určeným ke stanovení nebo ověření správnosti metody pro AST disky s levofloxacinem je založena na mezinárodně uznávaných postupech a standardech.

Pro doporučené koncentrace jsou zónové limity v souladu se současnými standardy výkonnosti pro testy citlivosti antimikrobiálních disků, jak jsou podrobně popsány v metodologii CLSI^{1bc} a/nebo EUCAST².

Poskytnuté materiály

AST disky s levofloxacinem se skládají z papírových disků o průměru 6 mm impregnovaných určitým množstvím antimikrobiální látky. Disky jsou z obou stran označeny značkou pro označení látky a jejího množství. AST disky s levofloxacinem se dodávají v zásobnících po 50 discích. V každém balení je 5 zásobníků. Zásobníky jsou jednotlivě baleny ve fólii zataveném blistru s vysoušecí tabletou.

Popis součástí spojených s prostředkem je uveden v tabulce 1 níže. Popis aktivních reagensů, které ovlivňují výsledek prostředku, naleznete v tabulce 2.

Tabulka 1. Materiály dodávané s produktem CT1587B	
Popis součásti	Popis materiálu
Zásobník s pružinou, víčkem a pístem (x5)	Součásti sestavy a plastový zásobník obsahující 50 AST disků.
Vysoušecí tableta (x5)	Malé tablety ve tvaru pastilky světle béžové až hnědé barvy. S každým zásobníkem se dodává 1 kus.
Fólie	Fólie jednotlivě utěsňující každý zásobník s jeho vysoušedlem.
Testovací disky na citlivost (x250)	Jednotlivé absorpční papírové disky. 6mm. 50 v každém zásobníku. 5 zásobníků v balení.

Tabulka 2. Popis reagensů AST disku s levofloxacinem	
Reagensie	Popis funkce
Levofloxacin	Krystalická pevná látka, rozpustná v PBS, ethanolu, DMSO a DMF. Levofloxacin se používá k léčbě široké škály bakteriálních infekcí. Tato fluorochinolonová antibakteriální látka působí na komplex DNA–DNA–gyráza a topoizomerázu IV.

Koncentrace antibiotika na AST disku se analyzuje u každé šarže a kontroluje se podle interních a externích specifikací (např. FDA³). Skutečná koncentrace je podrobně uvedena v certifikátu analýzy.

AST disky s levofloxacinem lze dávkovat pomocí dávkovače disků Oxoid Disc Dispenser, který však není s tímto prostředkem dodáván.

Doba použitelnosti a podmínky skladování

Neotevřené zásobníky s AST disky s levofloxacinem mají dobu použitelnosti 36 měsíců, pokud jsou skladovány za doporučených podmínek. Neotevřené zásobníky musí být uchovávány při teplotě -20 °C až 8 °C, dokud nejsou potřeba.

Po otevření by měly být zásobníky uchovávány v dávkovači v dodané nádobě s nenasyceným (oranžovým) vysoušedlem nebo v jiné vhodné neprůhledné vzduchotěsné nádobě s vysoušedlem, která chrání disky před vlhkostí. Dávkovače by měly být skladovány v nádobě při teplotě 2 °C až 8 °C a před otevřením by se měly vytemperovat na pokojovou teplotu, aby se zabránilo tvorbě kondenzace. Po otevření obalu obsahujícího vysoušedlo by disky měly být použity do 7 dnů a pouze v případě, že jsou uchovávány podle popisu v této příručce.

Charakteristiky analytického provedení

Tabulka 1. Nezpracovaná data o velikostech zón v souladu s metodologií CLSI získaná ze 3 nejnovějších šarží AST disků s levofloxacinem (5 µg) LEV5

Metodologie CLSI										
Šarže produktu	Organismus	Číslo ATCC®	Testovací médium	Dolní mez	Horní mez	Vypočtená referenční hodnota středního bodu	Odečet (mm)			Průměrný rozdíl mezi experimentálními hodnotami a referenčními hodnotami středního bodu (mm) + SD (koeficient rozptylu)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (CV=0)

Šarže produktu	Organismus	Číslo ATCC®	Testovací médium	Dolní mez	Horní mez	Vypočtená referenční hodnota středního bodu	Odečet (mm)			Průměr (mm) + SD
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Šarže produktu	Organismus	Číslo ATCC®	Testovací médium	Dolní mez	Horní mez	Vypočtená referenční hodnota středního bodu	Odečet (mm)			Průměr (mm) + SD
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: standardní odchylka

Tabulka 2. Nezpracovaná data o velikostech zón v souladu s metodologií EUCAST získaná ze 3 nejnovějších šarží AST disků s levofloxacinem (5 µg) LEV5

Metodologie EUCAST										
Šarže produktu	Organismus	Číslo ATCC®	Testovací médium	Dolní mez	Horní mez	Vypočtená referenční hodnota středního bodu	Odečet (mm)			Průměrný rozdíl mezi experimentálními hodnotami a referenčními hodnotami středního bodu (mm) + SD (koeficient rozptylu)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

Šarže produktu	Organismus	Číslo ATCC®	Testovací médium	Dolní mez	Horní mez	Vypočtená referenční hodnota středního bodu	Odečet (mm)			Průměrný rozdíl mezi experimentálními hodnotami a referenčními hodnotami středního bodu (mm) + SD (koeficient rozptylu)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (CV=0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
Šarže produktu	Organismus	Číslo ATCC®	Testovací médium	Dolní mez	Horní mez	Vypočtená referenční hodnota středního bodu	Odečet (mm)			Průměrný rozdíl mezi experimentálními hodnotami a referenčními hodnotami středního bodu (mm) + SD (koeficient rozptylu)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: standardní odchylka

Charakteristiky klinického provedení

144 klinických izolátů bylo zahrnuto do testování citlivosti AST disků Oxoid s levofloxacinem prostřednictvím diskové difuze podle pokynů EUCAST pro breakpointy.⁴ Výsledky ukázaly 100% citlivost na levofloxacin u izolátů *S. pneumoniae*, *H. influenzae* a *M. catarrhalis*.

Studie ukazuje, že bakteriální izoláty byly rezistentní vůči běžně předepisovaným lékům na infekce močových cest (UTI). Studie dále naznačila, že levofloxacin je slibným lékem v léčbě infekcí močových cest ve studijním centru.⁵ Článek ukazuje, že AST disky s levofloxacinem (5 µg) LEV5 jsou účinné při klinické analýze *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* a *S. aureus* vzhledem k míře citlivosti a skutečnosti, že nebyly hlášeny žádné výsledky, které by nesplňovaly specifikace nebo byly nekonzistentní.

Závažné události

Každá závažná událost, ke které došlo v souvislosti s prostředkem, se musí nahlásit výrobci a příslušnému správnímu orgánu, ve kterém je uživatel a/nebo pacient usazen.


Reference

- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al.* (2017). "Bacteriology and Antibigram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Všechna práva vyhrazena. ATCC® je ochranná známka společnosti ATCC. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím společnosti Thermo Fisher Scientific Inc. a jejích dceřiných společností. Cílem těchto informací není podporovat používání těchto výrobků způsobem, který by mohl porušovat práva duševního vlastnictví jiných osob.



Slovníček symbolů

Symbol/oznaka	Značenje
	Proizvođač
	In vitro dijagnostički medicinski proizvod
	Granica temperature (temp. skladištenja)
	Serijska / Broj serije
	Kataloški broj
	Nemojte višekratno upotrebljavati
	Proučite upute za uporabu
	Sadrži dovoljno za <n> testova
	Datum isteka
	Razdoblje nakon otvaranja – broj dana koliko se proizvod može koristiti nakon otvaranja
	SAD: oprez: prema saveznom zakonu, prodaja ovog uređaja ograničena je na liječnika ili prema njegovom nalogu
	Ne upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno
	Ovlašteni zastupnik u Europskoj zajednici/Europskoj uniji
	Jedinstvena identifikacija proizvoda
	Europska oznaka sukladnosti
	Oznaka sukladnosti u Ujedinjenoj Kraljevini
	Uvoznik – za označavanje subjekta koji uvozi medicinski proizvod u pojedinu zemlju. Primjenjivo u Europskoj uniji
	Proizvedeno u Ujedinjenoj Kraljevini

Informace o revizi

Verze	Datum vydání a provedené změny
2.0	2024-07-23






<https://www.thermofisher.com>



250



DE

Oxoid™ Levofloxacin-Discs 5 µg (LEV5)

REF CT1587B

Antimikrobielle Suszeptibilitätstest-Discs

HINWEIS: Diese Gebrauchsanweisung sollte in Verbindung mit der allgemeinen Oxoid AST-Gebrauchsanweisung gelesen werden, die mit dem Produkt geliefert wird und online verfügbar ist.

Levofloxacin Antimikrobielle Suszeptibilitätstest(AST)-Discs sind 6 mm große Papierplättchen, die eine bestimmte Menge des antimikrobiellen Wirkstoffs Levofloxacin enthalten. Die Discs sind auf beiden Seiten mit Angaben zum antimikrobiellen Wirkstoff (LEV) und der vorhandenen Menge (µg) beschriftet: LEV5 (5 µg).

Die Discs werden in Kartuschen mit 50 Discs geliefert. Jede Packung enthält 5 Kartuschen. Jede Kartusche ist einzeln zusammen mit einer Trockenmitteltablette in einer folienüberzogenen, transparenten Blisterverpackung versiegelt. Levofloxacin AST-Discs können mit einem Oxoid-Disc-Spender (separat erhältlich) dosiert werden. Jede einzelne Disc sollte nur einmal verwendet werden.

Verwendungszweck

Levofloxacin Antimikrobielle Suszeptibilitätstest-Discs werden im halbquantitativen Agardiffusionstestverfahren für In-vitro-Suszeptibilitätstests verwendet. Diese Discs werden in einem diagnostischen Arbeitsablauf verwendet, um Klinikern bei der Bestimmung möglicher Behandlungsoptionen für Patienten mit Verdacht auf eine mikrobielle Infektion zu helfen. Sie dienen zur Bestimmung der Suszeptibilität gegenüber Mikroorganismen, für die sich Levofloxacin sowohl klinisch als auch in vitro als wirksam erwiesen hat. Zur Verwendung mit einer reinen, auf Agar gezüchteten Kultur.

Das Gerät ist nicht automatisiert, nur für den professionellen Gebrauch bestimmt und ist kein Begleitdiagnostikum.

Der Test liefert Informationen zur Einstufung von Organismen als resistent, intermediär oder suszeptibel gegenüber dem antimikrobiellen Wirkstoff.

Weitere Anforderungen an die Probenentnahme, Handhabung und Lagerung von Proben finden Sie in den lokalen Verfahren und Richtlinien. Es gibt keine bestimmte Testpopulation für diese Discs.

Die veröffentlichten klinischen Breakpoints in der aktuellen Version der FDA-,³ CLSI M100^{1ac}- oder EUCAST²-Breakpoint-Tabellen müssen zur Interpretation des Ergebnisses der Zonengröße herangezogen werden.

Spezies mit veröffentlichten Breakpoints gemäß der aktuellen FDA-Literatur:

Grampositiv

- *Enterokokkus* spp.
- *Streptokokkus pneumoniae*
- *Streptokokkus* spp. β-hämolytische Gruppe
- Methicillin-suszeptible *Staphylokokkus aureus*

Gramnegativ

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* und *parainfluenza*

Spezies mit veröffentlichten Breakpoints gemäß der aktuellen CLSI M100-Literatur:

Grampositiv

- *Staphylokokkus* spp.
- *Enterokokkus* spp.
- *Streptokokkus pneumoniae*
- *Streptokokkus* spp. β-hämolytische Gruppe
- *Streptokokkus* spp. *Viridans*-Gruppe



Gramnegativ

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* und *parainfluenzae*

Spezies mit veröffentlichten Breakpoints gemäß der aktuellen EUCAST-Literatur:

Grampositiv

- *Staphylokokkus* spp. (*S. aureus*, koagulasenegative *Staphylokokkus* spp.)
- *Enterokokkus* spp. (nur unkomplizierte Harnwegsinfektionen)
- *Streptokokkus pneumoniae*
- *Streptokokken* der Gruppen A, B, C und G
- *Bacillus* spp.

Gramnegativ

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Jede Disc ist nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt. Die Packung enthält ausreichend Testgeräte für mehrere Tests zum einmaligen Gebrauch.

Das Prinzip der Methode

Levofloxacin AST-Discs können im halbquantitativen Agardiffusionstestverfahren für In-vitro-Suszeptibilitätstests verwendet werden. Vollständige Anweisungen zur Erstellung und Interpretation der Ergebnisse gemäß der CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab}-Methodik finden Sie in den entsprechenden aktuellen Standards. Tabellen mit den CLSI^{1bc}/EUCAST²-Verbindungen/Konzentrationen finden Sie in den entsprechenden Dokumentationen, auf die unten verwiesen wird. Reinkulturen von klinischen Isolaten werden auf das Testmedium beimpft und die AST-Disc auf die Oberfläche gelegt. Das Antibiotikum in der Disc diffundiert durch den Agar und bildet einen Gradienten. Nach der Inkubation werden die Hemmzonen um die Discs herum gemessen und mit den anerkannten Zonendurchmesserbereichen für den/die spezifischen antimikrobiellen Wirkstoff(e)/Organismus(-men) im Test verglichen.

Metrologische Rückführbarkeit von Kalibrator- und Kontrollmaterialwerten

Die metrologische Rückführung von Werten, die Kalibratoren und Kontrollmaterialien zugewiesen werden, um die Richtigkeit einer Methode für Levofloxacin AST-Discs festzulegen oder zu überprüfen, basiert auf international anerkannten Verfahren und Standards.

Bei den empfohlenen Konzentrationen entsprechen die Zonengrenzen den aktuellen Leistungsstandards für antimikrobielle Suszeptibilitätstests, wie sie beschrieben werden von CLSI^{1bc} und/oder EUCAST².

Bereitgestellte Materialien

Levofloxacin AST-Discs bestehen aus Papierplättchen mit einem Durchmesser von 6 mm, die mit einer bestimmten Menge eines antimikrobiellen Wirkstoffs imprägniert sind. Die Discs sind auf beiden Seiten markiert, um den Wirkstoff und die Menge anzugeben. Levofloxacin AST-Discs werden in Kartuschen mit 50 Discs geliefert. In jeder Packung sind 5 Kartuschen enthalten. Die Kartuschen sind einzeln in einer folienversiegelten Blisterpackung mit einem Trockenmittel verpackt.

In Tabelle 1 unten finden Sie eine Beschreibung der Komponenten des Geräts. Eine Beschreibung der aktiven Reagenzien, die das Ergebnis des Geräts beeinflussen, finden Sie in Tabelle 2.

Tabelle 1. Mit CT1587B mitgelieferte Materialien	
Komponenten- beschreibung	Materialbeschreibung
Kartusche mit Feder, Deckel und Kolben (x5)	Montagekomponenten und Kunststoffkartusche mit 50x AST-Discs.
Trockenmittel- Tablette (x5)	Blassbeige bis braune, kleine rautenförmige Tabletten. 1 wird mit jeder Kartusche geliefert.
Folie	Die Folie versiegelt jede Kartusche einzeln mit ihrem Trockenmittel.
Suszeptibilitätstest- Discs (x250)	Einzelne Discs aus saugfähigem Papier. 6 mm. 50 in jeder Kartusche. 5 Kartuschen pro Packung.

Tabelle 2. Beschreibung von Levofloxacin AST-Disc-Reagenzien	
Reagenz	Beschreibung der Funktion
Levofloxacin	Kristalliner Feststoff; löslich in PBS, Ethanol, DMSO und DMF. Levofloxacin wird zur Behandlung einer Vielzahl von bakteriellen Infektionen eingesetzt. Dieses antibakterielle Fluorchinolon wirkt auf den DNA-DNA-Gyrase-Komplex und die Topoisomerase IV.

Die Konzentration des Antibiotikums auf der AST-Disc wird für jede Charge analysiert und anhand interner und externer Spezifikationen kontrolliert (z. B. FDA³). Die tatsächliche Konzentration ist auf dem Analysenzertifikat angegeben.

Levofloxacin AST-Discs können mit einem Oxoid-Disc-Spender abgegeben werden, der nicht im Lieferumfang des Geräts enthalten ist.

Haltbarkeitsdauer und Lagerbedingungen

Ungeöffnete Kartuschen mit Levofloxacin AST-Discs haben eine Haltbarkeit von 36 Monaten, wenn sie unter den empfohlenen Bedingungen gelagert werden. Ungeöffnete Kartuschen müssen bis zur Verwendung bei -20 °C bis 8 °C gelagert werden.

Nach dem Öffnen sollten die Kartuschen im Spender in dem mitgelieferten Behälter (mit einem ungesättigten (orangefarbenen) Trockenmittel oder einem anderen geeigneten undurchsichtigen, luftdichten Behälter mit einem Trockenmittel gelagert werden, um die Discs vor Feuchtigkeit zu schützen. Spender sollten im Behälter bei 2 °–8 °C gelagert werden und vor dem Öffnen auf Raumtemperatur kommen, um die Bildung von Kondenswasser zu vermeiden. Nach dem Öffnen der Trockenmittelverpackung sollten die Discs innerhalb von 7 Tagen verwendet werden und nur, wenn sie wie in dieser Gebrauchsanweisung beschrieben gelagert werden.

Analytische Leistungsmerkmale

Tabelle 3. Rohdaten der Zonengrößen in Übereinstimmung mit der CLSI-Methodik, entnommen aus den 3 jüngsten Chargen von Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST-Discs.

CLSI-Methodik										
Produktcharge	Organismus	ATCC®- Nummer	Test- medien	Untere Grenze	Obere Grenze	Berechneter Referenz- mittelwert	Messwert (mm)			Mittlere Differenz zwischen den experimentellen Werten und den Referenzmittel- werten (mm) + SD (Varianzko- effizient)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylokokkus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV = 0)
	<i>Streptokokkus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % SB	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (CV = 0)

Produkt-charge	Organismus	ATCC®-Nummer	Test-medien	Untere Grenze	Obere Grenze	Berechneter Referenz-mittelwert	Messwert (mm)			Durchschnitt (mm) + SD
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (CV = 0,16)
	<i>Staphylokokkus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % SB	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Streptokokkus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)
Produkt-charge	Organismus	ATCC®-Nummer	Test-medien	Untere Grenze	Obere Grenze	Berechneter Referenz-mittelwert	Messwert (mm)			Durchschnitt (mm) + SD
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylokokkus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (CV = 0,16)
	<i>Streptokokkus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)

SD: Standardabweichung

Tabelle 4. Rohdaten der Zonengrößen in Übereinstimmung mit der EUCAST-Methodik, entnommen aus den 3 jüngsten Chargen von Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST-Discs.

EUCAST-Methodik										
Produktcharge	Organismus	ATCC®-Nummer	Test-medien	Untere Grenze	Obere Grenze	Berechneter Referenz-mittelwert	Messwert (mm)			Mittlere Differenz zwischen den experimentellen Werten und den Referenzmittelwerten (mm) + SD (Varianzkoeffizient)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylokokkus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)

Produktcharge	Organismus	ATCC®-Nummer	Test-medien	Untere Grenze	Obere Grenze	Berechneter Referenz-mittelwert	Messwert (mm)			Mittlere Differenz zwischen den experimentellen Werten und den Referenzmittel-werten (mm) + SD (Varianzko-effizient)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (CV = 0,15)
	<i>Staphylokokkus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV = 0)
Produktcharge	Organismus	ATCC®-Nummer	Test-medien	Untere Grenze	Obere Grenze	Berechneter Referenz-mittelwert	Messwert (mm)			Mittlere Differenz zwischen den experimentellen Werten und den Referenzmittel-werten (mm) + SD (Varianzko-effizient)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylokokkus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)

SD: Standardabweichung

Klinische Leistungsmerkmale

144 klinische Isolate wurden in die AST-Suszeptibilitätsprüfung von Oxoid Levofloxacin-Discs mittels Disc-Diffusion gemäß den EUCAST-Breakpoints-Richtlinien einbezogen⁴. Die Ergebnisse zeigten eine 100%ige Suszeptibilität gegenüber Levofloxacin für die Isolate von *S. pneumoniae*, *H. influenzae* und *M. catarrhalis*.

Eine Studie zeigt, dass bakterielle Isolate gegen häufig verschriebene Medikamente für Harnwegsinfektionen (UTIs) resistent waren. Die Studie legt nahe, dass Levofloxacin ein vielversprechendes Medikament für die Behandlung von Harnwegsinfektionen im Studienzentrum ist.⁵ Der Artikel zeigt, dass die Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST-Discs wirksam sind bei der klinischen Analyse von *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* und *S. aureus* angesichts der Suszeptibilitätsraten und es wurden keine Außerhalb-der-Spezifikation- oder inkonsistenten Ergebnisse gemeldet.

Schwere Zwischenfälle

Alle schwerwiegenden Vorkommnisse, die im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetreten sind, müssen dem Hersteller sowie der zuständigen Aufsichtsbehörde des Landes, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist, gemeldet werden.



Referenzen

- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al* (2017). "Bacteriology and Antiblogram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle Rechte vorbehalten. ATCC® ist eine Marke von ATCC. Alle anderen Marken sind Eigentum der Thermo Fisher Scientific Inc. und ihrer Tochtergesellschaften. Diese Informationen sollen nicht dazu anregen, diese Produkte in einer Weise zu verwenden, die die geistigen Eigentumsrechte anderer verletzen könnte.



Glossar der Symbole

Symbol/Etikett	Bedeutung
	Hersteller
	Medizinisches Gerät zur In-vitro-Diagnosestellung
	Temperaturbegrenzung (Lagertemp.)
	Chargencode/Losnummer
	Katalognummer
	Nicht wiederverwenden
	Gebrauchsanweisung konsultieren
	Enthält ausreichend für <n> Tests
	Verfallsdatum
	Nutzungsdauer nach dem Öffnen 7 Tage
	USA: Vorsicht! Das Bundesgesetz beschränkt den Verkauf dieses Produkts auf den Verkauf durch einen Arzt oder auf dessen Anordnung.
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist
	Bevollmächtigter Vertreter in der Europäischen Gemeinschaft/Europäischen Union
	Eindeutige Kennung des Produkts
	Europäisches Konformitätskennzeichen
	Konformitätskennzeichen des Vereinigten Königreichs
	Importeur – Angabe der juristischen Person, die das Medizinprodukt in die Region importiert. Gilt für die Europäische Union.
	Hergestellt im Vereinigten Königreich

Informationen zur Revision

Version	Ausgabedatum und vorgenommene Änderungen
2.0	2024-07-23






<http://www.thermofisher.com>



250



EL

Δίσκοι Oxoid™ Levofloxacin 5 µg (LEV5)

REF CT1587B

Δίσκοι δοκιμής αντιμικροβιακής ευαισθησίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν IFU πρέπει να διαβάζεται σε συνδυασμό με τις γενικές οδηγίες χρήσης AST της Oxoid που παρέχονται με το προϊόν και είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο..

Οι Levofloxacin Antimicrobial Susceptibility Test (AST) Discs (δίσκοι δοκιμής αντιμικροβιακής ευαισθησίας Λεβοφλοξασίνης) είναι χάρτινοι δίσκοι διάστασης 6 mm που περιέχουν συγκεκριμένες ποσότητες του αντιμικροβιακού παράγοντα λεβοφλοξασίνη. Οι δίσκοι φέρουν ετικέτα και στις δύο πλευρές με λεπτομέρειες του αντιμικροβιακού παράγοντα (LEV) και της περιεχόμενης ποσότητας (µg): LEV5 (5 µg).

Οι δίσκοι παρέχονται σε κασέτες που περιέχουν 50 δίσκους. Η κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 5 κασέτες. Κάθε κασέτα σφραγίζεται ξεχωριστά μαζί με ένα ξηραντικό δισκίο σε διαφανή συσκευασία κυψέλης (blister) καλυμμένη με φύλλο αλουμινίου. Οι δίσκοι Levofloxacin AST μπορούν να διανεμηθούν χρησιμοποιώντας έναν Διανεμητήρα (κατανομέα) Δίσκων Oxoid (πωλείται χωριστά). Κάθε μεμονωμένος δίσκος θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.

Προβλεπόμενη χρήση

Οι Δίσκοι Δοκιμής Αντιμικροβιακής Ευαισθησίας λεβοφλοξασίνης χρησιμοποιούνται στην ημιποσοτική μέθοδο δοκιμής διάχυσης σε άγαρ για δοκιμασίες ευαισθησίας in vitro. Αυτοί οι δίσκοι χρησιμοποιούνται σε μια διαγνωστική ροή εργασιών προκειμένου να βοηθήσουν τους κλινικούς ιατρούς στον προσδιορισμό πιθανών θεραπευτικών επιλογών για ασθενείς για τους οποίους υπάρχει υποψία ότι έχουν μικροβιακή λοίμωξη, προορίζονται για τον προσδιορισμό της ευαισθησίας έναντι μικροοργανισμών για τους οποίους η λεβοφλοξασίνη έχει αποδειχθεί ότι είναι δραστική τόσο κλινικά όσο και in vitro. Για χρήση με καθαρή καλλιέργεια που αναπτύχθηκε σε άγαρ.

Το ιατροτεχνολογικό προϊόν δεν είναι αυτοματοποιημένο, προορίζεται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση και δεν αποτελεί συνοδευτικό διαγνωστικό μέσο.

Η δοκιμή παρέχει πληροφορίες για την κατηγοριοποίηση των οργανισμών ως ανθεκτικών, ενδιάμεσων ή ευαίσθητων στον αντιμικροβιακό παράγοντα.

Περαιτέρω απαιτήσεις για τη συλλογή δειγμάτων, το χειρισμό και τη φύλαξη των δειγμάτων μπορούν να βρεθούν στις τοπικές διαδικασίες και οδηγίες. Δεν υπάρχει καθορισμένος πληθυσμός δοκιμών για αυτούς τους δίσκους.

Τα δημοσιευμένα κλινικά όρια ευαισθησίας στην τρέχουσα έκδοση των πινάκων του FDA,³ του CLSI M100^{1ac} ή οι πίνακες ορίων ευαισθησίας της EUCAST² είναι αυτοί που πρέπει να χρησιμοποιούνται για την ερμηνεία του αποτελέσματος μεγέθους ζώνης.

Είδη με δημοσιευμένα όρια ευαισθησίας σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφία του FDA:

Gram-θετικά

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. Αιμολυτικός Ομάδας β
- Ευαίσθητος στη μεθικιλίνη *Staphylococcus aureus*

Gram-αρνητικά

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* και *parainfluenza*

Είδη με δημοσιευμένα όρια ευαισθησίας σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφία του CLSI M100:

Gram-θετικά

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. Αιμολυτικός Ομάδας β
- *Streptococcus* spp. Ομάδα *Viridans*



Gram-αρνητικά

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* και *parainfluenzae*

Είδη με δημοσιευμένα όρια ευαισθησίας σύμφωνα με την τρέχουσα βιβλιογραφία της EUCAST:

Gram-θετικά

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, κοαγκουλάση-αρνητικοί *Staphylococcus* spp.)
- *Enterococcus* spp. (μόνο μη επιπλεγμένες λοιμώξεις του ουροποιητικού - ουρολοιμώξεις)
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* ομάδες A, B, C και G
- *Bacillus* spp.

Gram-αρνητικά

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Κάθε δίσκος είναι για μία χρήση μόνο. Η συσκευασία περιέχει επαρκή αριθμό ιατροτεχνολογικών προϊόντων διενέργειας δοκιμών για πολλαπλές δοκιμές μίας χρήσης.

Αρχή της Μεθόδου

Οι δίσκοι Levofloxacin AST είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν στην ημιποσοτική μέθοδο δοκιμής διάχυσης σε άγαρ για δοκιμές ευαισθησίας *in vitro*. Για πλήρεις οδηγίες σχετικά με την παραγωγή και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων σύμφωνα με τη μεθοδολογία CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab} ανατρέξτε στα σχετικά ισχύοντα πρότυπα. Πίνακες που αναγράφουν ένωση/συγκεντρώσεις κατά CLSI^{1bc}/EUCAST² μπορούν να βρεθούν στην σχετική βιβλιογραφική τεκμηρίωσή τους παρακάτω. Καθαρές καλλιέργειες κλινικά απομονωθέντων στελεχών ενοφθαλμίζονται στο υπό εξέταση μέσο και ο δίσκος AST τοποθετείται στην επιφάνεια. Το αντιβιοτικό που βρίσκεται διαποτισμένο στο δίσκο διαχέεται μέσω του άγαρ για να σχηματίσει μια διαβάθμιση. Μετά την επώαση, οι ζώνες αναστολής της μικροβιακής ανάπτυξης γύρω από τους δίσκους μετρώνται και συγκρίνονται με καθιερωμένα εύρη διαμέτρων ζώνης για τον συγκεκριμένο αντιμικροβιακό παράγοντα/μικροοργανισμό/μικροοργανισμούς υπό δοκιμή.

Μετρολογική Ιχνηλασιμότητα των Τιμών των Μέσων Βαθμονόμησης και των Υλικών Ελέγχου

Η μετρολογική ιχνηλασιμότητα των τιμών που αποδίδονται σε μέσα βαθμονόμησης και υλικά ελέγχου που προορίζονται για τον καθορισμό ή την επαλήθευση της πιστότητας μιας μεθόδου για τους δίσκους Levofloxacin AST βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες διαδικασίες και πρότυπα.

Για τις συνιστώμενες συγκεντρώσεις, τα όρια ζώνης είναι σύμφωνα με τα τρέχοντα πρότυπα επίδοσης για τις δοκιμές ευαισθησίας με αντιμικροβιακούς δίσκους, όπως περιγράφονται λεπτομερώς από την CLSI^{1bc} ή/και τη EUCAST².

Υλικά που Παρέχονται

Οι δίσκοι Levofloxacin AST αποτελούνται από χάρτινους δίσκους διαμέτρου 6 mm διαποτισμένους με συγκεκριμένη ποσότητα αντιμικροβιακού παράγοντα. Οι δίσκοι φέρουν σήμανση και στις δύο πλευρές που υποδεικνύει τον αντιμικροβιακό παράγοντα και την ποσότητα. Οι δίσκοι Levofloxacin AST παρέχονται σε κασέτες των 50 δίσκων. Κάθε συσκευασία περιλαμβάνει 5 κασέτες. Κάθε κασέτα είναι μεμονωμένα συσκευασμένη σε συσκευασία κυψέλης (blister) με σφράγιση αλουμινίου μαζί με ξηραντικό.

Βλ. Πίνακα 1 παρακάτω για μια περιγραφή των εξαρτημάτων που σχετίζονται με το ιατροτεχνολογικό προϊόν. Για περιγραφή των ενεργών αντιδραστηρίων που επηρεάζουν το αποτέλεσμα του ιατροτεχνολογικού προϊόντος, ανατρέξτε στον Πίνακα 2.

Πίνακας 1. Υλικά που παρέχονται με το CT1587B	
Περιγραφή Εξαρτημάτων	Περιγραφή Υλικών
Κασέτα με ελατήριο, καπάκι και έμβολο (x5)	Εξαρτήματα διάταξης και πλαστική κασέτα που περιέχει 50x AST δίσκους.
Ξηραντικό δισκίο (x5)	Ανοιχτού μπεζ έως καφέ χρώματος, μικρά δισκία σε σχήμα παστίλιας. Παρέχεται 1 με κάθε κασέτα.
Φύλλο αλουμινίου	Φύλλο αλουμινίου για μεμονωμένη σφράγιση κάθε κασέτας μαζί με το ξηραντικό της.
Δίσκοι Δοκιμής Αντιμικροβιακής Ευαισθησίας (x250)	Μεμονωμένοι δίσκοι από απορροφητικό χαρτί. 6 mm. 50 σε κάθε κασέτα. 5 κασέτες ανά συσκευασία.

Πίνακας 2. Περιγραφή των Αντιδραστηρίων Δίσκων Levofloxacin AST	
Αντιδραστήριο	Περιγραφή της Λειτουργίας
Λεβοφλοξασίνη	Κρυσταλλικό στερεό. Διαλυτό σε PBS, αιθανόλη, DMSO και DMF. Η λεβοφλοξασίνη χρησιμοποιείται για τη θεραπεία μιας μεγάλης γκάμας βακτηριακών λοιμώξεων. Αυτός ο αντιβακτηριδιακός παράγοντας φθοριοκινολόνης δρα στο σύμπλεγμα DNA-DNA-γυράσης και την τοποϊσομεράση IV.

Η συγκέντρωση του αντιβιοτικού στον δίσκο AST αναλύεται για κάθε παρτίδα και ελέγχεται χρησιμοποιώντας εσωτερικές και εξωτερικές προδιαγραφές (π.χ. FDA³). Η πραγματική συγκέντρωση αναφέρεται λεπτομερώς στο Πιστοποιητικό Ανάλυσης.

Οι δίσκοι Levofloxacin AST μπορούν να διανεμηθούν χρησιμοποιώντας έναν Διανεμητήρα (κατανομέα) Δίσκων Oxoid ο οποίος δεν περιλαμβάνεται στο ιατροτεχνολογικό προϊόν.

Διάρκεια ζωής και Συνθήκες Φύλαξης

Οι μη ανοιγμένες κασέτες των δίσκων Levofloxacin AST έχουν διάρκεια ζωής 36 μηνών εφόσον φυλάσσονται υπό τις συνιστώμενες συνθήκες. Οι μη ανοιγμένες κασέτες πρέπει να φυλάσσονται στους -20 °C έως 8 °C μέχρι τη χρήση τους.

Μετά το άνοιγμα οι κασέτες θα πρέπει να φυλάσσονται εντός του διανεμητήρα (κατανομέα) μέσα στον παρεχόμενο περιέκτη με ξηραντικό που δεν έχει υποστεί κορεσμό (πορτοκαλί χρώματος) ή σε άλλον κατάλληλο, προστατευμένο από το φως, αεροστεγή περιέκτη με ξηραντικό για την προστασία των δίσκων από την υγρασία. Οι διανεμητήρες πρέπει να φυλάσσονται εντός του περιέκτη στους 2 έως 8 °C και να αφήνονται να έρθουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν το άνοιγμα για να αποφευχθεί ο σχηματισμός συμπύκνωσης. Αφού ανοιχτούν από τη συσκευασία τους που περιέχει ξηραντικό, οι δίσκοι θα πρέπει να χρησιμοποιούνται εντός 7 ημερών και μόνο εάν φυλάσσονται όπως περιγράφεται στις παρούσες Οδηγίες Χρήσης.

Χαρακτηριστικά Αναλυτικής Επίδοσης

Πίνακας 1. Ανεπεξέργαστα δεδομένα μεγεθών ζωνών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία CLSI, που ελήφθησαν από τις 3 πιο πρόσφατες παρτίδες δίσκων Levofloxacin (5 μg) LEV5 AST.

Μεθοδολογία CLSI										
Παρτίδα Προϊόντος	Μικροοργανισμός	Αριθμός ATCC®	Υλικό Δοκιμής	Κατώτερο Όριο	Ανώτατο Όριο	Υπολογισμένη μέση τιμή αναφοράς	Μέτρηση (mm)			Μέση διαφορά μεταξύ των πειραματικών τιμών και των μέσων τιμών αναφοράς (mm) + SD (Συντελεστής διακύμανσης)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+5% SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+5% SB	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (CV=0)

Παρτίδα Προϊόντος	Μικροοργανισμός	Αριθμός ATCC®	Υλικό Δοκιμής	Κατώτερο Όριο	Ανώτατο Όριο	Υπολογισμένη μέση τιμή αναφοράς	Μέτρηση (mm)			Μέσος όρος (mm) + SD
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+5% SB	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+5% SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Παρτίδα Προϊόντος	Μικροοργανισμός	Αριθμός ATCC®	Υλικό Δοκιμής	Κατώτερο Όριο	Ανώτατο Όριο	Υπολογισμένη μέση τιμή αναφοράς	Μέτρηση (mm)			Μέσος όρος (mm) + SD
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+5% SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+5% SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: Τυπική απόκλιση

Πίνακας 2. Αντεπεξέργαστα δεδομένα μεγεθών ζωνών, σύμφωνα με τη μεθοδολογία EUCAST, που ελήφθησαν από τις 3 πιο πρόσφατες παρτίδες δίσκων Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST.

Μεθοδολογία EUCAST										
Παρτίδα Προϊόντος	Μικροοργανισμός	Αριθμός ATCC®	Υλικό Δοκιμής	Κατώτερο Όριο	Ανώτατο Όριο	Υπολογισμένη μέση τιμή αναφοράς	Μέτρηση (mm)			Μέση διαφορά μεταξύ των πειραματικών τιμών και των μέσων τιμών αναφοράς (mm) + SD (Συντελεστής διακύμανσης)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

Παρτίδα Προϊόντος	Μικροοργανισμός	Αριθμός ATCC®	Υλικό Δοκιμής	Κατώτερο Όριο	Ανώτατο Όριο	Υπολογισμένη μέση τιμή αναφοράς	Μέτρηση (mm)			Μέση διαφορά μεταξύ των πειραματικών τιμών και των μέσων τιμών αναφοράς (mm) + SD (Συντελεστής διακύμανσης)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (CV=0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
Παρτίδα Προϊόντος	Μικροοργανισμός	Αριθμός ATCC®	Υλικό Δοκιμής	Κατώτερο Όριο	Ανώτατο Όριο	Υπολογισμένη μέση τιμή αναφοράς	Μέτρηση (mm)			Μέση διαφορά μεταξύ των πειραματικών τιμών και των μέσων τιμών αναφοράς (mm) + SD (Συντελεστής διακύμανσης)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: Τυπική απόκλιση

Χαρακτηριστικά Κλινικής Επίδοσης

144 κλινικά απομονωμένα στελέχη συμπεριλήφθηκαν στη δοκιμή ευαισθησίας AST των δίσκων Oxoid Levofloxacin μέσω διάχυσης δίσκου σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των ορίων ευαισθησίας της EUCAST⁴. Τα αποτελέσματα έδειξαν 100% ευαισθησία στη λεβοφλοξασίνη για τα απομονωμένα στελέχη *S. pneumoniae*, *H. influenzae* και *M. catarrhalis*.

Μια μελέτη δείχνει ότι τα βακτηριακά απομονωμένα στελέχη ήταν ανθεκτικά στα συνήθως συνταγογραφούμενα φάρμακα για λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος (UTIs) και η μελέτη πρότεινε ότι η λεβοφλοξασίνη είναι ένα πολλά υποσχόμενο φάρμακο για τη διαχείριση των ουρολοιμώξεων στο κέντρο μελέτης.⁵ Το άρθρο δείχνει ότι οι δίσκοι Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST είναι αποτελεσματικοί στην κλινική ανάλυση των *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* και *S. aureus*, δεδομένων των ποσοστών ευαισθησίας και της απουσίας αναφορών για εκτός προδιαγραφών ή ασυνεπή αποτελέσματα.

Σοβαρά Συμβάντα

Κάθε σοβαρό συμβάν που έχει προκύψει σε σχέση με το ιατροτεχνολογικό προϊόν πρέπει να αναφέρεται στον κατασκευαστή και στην σχετική ρυθμιστική αρχή του κράτους στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.


Βιβλιογραφικές Αναφορές

- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al* (2017). "Bacteriology and Antibigram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η ονομασία ATCC® είναι εμπορικό σήμα της ATCC. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία της Thermo Fisher Scientific Inc. και των θυγατρικών της. Αυτές οι πληροφορίες δεν προορίζονται να ενθαρρύνουν τη χρήση αυτών των προϊόντων με οποιονδήποτε τρόπο που θα μπορούσε να παραβιάσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άλλων.



Γλωσσάριο συμβόλων

Σύμβολο/Σήμανση	Ερμηνεία
	Κατασκευαστής
	In Vitro Διαγνωστικό Ιατροτεχνολογικό Προϊόν
	Περιορισμοί θερμοκρασίας (θερμ. αποθήκευσης)
	Αριθμός παρτίδας
	Αριθμός Καταλόγου
	Να μην επαναχρησιμοποιείται
	Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης
	Περιέχει επαρκή αριθμό για <η> δοκιμές
	Ημερομηνία λήξης
	Περίοδος χρήσης μετά το άνοιγμα 7 ημέρες
	Η.Π.Α.: Προσοχή: Ο ομοσπονδιακός νόμος περιορίζει την πώληση αυτού του ιατροτεχνολογικού προϊόντος από ή κατόπιν εντολής Ιατρού
	Μην το χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη
	Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα/Ευρωπαϊκή Ένωση
	Μοναδικό αναγνωριστικό ιατροτεχνολογικού προϊόντος
	Ευρωπαϊκό Σήμα Συμμόρφωσης
	Σήμα Συμμόρφωσης Η.Β.
	Εισαγωγέας - Υποδεικνύει την οντότητα που εισάγει το ιατροτεχνολογικό προϊόν στη συγκεκριμένη τοποθεσία. Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση



Made in the United Kingdom	Κατασκευάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο
-------------------------------	--

Πληροφορίες Αναθεώρησης

Έκδοση	Ημερομηνία έκδοσης και τροποποιήσεις που εισήχθησαν
2.0	2024-07-23






<https://www.thermofisher.com>



250



ES

Discos de levofloxacin 5 µg (LEV5) Oxoid™

REF CT1587B

Discos de prueba de susceptibilidad antimicrobiana

NOTA: estas instrucciones de uso deben leerse junto con las instrucciones de uso genéricas de AST Oxoid suministradas con el producto y disponibles en línea.

Los discos de prueba de susceptibilidad antimicrobiana (AST) a levofloxacin son discos de papel de 6 mm que contienen cantidades específicas del agente antimicrobiano levofloxacin. Los discos están etiquetados por ambas caras con datos del antimicrobiano (LEV) y la cantidad presente (µg): LEV5 (5 µg).

Los discos se suministran en cartuchos de 50 discos. Hay 5 cartuchos por paquete. Cada cartucho está sellado individualmente junto con una tableta desecante en un blíster transparente recubierto de aluminio. Los discos de AST con levofloxacin se pueden dispensar con un dispensador de discos Oxoid (se vende por separado). Cada disco individual es de un solo uso exclusivamente.

Uso previsto

Los discos de prueba de susceptibilidad antimicrobiana a levofloxacin se utilizan en el método de prueba semicuantitativo de difusión en agar para pruebas de susceptibilidad *in vitro*. Estos discos se utilizan en un flujo de trabajo de diagnóstico para ayudar a los médicos a determinar posibles opciones de tratamiento de pacientes que se sospecha que tienen una infección microbiana y están destinados a determinar la susceptibilidad frente a los microorganismos para los que se ha demostrado que el levofloxacin es activo tanto clínicamente como *in vitro*. Para ser utilizados con un cultivo de agar puro.

El dispositivo no está automatizado, es exclusivamente para uso profesional y no es un diagnóstico complementario.

La prueba proporciona información para clasificar los organismos como resistentes, intermedios o susceptibles al agente antimicrobiano.

Se pueden encontrar más requisitos de recogida, manipulación y almacenamiento de muestras en los procedimientos y las directrices locales. No existe una población de prueba específica para estos discos.

Se deben utilizar los puntos de corte clínicos publicados en la versión actual de las tablas de la FDA³, CLSI M100^{1ac} o EUCAST² para interpretar el resultado del tamaño de zona.

Especies con puntos de corte publicados en la documentación actual de la FDA:

Grampositivas

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. grupo β-hemolítico
- *Staphylococcus aureus* susceptible a la meticilina

Gramnegativas

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* y parainfluenza

Especies con puntos de corte publicados en la documentación actual del CLSI M100:

Grampositivas

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. grupo β-hemolítico
- *Streptococcus* spp. grupo viridans



Gramnegativas

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* y *parainfluenzae*

Especies con puntos de corte publicados en la documentación actual del EUCAST:

Grampositivas

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus* y *Staphylococcus* spp. coagulasa negativos)
- *Enterococcus* spp. (ITU no complicadas solamente)
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* grupos A, B, C y G
- *Bacillus* spp.

Gramnegativas

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Cada disco es de un solo uso exclusivamente. El envase contiene dispositivos de prueba suficientes para varias pruebas de un solo uso.

Principio del método

Los discos de AST con levofloxacin se pueden utilizar en el método de prueba semicuantitativo de difusión en agar para pruebas de susceptibilidad *in vitro*. Consulte las normas pertinentes actuales para obtener las instrucciones completas relativas a la generación e interpretación de los resultados según la metodología del CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab}. Puede consultar tablas que muestran los compuestos/concentraciones según el CLSI^{1bc}/EUCAST² en la documentación referenciada a continuación. Se inoculan cultivos puros de aislados clínicos en el medio de prueba y se coloca el disco AST en la superficie. El antibiótico que hay dentro del disco se difunde a través del agar para formar un gradiente. Después de la incubación, se miden las zonas de inhibición alrededor de los discos y se comparan con los rangos de diámetros de zona reconocidos para los agentes antimicrobianos/organismos específicos objeto de la prueba.

Trazabilidad metrológica de los valores de los materiales de control y los calibradores

La trazabilidad metrológica de los valores asignados a los calibradores y los materiales de control destinados a establecer o verificar la veracidad de un método con los discos de AST con levofloxacin se basa en procedimientos y estándares reconocidos internacionalmente.

Para las concentraciones recomendadas, los límites de zona están de acuerdo con los estándares de rendimiento actuales para pruebas de susceptibilidad de discos antimicrobianos según lo detallado por CLSI^{1bc} o EUCAST².

Materiales suministrados

Los discos de AST con levofloxacin consisten en discos de papel de 6 mm de diámetro impregnados con una cantidad específica del agente antimicrobiano. Los discos están marcados por ambas caras para indicar el agente y la cantidad. Los discos de AST con levofloxacin se suministran en cartuchos de 50 discos. Hay 5 cartuchos en cada paquete. Los cartuchos están envasados individualmente en un blíster sellado con lámina de aluminio con un desecante.



Consulte la descripción de los componentes asociados al dispositivo en la Tabla 1 a continuación. Para obtener una descripción de los reactivos activos que influyen en el resultado del dispositivo, consulte la Tabla 2.

Tabla 1. Materiales suministrados con CT1587B	
Descripción del componente	Descripción del material
Cartucho con resorte, tapa y émbolo (x5)	Componentes de ensamblaje y cartucho de plástico que contiene 50 discos de AST.
Tableta desecante (x5)	Comprimidos pequeños en forma de rombo de color de beige pálido a marrón. Se suministra una con cada cartucho.
Lámina	Sirve para sellar individualmente cada cartucho con su desecante.
Discos de prueba de susceptibilidad (x250)	Discos individuales de papel absorbente. 6 mm. 50 en cada cartucho. 5 cartuchos por paquete.

Tabla 2. Descripción de los reactivos de los discos de AST con levofloxacino	
Reactivo	Descripción de la función
Levofloxacino	Sólido cristalino; soluble en PBS, etanol, DMSO y DMF. El levofloxacino se usa para tratar una amplia variedad de infecciones bacterianas. Este agente antibacteriano de tipo fluoroquinolona actúa sobre el complejo ADN-ADN-girasa y la topoisomerasa IV.

La concentración de antibiótico en el disco de AST se analiza para cada lote y se controla mediante especificaciones internas y externas (p. ej., FDA³). La concentración real se detalla en el Certificado de análisis.

Los discos de AST con levofloxacino se pueden dispensar utilizando un dispensador de discos Oxoid, que no se incluye con el dispositivo.

Validez y condiciones de almacenamiento

Los cartuchos de discos de AST con levofloxacino sin abrir tienen una vida útil de 36 meses si se almacenan en las condiciones recomendadas. Los cartuchos sin abrir se deben almacenar a entre -20 °C y 8 °C hasta que se necesiten.

Una vez abiertos, los cartuchos se deben almacenar dentro del dispensador en el recipiente suministrado (con un desecante insaturado (naranja)) u otro recipiente hermético opaco adecuado con un desecante para proteger los discos de la humedad. Los dispensadores se deben almacenar dentro del recipiente a 2 °C - 8 °C y es necesario permitir que alcancen la temperatura ambiente antes de abrirlos para evitar que se forme condensación. Después de abrir el envase con desecante, los discos se deben utilizar dentro del plazo de 7 días y solo si se almacenan como se describe en estas instrucciones de uso.

Características de rendimiento analítico

Tabla 1. Datos sin procesar de los tamaños de zona, según la metodología del CLSI, tomados de los 3 lotes más recientes de los discos de AST con levofloxacino (5 µg) LEV5.

Metodología del CLSI										
Lote de productos	Microorganismo	Número ATCC®	Medios de prueba	Límite inferior	Límite superior	Valor del punto medio de referencia calculado	Lectura (mm)			Diferencia media entre los valores experimentales y los valores del punto medio de referencia (mm) + DE (coeficiente de varianza)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV = 0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % SB	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (CV = 0)

Lote de productos	Microorganismo	Número ATCC®	Medios de prueba	Límite inferior	Límite superior	Valor del punto medio de referencia calculado	Lectura (mm)			Promedio (mm) + DE
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (CV = 0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % SB	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)
Lote de productos	Microorganismo	Número ATCC®	Medios de prueba	Límite inferior	Límite superior	Valor del punto medio de referencia calculado	Lectura (mm)			Promedio (mm) + DE
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (CV = 0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)

DE: Desviación estándar

Tabla 2. Datos sin procesar de los tamaños de zona, según la metodología del EUCAST, tomados de los 3 lotes más recientes de los discos de AST con levofloxacin (5 µg) LEV5.

Recientes de los discos de AST con levofloxacino (5 µg) LEVc.										
Metodología del EUCAST										
Lote de productos	Microorganismo	Número ATCC®	Medios de prueba	Límite inferior	Límite superior	Valor del punto medio de referencia calculado	Lectura (mm)			Diferencia media entre los valores experimentales y los valores del punto medio de referencia (mm) + DE (coeficiente de varianza)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)

Lote de productos	Microorganismo	Número ATCC®	Medios de prueba	Límite inferior	Límite superior	Valor del punto medio de referencia calculado	Lectura (mm)			Diferencia media entre los valores experimentales y los valores del punto medio de referencia (mm) + DE (coeficiente de varianza)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (CV = 0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV = 0)
Lote de productos	Microorganismo	Número ATCC®	Medios de prueba	Límite inferior	Límite superior	Valor del punto medio de referencia calculado	Lectura (mm)			Diferencia media entre los valores experimentales y los valores del punto medio de referencia (mm) + DE (coeficiente de varianza)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)

DE: Desviación estándar

Características de rendimiento clínico

Se incluyeron 144 aislados clínicos en pruebas de susceptibilidad AST con discos de levofloxacino Oxoid mediante difusión en disco según las directrices de puntos de corte de EUCAST⁴. Los resultados mostraron una susceptibilidad del 100 % a la levofloxacino para aislados de *S. pneumoniae*, *H. influenzae* y *M. catarrhalis*.

Un estudio muestra que los aislados bacterianos eran resistentes a los fármacos recetados habitualmente para infecciones del tracto urinario (ITU). El estudio sugirió que levofloxacino es un fármaco prometedor para tratar infecciones del tracto urinario en el centro de estudio⁵. El artículo muestra que los discos de AST con levofloxacino (5 µg) LEV5 son eficaces para el análisis clínico de *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* y *S. aureus*, dadas las tasas de susceptibilidad y no se notificaron resultados incoherentes ni fuera de especificaciones.

Incidentes graves

Cualquier incidente grave que se produzca en relación con el producto se debe notificar al fabricante y a la autoridad reguladora pertinente donde esté establecido el usuario o el paciente.



Referencias

- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al.* (2017). "Bacteriology and Antibigram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos los derechos reservados. ATCC® es una marca comercial de ATCC. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de Thermo Fisher Scientific Inc. y sus filiales. Esta información no pretende fomentar el uso de estos productos de ninguna manera que pueda infringir los derechos de propiedad intelectual de otros.




Glosario de símbolos

Símbolo/etiqueta	Significado
	Fabricante
	Producto sanitario para diagnóstico in vitro
	Límites de temperatura (temperatura de almacenamiento)
	Número de lote
	Numero de catalogo
	No reutilizar
	Consulte las instrucciones de uso
	Contiene la cantidad suficiente para <n> pruebas
	Fecha de caducidad
	Período posterior a la apertura: número de días que puede utilizarse el producto una vez abierto
	EE. UU.: Precaución: las leyes federales limitan la venta de este dispositivo a un médico o por orden de este.
	No utilizar si el paquete está dañado
	Representante autorizado en la Comunidad Europea/Unión Europea
	Identificador único de dispositivo
	Marca de conformidad europea
	Marca de conformidad del Reino Unido
	Importador: indicación de la entidad que importa el producto sanitario a la ubicación local. Aplicable a la Unión Europea
	Hecho en el Reino Unido

Información de revisiones

Versión	Fecha de publicación y modificaciones introducidas
2.0	2024-07-23





<https://www.thermofisher.com>

ET

Oxoid™-i levofloksatsiiniplaadid 5 µg (LEV5)

REF CT1587B

Antimikroobse vastuvõtlikkuse testplaadid

MÄRKUS. Seda kasutusjuhendit tuleb lugeda koos tootega kaasas olevate ja veebis saadaval olevate Oxoidi AST-i üldiste kasutusjuhistega.

Levofloksatsiini antimikroobse vastuvõtlikkuse testi (*Antimicrobial Susceptibility Test, AST*) plaadid on 6 mm paberplaadid, mis sisaldavad teatud koguses antimikroobset ainet levofloksatsiini. Plaadid on mõlemal küljel märgistatud antimikroobse aine (LEV) ja sisalduva koguse (µg) üksikasjadega: LEV5 (5 ug).

Plaadid tarnitakse 50 plaadiga kassetides. Ühes pakendis on 5 kassetti. Iga kassett on eraldi suletud koos kuivatusaine tabletiga fooliumiga kaetud läbipaistvas blisterpakendis. Levofloksatsiini AST-plaate saab väljastada, kasutades Oxoidi plaadijaoturit (müüakse eraldi). Iga plaati tohib kasutada ainult üks kord.

Sihtotstarve

Levofloksatsiini antimikroobse vastuvõtlikkuse testplaate kasutatakse poolkvantitatiivses agari difusioonikatse meetodis *in vitro* vastuvõtlikkuse testimiseks. Neid plaate kasutatakse diagnostilises töövoos, et aidata arstidel määrata võimalikke ravivõimalusi patsientidele, kellel kahtlustatakse mikroobset infektsiooni. Need plaadid on mõeldud vastuvõtlikkuse määramiseks mikroorganismide suhtes, mille puhul levofloksatsiini on osutunud aktiivseks nii kliiniliselt kui ka *in vitro*. Kasutada puhta agarkultuuriga.

Seade ei ole automatiseeritud, on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks ega ole ette nähtud kasutamiseks diagnostilise kompleksina.

Test annab teavet organismide liigitamiseks antimikroobse aine suhtes resistentseteks, keskmiseks või vastuvõtlikeks.

Täiendavad nõuded proovide kogumise, käsitlemise ja säilitamise kohta leiata kohalikest protseduuridest ja juhistest. Nende plaatide kasutamiseks pole määratud testimispopulatsiooni.

Tsooni suuruse tulemuse tõlgendamiseks tuleb kasutada FDA tabelite³, CLSI M100^{1ac} või EUCAST-i² murdepunktide tabelite praeguses versioonis avaldatud kliinilisi murdepunkte.

Liigid, millel on avaldatud murdepunktid vastavalt praegusele FDA teaduskirjandusele:

Grampositiivsed

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β-hemolüütiline rühm
- Metitsilliini suhtes vastuvõtlik *Staphylococcus aureus*

Gramnegatiivsed

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* ja *parainfluenza*

Liigid, millel on avaldatud murdepunktid vastavalt praegusele CLSI M100 teaduskirjandusele:

Grampositiivsed

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β-hemolüütiline rühm
- *Streptococcus* spp. Viridansi rühm



Gramnegatiivsed

- Enterobakterid
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* ja *parainfluenzae*

Liigid, millel on avaldatud murdepunktid vastavalt praegusele EUCAST-i teaduskirjandusele:

Grampositiivsed

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, koagulaasnegatiivsed *Staphylococcus* spp.)
- *Enterococcus* spp. (ainult tüsistusteta UTI)
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus*-e rühmad A, B, C ja G
- *Bacillus* spp.

Gramnegatiivsed

- Enterobakterid
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Iga plaat on ainult ühekordseks kasutamiseks. Pakend sisaldab piisavalt testseadmeid mitme ühekordseks kasutamiseks mõeldud testi jaoks.

Meetodi põhimõte

Levofloksatsiini AST-plaate võib kasutada poolkvantitatiivses agari difusioonikatse meetodis *in vitro* vastuvõtlikkuse testimiseks. Täielikud juhised tulemuste genereerimise ja tõlgendamise kohta vastavalt CLSI^{1bc}/EUCAST-i^{2ab} meetodikale leiate asjakohastest kehtivatest standarditest. Tabelid, mis näitavad CLSI^{1bc}/EUCAST-i² ühendi/kontsentratsioone, leiate nende allpool viidatud dokumentatsioonist. Kliiniliste isolaatide puhaskultuurid inokuleeritakse testsöötlele ja pinnale asetatakse AST-plaat. Plaadis olev antibiootikum hajub läbi agari, moodustades gradiendi. Pärast inkubeerimist mõõdetakse plaatide ümber olevaid inhibeerimistsoone ja neid võrreldakse testitava(te) spetsiifilis(t)e antimikroobse(te) aine(te)/organismi(de) tuvastatud tsooni läbimõõdu vahemikega.

Kalibraatori ja kontrollmaterjali väärtuste metrooloogiline jälgitavus

Kalibraatoritele ja kontrollmaterjalidele määratud väärtuste metrooloogiline jälgitavus, mis on ette nähtud levofloksatsiini AST-i plaatide meetodi õigsuse kindlakstegemiseks või kontrollimiseks, põhineb rahvusvaheliselt tunnustatud protseduuridel ja standarditel.

Soovitavate kontsentratsioonide puhul vastavad tsoonide piirid kehtivatele antimikroobse plaadi vastuvõtlikkuse testide jõudlusstandarditele, nagu on täpsustanud CLSI^{1bc} ja/või EUCAST².

Kaasasolevad materjalid

Levofloksatsiini AST-plaadid koosnevad 6 mm läbimõõduga paberplaatidest, mis on immutatud kindla koguse antimikroobse ainega. Plaatide mõlemale küljele on märgitud aine ja kogus. Levofloksatsiini AST-plaadid tarnitakse kassetides, millest igaüks sisaldab 50 plaati. Igas pakendis on 5 kasseti. Kassetid on pakendatud koos kuivatusainega eraldi fooliumiga suletud blisterpakendisse.

Seadmega seotud komponentide kirjelduse leiate allolevast tabelist 1. Seadme tulemust mõjutavate aktiivsete reaktiivide kirjelduse leiate tabelist 2.

Tabel 1. CT1587B-ga kaasasolevad materjalid	
Komponendi kirjeldus	Materjali kirjeldus
Vedru, korgi ja kolviga kasset (x5)	Montaažikomponendid ja plastkasset, mis sisaldab 50x AST-i plaati.
Kuivatusaine tablett (x5)	Helebeežid kuni pruunid väikesed pastillikujulised tabletid. Iga kassetiga on kaasas 1 tk.
Foolium	Foolium, mis sulgeb iga kasseti eraldi koos selle kuivatusainega.
Vastuvõtlikkuse testplaadid (x250)	Impaberiga üksikud plaadid. 6 mm. Iga kassetis 50 tk. 5 kassetti igas pakis.

Tabel 2. Levofloksatsiini AST-i plaatide reaktiivide kirjeldus	
Reaktiiv	Funktsiooni kirjeldus
Levofloksatsiin	Kristalne tahke aine; lahustub PBS-is, etanoolis, DMSO-s ja DMF-s. Levofloksatsiini kasutatakse mitmesuguste bakteriaalsete infektsioonide raviks. See fluorokinoloonide antibakteriaalne aine toimib DNA-DNA-güraasi kompleksile ja topoisomeraas IV-le.

Antibiootikumi kontsentratsiooni AST-plaadil analüüsitakse iga partii puhul ja seda kontrollitakse sisemiste ja väliste spetsifikatsioonide (nt FDA³). Tegelik kontsentratsioon on üksikasjalikult näidatud analüüsitunnistusel.

Levofloksatsiini AST-plaate saab väljastada Oxoidi plaadijaoturi abil, mis ei ole seadmega kaasas

Kõlblikkusaeg ja säilitustingimused

Levofloksatsiini AST-plaatide avamata kassetide säilivusaeg on 36 kuud, kui neid hoitakse soovitud tingimustes. Avamata kassetti tuleb hoida kuni vajaduseni temperatuuril -20 °C kuni 8 °C.

Pärast avamist tuleb kassetti hoida jaoturi sees (küllastumata (oranži) kuivatusainega) või muus sobivas läbipaistmatus õhukindlas mahutis koos kuivatusainega, et kaitsta plaate niiskuse eest. Jaotureid tuleb hoida mahutis temperatuuril 2 °C–8 °C ja lasta neil enne avamist soojeneda toatemperatuurini vältimaks kondensaadi teket. Kuivatusainet sisaldavast pakendist avatuna tuleb plaate kasutada 7 päeva jooksul ja ainult siis, kui neid hoitakse selles kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.

Analüütilised toimivusnäitajad

Tabel 3. Tsoonide suuruste algandmed vastavalt CLSI metoodikale, mis on võetud levofloksatsiini (5 µg) LEV5 AST-plaatide kolmest viimasest partiist.

CLSI metoodika										
Tootepartii	Organism	ATCC® number	Testkesk-kond	Alumine piirväärtus	Ülemine piirväärtus	Arvutatud võrdluse keskpunkti väärtus	Näit (mm)			Keskmine erinevus testväärtuste ja võrdluskeskpunkti väärtuste vahel (mm) + SD (variatsiooni-kordaja)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (CV=0)
Tootepartii	Organism	ATCC® number	Testkesk-kond	Alumine piirväärtus	Ülemine piirväärtus	Arvutatud võrdluse keskpunkti väärtus	Näit (mm)			Keskmine (mm) + SD
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (CV=0)



	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Tootepartii	Organism	ATCC® number	Testkesk-kond	Alumine piirväärtus	Ülemine piirväärtus	Arvutatud võrdluse keskpunkti väärtus	Näit (mm)			Keskmine (mm) + SD
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: standardhälve

Tabel 4. Tsoonide suuruste algandmed vastavalt EUCAST-i metoodikale, mis on võetud levofloksatsiini (5 µg) LEV5 AST-plaatide kolmest viimasest partiist.

EUCAST-i metoodika										
Tootepartii	Organism	ATCC® number	Testkesk-kond	Alumine piirväärtus	Ülemine piirväärtus	Arvutatud võrdluse keskpunkti väärtus	Näit (mm)			Keskmine erinevus testväärtuste ja võrdluskeskpunkti väärtuste vahel (mm) + SD (variatsioonikordaja)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Tootepartii	Organism	ATCC® number	Testkesk-kond	Alumine piirväärtus	Ülemine piirväärtus	Arvutatud võrdluse keskpunkti väärtus	Näit (mm)			Keskmine erinevus testväärtuste ja võrdluskeskpunkti väärtuste vahel (mm) + SD (variatsioonikordaja)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (CV=0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)

Tootepartii	Organism	ATCC® number	Testkeskond	Alumine piirväärtus	Ülemine piirväärtus	Arvutatud võrdluse keskpunkti väärtus	Näit (mm)			Keskmine erinevus testväärtuste ja võrdluskeskpunkti väärtuste vahel (mm) + SD (variatsioonikordaja)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: standardhälve

Kliinilised toimivusnäitajad

Vastavalt EUCAST-i murdepunktide juhiste⁴ kaasaati Oxoidi levofloksatsiiniplaatide AST-i vastuvõtlikkuse testimisse plaadidifusiooni teel 144 kliinilist isolaati. Tulemused näitasid *S. pneumoniae*, *H. influenzae* ja *M. catarrhalis*'e isolaatide 100% vastuvõtlikkust levofloksatsiini suhtes.

Uuring näitab, et bakteriisolaadid olid kuseteede infektsioonide urinary tract infection, UTI jaoks tavaliselt välja kirjutatud ravimite suhtes resistentsed, ning uuring näitas, et levofloksatsiin on paljulubav ravim kuseteede infektsioonide ravis uuringukeskuses.⁵ Artiklis kirjeldatakse, et levofloksatsiini (5 µg) LEV5 AST-plaadid on *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* ja *S. aureus*'e kliinilisel analüüsil tõhusad, arvestades vastuvõtlikkuse määrasid ning seda, et spetsifikatsioonist kõrvalekalduvatest või vastuolulistest tulemustest ei ole teatatud.

Tõsised juhtumid

Igast seadmega seoses toimunud tõsisest vahejuhtumist teatatakse tootjale ja asjaomasele reguleerivale asutusele, kus kasutaja ja/või patsient on registreeritud.

Viited


- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al.* (2017). "Bacteriology and Antibigram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Kõik õigused kaitstud. ATCC® on ettevõtte ATCC kaubamärk. Kõik muud kaubamärgid on ettevõtte Thermo Fisher Scientific Inc. ja selle tütarettevõtete omand. Selle teabe eesmärk ei ole julgustada neid tooteid kasutama ühelgi viisil, mis võiks rikkuda teiste intellektuaalomandi õigusi.

Sümbolite sõnastik

Sümbol/märgis	Täendus
	Tootja
	Meditsiiniseade in vitro diagnostikaks
	Temperatuuripiirang (säilitustemp.)
	Partii number



	Katalooginumber
	Ei ole korduskasutatav
	Lugege kasutusjuhendit
	Sisaldab piisavalt <n> testi jaoks
	Aegumiskuupäev
	Pärast avamist kasutusaeg 7 päeva
	USA: Ettevaatust! Ameerika Ühendriikide föderaalseadus lubab müüa seda seadet ainult arstil või tema korraldusega.
	Ärge kasutage, kui pakend on kahjustatud
	Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses/Euroopa Liidus
	Unikaalne seadme identifikaator
	Euroopa vastavusmärgis
	Ühendkuningriigi vastavusmärgis
	Importija – meditsiiniseadme lokaali importiva üksuse märkimiseks. Kehtib Euroopa Liidus
	Valmistatud Ühendkuningriigis

Läbivaatamise teave

Versioon	Väljaandmiskuupäev ja tehtud muudatused
2.0	2024-07-23



<http://www.thermofisher.com>



FI

Oxoid™-levofloksasiinilevyt 5 µg (LEV5)

REF CT1587B

Antimikrobista ainetta sisältävät herkkyystestilevyt

HUOMAUTUS: Tämä käyttöohje on luettava yhdessä tuotteen mukana toimitettujen ja verkossa saatavilla olevien yleisten Oxoid AST -käyttöohjeiden kanssa.

Antimikrobiset levofloksasiiniherkkyystestilevyt (AST) ovat 6 mm:n paperilevyjä, jotka sisältävät määritetyn määrän antimikrobista ainetta levofloksasiinia. Antimikrobinen aine (LEV) ja sen määrä (µg) on merkitty levyjen molemmille puolille: LEV5 (5 µg).

Levyt toimitetaan 50 levyn kaseteissa. Yhteen pakkaukseen kuuluu viisi kasettia. Kasetit toimitetaan yksittäispakattuina foliopäällysteisessä läpinäkyvässä läpipainopakkauksessa yhdessä kuivausainekapselin kanssa. AST-levofloksasiinilevyjä voidaan annostella Oxoid-levyannostelijalla (myydään erikseen). Kutakin levyä saa käyttää vain kerran.

Käyttötarkoitus

Antimikrobisia levofloksasiiniherkkyystestilevyjä käytetään in vitro -herkkyystestauksessa puolikvantitatiivista agardiifuusiotestimenetelmää käyttäen. Lääkärit voivat käyttää levyjä diagnostisena apuna mahdollisia hoitovaihtoehtoja määrittäessä potilaalle, joilla epäillään olevan mikrobi-infektio. Levyjen avulla voidaan määrittää herkkyys sellaisten mikro-organismien osalta, joihin levofloksasiinin on osoitettu toimivan sekä kliinisesti että in vitro. Käytetään viljelyjen kanssa, joissa on käytetty elatusaineena agarina.

Väline ei ole automatisoitu, se on tarkoitettu vain ammattikäyttöön ja sitä ei ole tarkoitettu lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistämiseen.

Organismit voidaan luokitella testin avulla antimikrobiselle aineelle resistentteihin, herkkydeltään alentuneisiin tai herkkiin organismeihin.

Paikallisten menettelytapojen ja ohjeistusten mukaisia vaatimuksia näytteiden keräämisestä, käsittelystä ja säilytyksestä tulee noudattaa. Levyille ei ole määritetty erityistä testattavaa populaatiota.

Alueen koon tuloksen tulokinnassa tulee käyttää FDA⁻³, CLSI M100^{-1ac} tai EUCAST²-raja-arvotaulukoiden uusimpien julkaistujen versioiden klinisiä raja-arvoja.

Kannat, joille on julkaistu raja-arvot tämänhetkessä FDA:n kirjallisuudessa:

Gram-positiiviset

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β-hemolyttinen ryhmä
- Metisilliinille herkkä *Staphylococcus aureus*

Gram-negatiiviset

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* ja *parainfluenza*

Kannat, joille on julkaistu raja-arvot tämänhetkessä CLSI M100 -kirjallisuudessa:

Gram-positiiviset

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β-hemolyttinen ryhmä
- *Streptococcus* spp. *Viridans*-ryhmä



Gram-negatiiviset

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* ja *parainfluenzae*

Kannat, joille on julkaistu raja-arvot tämänhetkisessä EUCAST-kirjallisuudessa:

Gram-positiiviset

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, koagulaasinegatiivinen *Staphylococcus* spp.)
- *Enterococcus* spp. (vain komplisoitumaton virtsatieinfektio)
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* ryhmät A, B, C ja G
- *Bacillus* spp.

Gram-negatiiviset

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Levyt on tarkoitettu ainoastaan kertakäyttöön. Pakkauksessa on testivälineitä useampaa kertakäyttöistä testiä varten.

Toimintaperiaate

AST-levofloksasiinilevyjä voidaan käyttää in vitro -herkkyystestauksessa puolikvantitatiivista agardiffuusiometodimenetelmää käyttäen. Täydelliset ohjeet tulosten luomiseen ja tulkintaan CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab}-metodologian mukaisesti löytyvät voimassa olevista standardeista. CLSI^{1bc}/EUCAST²-yhdiste-/pitoisuustaulukot löytyvät kyseisten resurssien dokumentaatiosta, johon viitataan alla. Testialustaan inokuloidaan puhtaita kliinisten isolaattien viljelmiä ja AST-levy asetetaan alustan pinnalle. Levyssä oleva antibiootti diffundoituu agariin muodostaen gradientin. Levyjä ympäröivät inhibitoalueet mitataan inkuboinnin jälkeen ja niitä verrataan testattavien määriteltujen antimikrobisten aineiden / organismien tunnettuihin inhibitoalueiden halkaisijoihin.

Kalibraattorin ja vertailumateriaalin arvojen mittaustekninen jäljitettävyyden

Kalibraattorien ja vertailumateriaalien arvojen mittaustekninen jäljitettävyyden, jonka tarkoituksena on määrittää tai todentaa AST-levofloksasiinilevyjen käyttömenetelmän oikeellisuus, perustuu kansainvälisesti tunnustettuihin menettelyihin ja standardeihin.

Alueiden rajat ovat suositeltujen pitoisuuksien osalta antimikrobisia levyjä hyödyntävien herkkyystestien suorituskystandardien mukaisia, kuten CLSI^{1bc} ja/tai EUCAST² ovat ne määritelleet.

Toimitettavat materiaalit

AST-levofloksasiinilevyt ovat halkaisijaltaan 6 mm:n paperilevyjä, jotka on kyllästetty määritetyllä määrällä antimikrobista ainetta. Käytetty aine ja sen määrä on merkitty levyjen molemmille puolille. AST-levofloksasiinilevyt toimitetaan 50 levyn kaseteissa. Kuhunkin pakkaukseen kuuluu viisi kasettia. Kasetit toimitetaan yksittäispakattuina foliopäälysteisessä läpipainopakauksessa, jossa on mukana kuivausainetta.

Välineeseen liittyvien osien kuvaus löytyy alta taulukosta 1. Välineen antamaan tulokseen vaikuttavien aktiivisten reagenssien kuvaus löytyy taulukosta 2.

Taulukko 1. Tuotteen CT1587B mukana toimitettavat materiaalit	
Osan kuvaus	Materiaalin kuvaus
Kasetti jousella, kannella ja männällä (5 kpl)	Kokoonpano-osat ja muovinen kasetti, jossa on 50 AST-levyä.
Kuivausainekapseli (5 kpl)	Pienet pastillimuotoiset kapselit; väri vaihtelee haalean beigestä ruskeaan. 1 kunkin kasetin mukana.
Folio	Folio, jolla päällystetään kunkin kasetin ja kuivausaineen yksittäispakkaus.
Herkkyystestilevyt (250 kpl)	Yksittäiset imukykyisestä paperista valmistetut levyt. 6 mm. Kasetissa 50 kpl. Pakkauksessa viisi kasettia.

Taulukko 2. AST-levofloksasiinilevyreagenssien kuvaus	
Reagenssi	Toiminnan kuvaus
Levofloksasiini	Kiteinen kiinteä aine; PBS-, etanoli-, dimetyylisulfoksidi- ja dimetyyliformamidiliukoinen. Levofloksasiinia käytetään monenlaisten bakteeri-infektioiden hoitoon. Tämä fluorokinoloniantibiootti (antibakteerinen aine) vaikuttaa DNA-DNA-gyraasikompleksiin ja topoisomeraasi IV:än.

Kunkin erän AST-levyjen antibioottipitoisuus analysoidaan ja sitä valvotaan sisäisten ja ulkoisten spesifikaatioiden mukaisesti (esim. FDA³). Todellinen pitoisuus eritellään analyysitodistuksessa.

AST-levofloksasiinilevyjä voidaan annostella Oxoid-levyannostelijalla, jota ei toimiteta välineen mukana.

Säilyvyysaika ja säilytysolosuhteet

Avaamattomien levofloksasiinia sisältävien AST-levyjen säilyvyysaika on 36 kuukautta suositelluissa olosuhteissa säilytettynä. Avaamattomia kasetteja tulee säilyttää -20 °C–8 °C:n lämpötilassa niiden käyttöhetkeen saakka.

Kun kasetti on avattu, sitä tulee säilyttää annostelijassa mukana toimitetussa säiliössä (yhdessä tyydyttymättömän [oranssin] kuivausaineen kanssa) tai muussa sopivassa läpinäkymättömässä ja ilmatiiviissä säiliössä, jossa on levyjä kosteudelta suojaavaa kuivausainetta. Annostelijat tulee säilyttää säiliössä 2 °C–8 °C:n lämpötilassa, ja niiden on annettava lämmetä huoneenlämpöön ennen avaamista kondensaation ehkäisemiseksi. Kun levyt on poistettu kuivausainetta sisältävästä pakkauksesta, ne tulee käyttää 7 päivän kuluessa ja ainoastaan, jos niitä on säilytetty tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Analyttiset suorituskykyominaisuudet

Taulukko 1. Aluekokojen raakatiedot CLSI-metodologian mukaisesti. Tiedot saatu kolmesta viimeisimmästä LEV5 (5 µg) AST -levofloksasiinilevyjen erästä.

CLSI-metodologia										
Tuote-erä	Organismi	ATCC®-numero	Testiväliaine	Alaraja	Yläraja	Laskettu vertailu-keskiarvo	Lukema (mm)			Kokeellisten arvojen ja vertailu-keskiarvojen keskimääräinen ero (mm) + keskihajonta (varianssi-kerroin)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+5%SB	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (CV=0)
Tuote-erä	Organismi	ATCC®-numero	Testiväliaine	Alaraja	Yläraja	Laskettu vertailu-keskiarvo	Lukema (mm)			
							1	2	3	

3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Tuote-erä	Organismi	ATCC®-numero	Testiväliaine	Alaraja	Yläraja	Laskettu vertailu-keskiarvo	Lukema (mm)			Keskiarvo (mm) + keskihajonta
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: keskihajonta

Taulukko 2. Aluekokojen raakatiedot EUCAST-metodologian mukaisesti. Tiedot saatu kolmesta viimeisimmästä LEV5 (5 µg) AST -levofloksasiinilevyjen erästä.

EUCAST-metodologia										
Tuote-erä	Organismi	ATCC®-numero	Testiväliaine	Alaraja	Yläraja	Laskettu vertailu-keskiarvo	Lukema (mm)			Kokeellisten arvojen ja vertailukeskiarvojen keskimääräinen ero (mm) + keskihajonta (varianssikerroin)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Tuote-erä	Organismi	ATCC®-numero	Testiväliaine	Alaraja	Yläraja	Laskettu vertailu-keskiarvo	Lukema (mm)			Kokeellisten arvojen ja vertailu-keskiarvojen keskimääräinen ero (mm) + keskihajonta (varianssikerroin)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (CV=0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV=0)



	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
Tuote-erä	Organismi	ATCC®-numero	Testiväliaine	Alaraja	Yläraja	Laskettu vertailu-keskiarvo	Lukema (mm)			Kokeellisten arvojen ja vertailu-keskiarvojen keskimääräinen ero (mm) + keskihajonta (varianssi-kerroin)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: keskihajonta

Kliiniset suorituskyvyominaisuudet

Levydiffuusiomenetelmää hyödyntävä AST-herkkyystestaus suoritettiin Oxoid-levofloksasiinilevyillä 144 kliiniseen isolaattiin EUCAST-raja-arvojen mukaisesti⁴. Tulokset osoittivat 100-prosenttisen herkkyuden levofloksasiinille *S. pneumoniae*-, *H. influenzae*- ja *M. catarrhalis*-isolaattien joukossa.

Tutkimuksessa osoitettiin toteen bakteeri-isolaattien resistenssi virtsatieinfektioihin yleisesti määrätyleille lääkkeille. Levofloksasiinin katsottiin olevan lupaava lääke virtsatieinfektioiden hallinnassa tutkimuskeskusasetelmassa.⁵ Artikkelin osoittaa 5 µg:n LEV5 AST -levofloksasiinilevyjen tehon *Salmonella* spp.-, *P. aeruginosa*-, *Escherichia coli*- ja *S. aureus* -isolaattien kliinisessä analyysissä huomioiden herkkyystasot ja se, ettei spesifikaatioiden ulkopuolisia tai epäjohtomukaisia tuloksia raportoitu lainkaan.

Vakavat vaaratilanteet

Kaikista välineeseen liittyvistä vakavista vaaratilanteista tulee ilmoittaa valmistajalle ja sen maan asiaankuuluvalla sääntelyviranomaiselle, jossa käyttäjä ja/tai potilas oleskelee.

Viitteet


- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al.* (2017). "Bacteriology and Antibigram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATCC® on ATCC-yhtiön tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat Thermo Fisher Scientific Inc. -yhtiön ja sen tytäryhtiöiden omaisuutta. Näiden tietojen tarkoituksena ei ole kehottaa käyttämään tuotteita tavalla, joka voisi rikkoa muiden tahojen immateriaalioikeuksia.

Symbolien selitykset


Symboli/merkintä	Selitys
	Valmistaja
	In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu väline
	Lämpötilarajoitus



	Eräkoodi
	Luettelonumero
	Ei saa käyttää uudelleen
	Lue käyttöohje tai sähköinen käyttöohje
	Riittää <n> testin suorittamiseen
	Viimeinen käyttöpäivämäärä
	Säilyvyys avaamisen jälkeen - kuinka monta päivää tuotetta voi käyttää avaamisen jälkeen
	Ei saa käyttää, jos pakkaus on vahingoittunut; lue käyttöohje
	Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Euroopan unionissa
	Yksilöllinen laitetunniste
	Yhdysvallat: Huomio: Liittovaltion laki rajoittaa tämän välineen myynnin lääkärille tai lääkärin määräyksestä
	Eurooppalainen yhdenmukaisuusmerkintä
	Yhdistyneen kuningaskunnan yhdenmukaisuusmerkintä
	Maahantuoja – ilmaisee yksikön, joka tuo lääkinnällisen laitteen alueelle. Koskee Euroopan unionia
	Valmistettu Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Versiotiedot

Versio	Julkaisupäivä ja tehdyt muutokset
2.0	2024-07-23



<https://www.thermofisher.com>

FR

Disques de 5 µg de lévofloxacine Oxoid™ (LEV5)

REF CT1587B

Disques de test de sensibilité aux antimicrobiens

REMARQUE : la présente notice d'utilisation doit être lue en même temps que les instructions d'utilisation génériques AST Oxoid fournies avec le produit et disponibles en ligne.

Les disques lévofloxacine de test de sensibilité aux antimicrobiens (TSA) sont des disques de papier de 6 mm qui contiennent des quantités spécifiques de l'agent antimicrobien lévofloxacine. Les disques sont revêtus d'un marquage des deux côtés avec les détails sur l'antimicrobien (LEV) et la quantité présente (µg) : LEV5 (5µg).

Les disques sont conditionnés en cartouches de 50 disques. Un paquet contient 5 cartouches. Chaque cartouche est scellée avec une pastille anti-humidité dans un blister transparent recouvert d'une feuille d'aluminium. Les disques AST à la lévofloxacine peuvent être distribués à l'aide d'un distributeur de disques Oxoid (vendu à part). Chaque disque est à usage unique.

Utilisation prévue

Les disques de test de sensibilité aux antimicrobiens à la lévofloxacine sont utilisés dans la méthode de diffusion semi-quantitative sur gélose pour les tests de sensibilité in vitro. Utilisés dans un flux de travail de diagnostic pour aider les cliniciens à déterminer les options de traitement possibles pour les patients suspectés d'avoir une infection microbienne, ces disques ont pour but de déterminer la sensibilité aux micro-organismes pour lesquels la lévofloxacine s'est révélée active à la fois cliniquement et in vitro. À utiliser avec une culture pure sur gélose.

Le dispositif n'est pas automatisé, est destiné à un usage professionnel uniquement et n'est pas un diagnostic compagnon.

Le test fournit des informations pour classer les organismes en résistants, intermédiaires ou sensibles à l'agent antimicrobien.

D'autres exigences en matière de collecte, manipulation et stockage des échantillons peuvent être énoncées dans les procédures et directives locales. Il n'y a pas de population de test spécifiée pour ces disques.

Concentrations critiques cliniques publiées dans la version actuelle de la FDA,³ les tableaux de concentrations critiques M100^{1ac} du CLSI ou de l'EUCAST² doivent être utilisés pour interpréter le résultat de la dimension de la zone.

Souches avec concentrations critiques publiées selon la FDA :

À Gram positif

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. du groupe β-hémolytique
- *Staphylococcus aureus* sensibles à la méticilline

À Gram négatif

- *Entérobactéries*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* et *parainfluenza*

Souches avec concentrations critiques publiées selon le M100 actuel du CLSI :

À Gram positif

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. du groupe β-hémolytique
- *Streptococcus* spp. du groupe viridans



À Gram négatif

- *Entérobactéries*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* et *parainfluenzae*

Souches avec concentrations critiques publiées selon l'EUCAST :

À Gram positif

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, autres espèces de staphylocoques à *coagulase négative*)
- *Enterococcus* spp. (IVU non compliquée uniquement)
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptocoques* des groupes A, B, C et G
- *Bacillus* spp.

À Gram négatif

- *Entérobactéries*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Chaque disque est à usage unique. Le paquet contient suffisamment de dispositifs pour réaliser plusieurs tests à usage unique.

Principe de la méthode

Les disques AST à la lévofloxacine peuvent être utilisés dans la méthode de diffusion semi-quantitative sur gélose pour les tests de sensibilité in vitro. Pour des instructions complètes sur la génération et l'interprétation des résultats selon la méthodologie du CLSI^{1bc}/de l'EUCAST^{2ab}, consultez les normes actuelles pertinentes. Les tableaux montrant les composés/concentrations du CLSI^{1bc}/de l'EUCAST² se trouvent dans les documentations référencées ci-dessous. Des cultures pures d'isolats cliniques sont ensemencées sur le support de test et le disque AST est placé à la surface. L'antibiotique contenu dans le disque se diffuse à travers la gélose pour former un gradient. Après incubation, les zones d'inhibition autour des disques sont mesurées et comparées aux plages de diamètres de zone reconnues pour le ou les agents/organismes antimicrobiens spécifiques en cours de test.

Traçabilité métrologique des valeurs de l'étalonneur et du matériau de contrôle

La traçabilité métrologique des valeurs attribuées aux étalonneurs et aux matériaux de contrôle destinés à établir ou à vérifier la justesse d'une méthode pour les disques AST à la lévofloxacine est basée sur des procédures et des normes internationalement reconnues.

Pour les concentrations recommandées, les limites de la zone sont conformes aux normes de performance actuelles pour les tests de sensibilité avec disques antimicrobiens, telles que détaillées par le CLSI^{1bc} et/ou l'EUCAST².

Matériaux fournis

Les disques AST à la lévofloxacine sont des disques en papier de 6 mm de diamètre imprégnés d'une quantité spécifique d'agent antimicrobien. Ces disques sont marqués sur chaque face pour indiquer l'agent et la quantité. Les disques AST à la lévofloxacine sont conditionnés en cartouches de 50 disques. Chaque paquet contient 5 cartouches. Chaque cartouche est emballée dans un blister scellé avec une pastille anti-humidité.



Voir le tableau 1 ci-dessous pour une description des composants associés au dispositif. Pour une description des réactifs actifs qui influencent le résultat du dispositif, consultez le Tableau 2.

Tableau 1. Matériaux fournis avec CT1587B	
Description du composant	Description du matériau
Cartouche avec ressort, capuchon et piston (x5)	Composants d'assemblage et cartouche en plastique contenant 50 disques AST.
Pastille anti-humidité (x5)	Petits comprimés beige clair à marrons, en forme de losange. 1 par cartouche.
Aluminium	Aluminium scellant chaque cartouche avec sa pastille anti-humidité.
Disques de test de sensibilité (x250)	Disques individuels en papier absorbant. 6 mm. 50 dans chaque cartouche. 5 cartouches par paquet.

Tableau 2. Description des réactifs du disque AST à la lévofloxacine	
Réactif	Description de la fonction
Lévofloxacine	Solide cristallin ; soluble dans le tampon phosphate salin, l'éthanol, le diméthylsulfoxyde et le diméthylformamide. La lévofloxacine est utilisée pour traiter une grande variété d'infections bactériennes. Cet agent antibactérien de la famille des fluoroquinolones agit sur le complexe ADN-ADN gyrase et la topoisomérase IV.

La concentration d'antibiotique sur le disque de test de sensibilité aux antimicrobiens est analysée pour chaque lot et est contrôlée sur la base de spécifications internes et externes (FDA³, par ex.). La concentration réelle est détaillée sur le certificat d'analyse.

Les disques AST à la lévofloxacine peuvent être distribués à l'aide d'un distributeur de disques Oxoid, qui n'est pas inclus avec le dispositif.

Durée de conservation et conditions de stockage

Les cartouches non ouvertes contenant des disques AST à la lévofloxacine ont une durée de conservation de 36 mois si elles sont conservées conformément aux conditions recommandées. Les cartouches non ouvertes doivent être conservées entre - 20 °C et +8 °C jusqu'à utilisation.

Une fois ouvertes, les cartouches doivent être conservées dans le distributeur du récipient fourni avec un agent dessiccatif insaturé (orange) ou tout autre récipient hermétique approprié avec un agent dessiccatif capable de protéger les disques de l'humidité. Les distributeurs doivent être conservés dans le récipient entre 2 °C et 8 °C et être laissés à température ambiante avant ouverture pour éviter toute condensation. Une fois sortis de leur emballage avec pastille anti-humidité, les disques doivent être utilisés dans les 7 jours et uniquement s'ils sont conservés conformément aux instructions contenues dans cette notice d'utilisation.

Caractéristiques de performance analytique

Tableau 1. Données brutes sur les dimensions de la zone, conformément à la méthodologie du CLSI, extraites des 3 derniers lots de disques AST à la lévofloxacine (5 µg) LEV5.

Méthodologie du CLSI										
Lot de produit	Organisme	Numéro ATCC®	Support de test	Limite inférieure	Limite supérieure	Valeur médiane de référence calculée	Relevé (mm)			Différence moyenne entre les valeurs expérimentales et les valeurs médianes de référence (mm) + ET (coefficient de variation)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5 %SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5 %SB	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (CV=0)

Lot de produit	Organisme	Numéro ATCC®	Support de test	Limite inférieure	Limite supérieure	Valeur médiane de référence calculée	Relevé (mm)			Moyenne (mm) + ET
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5 %SB	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5 %SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Lot de produit	Organisme	Numéro ATCC®	Support de test	Limite inférieure	Limite supérieure	Valeur médiane de référence calculée	Relevé (mm)			Moyenne (mm) + ET
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5 %SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5 %SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

ET : écart-type

Tableau 2. Données brutes sur les dimensions de la zone, conformément à la méthodologie de l'EUCAST, extraites des 3 derniers lots de disques AST à la lévofloxacine (5 µg) LEV5.

Méthodologie de l'EUCAST										
Lot de produit	Organisme	Numéro ATCC®	Support de test	Limite inférieure	Limite supérieure	Valeur médiane de référence calculée	Relevé (mm)			Différence moyenne entre les valeurs expérimentales et les valeurs médianes de référence (mm) + ET (coefficient de variation)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

Lot de produit	Organisme	Numéro ATCC®	Support de test	Limite inférieure	Limite supérieure	Valeur médiane de référence calculée	Relevé (mm)			Différence moyenne entre les valeurs expérimentales et les valeurs médianes de référence (mm) + ET (coefficient de variation)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (CV=0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
Lot de produit	Organisme	Numéro ATCC®	Support de test	Limite inférieure	Limite supérieure	Valeur médiane de référence calculée	Relevé (mm)			Différence moyenne entre les valeurs expérimentales et les valeurs médianes de référence (mm) + ET (coefficient de variation)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

ET : écart-type

Caractéristiques de performance clinique

144 isolats cliniques ont été inclus dans les tests de sensibilité AST des disques à la lévofloxacine Oxoid par diffusion sur disque conformément aux directives sur les concentrations critiques de l'EUCAST⁴. Les résultats ont montré une sensibilité de 100 % à la lévofloxacine pour les isolats de *S. pneumoniae*, *H. influenzae* et *M. catarrhalis*.

Une étude a montré que les isolats bactériens étaient résistants aux médicaments couramment prescrits pour traiter les infections des voies urinaires (IVU) et l'étude a suggéré que la lévofloxacine est un médicament prometteur dans la prise en charge des infections des voies urinaires dans le centre d'étude.⁵ L'article montre que les disques AST à la lévofloxacine (5 µg) LEV5 sont efficaces avec l'analyse clinique de *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* et *S. aureus* étant donné les niveaux de sensibilité et le fait qu'aucun résultat incohérent ni hors spécifications n'ait été renvoyé.

Incidents graves

Tout incident grave se produisant en relation avec le dispositif doit être signalé au fabricant et à l'autorité de régulation compétente en fonction du lieu où l'utilisateur et/ou le patient est établi.



Références

- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al* (2017). "Bacteriology and Antibigram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Tous droits réservés. ATCC® est une marque déposée d'ATCC. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de Thermo Fisher Scientific Inc. et de ses filiales. Ces informations ne sont pas destinées à encourager l'utilisation de ces produits d'une manière qui pourrait enfreindre les droits de propriété intellectuelle d'autrui.



Glossaire des symboles


Symbole / étiquette	Signification
	Fabricant
	Dispositif médical de diagnostic in vitro
	Limites de température (temp. de stockage)
	Lot / numéro de lot
	Référence catalogue
	Ne pas réutiliser
	Consulter les instructions d'utilisation
	Contenu suffisant pour <n> tests
	Date d'expiration
	Conservation après ouverture. Nombre de jours pendant lesquels le produit peut être utilisé après ouverture
	ÉTATS-UNIS : Attention : la loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance d'un praticien
	Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé
	Représentant autorisé dans la Communauté européenne/l'Union européenne
	Identifiant unique du dispositif
	Marque de conformité européenne
	Marque de conformité britannique
	Importateur : indique l'entité qui importe le dispositif médical dans le pays. Applicable à l'Union européenne
	Fabriqué au Royaume-Uni



Informations de révision

Version	Date de publication et modifications apportées
2.0	2024-07-23





<https://www.thermofisher.com>

HR

Diskovi s levofloksacinom od 5 µg Oxoid™ (LEV5)

REFCT1587B

Diskovi za testiranje antimikrobne osjetljivosti

NAPOMENA: ove upute za uporabu treba pročitati zajedno s općim uputama za testiranje antimikrobne osjetljivosti Oxoid koje se isporučuju s proizvodom i dostupne su na internetu.

Diskovi za testiranje antimikrobne osjetljivosti s levofloksacinom papirnati su diskovi od 6 mm koji sadržavaju određene količine antimikrobnog sredstva levofloksacina. Diskovi su označeni na obje strane s pojedinostima o prisutnom antimikrobnom sredstvu (LEV) i količini (µg): LEV5 (5 µg).

Diskovi se isporučuju u uložcima s 50 diskova. U svakom je pakiranju pet uložaka. Svaki je uložak pojedinačno zapakiran zajedno s tabletom desikanta u prozirnog blister pakiranju prekrivenom folijom. Diskovi za testiranje antimikrobne osjetljivosti s levofloksacinom mogu se dozirati pomoću dozatora za diskove Oxoid (prodaje se zasebno). Svaki pojedinačni disk smije se upotrijebiti samo jednom.

Namjena

Diskovi za testiranje antimikrobne osjetljivosti s levofloksacinom koriste se u polukvantitativnoj metodi testiranja difuzijom u agaru za in vitro testiranje osjetljivosti. Diskovi se upotrebljavaju u dijagnostičkom tijeku rada za određivanje potencijalnih mogućnosti liječenja za bolesnike kod kojih postoji sumnja u mikrobnu infekciju i namijenjeni su određivanju osjetljivosti na mikroorganizme za koje se pokazalo da je levofloksacin aktivan i klinički i in vitro. Za uporabu sa čistom kulturom uzgojenom na agaru.

Proizvod nije automatiziran, namijenjen je samo za profesionalnu uporabu i nije nadopuna dijagnostičkim postupcima.

Test daje podatke radi kategorizacije organizama kao otpornih, srednje osjetljivih ili osjetljivih na antimikrobno sredstvo.

Dodatni zahtjevi za prikupljanje, rukovanje i skladištenje uzoraka mogu se pronaći u lokalnim postupcima i smjernicama. Nije određena populacija za testiranje ovim diskovima.

Objavljene kliničke granične vrijednosti u aktualnoj verziji tablica s graničnim vrijednostima američke Agencije za hranu i lijekove,³ dokumenta M100 Instituta za kliničke i laboratorijske standarde^{1ac} ili odbora EUCAST² moraju se upotrebljavati za tumačenje rezultata veličine zone.

Vrste s objavljenim graničnim vrijednostima u skladu s aktualnom literaturom američke Agencije za hranu i lijekove:

Gram-pozitivne

- *Enterococcus spp.*
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus spp.* β-hemolitička skupina
- *Staphylococcus aureus* osjetljiv na metilicilin

Gram-negativne

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* i *parainfluenza*

Vrste s objavljenim graničnim vrijednostima u skladu s aktualnom literaturom iz dokumenta M100 Instituta za kliničke i laboratorijske standarde:

Gram-pozitivne

- *Staphylococcus spp.*
- *Enterococcus spp.*
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus spp.* β-hemolitička skupina
- *Streptococcus spp.* Skupina viridans



Gram-negativne

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter spp.*
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* i *parainfluenzae*

Vrste s objavljenim graničnim vrijednostima u skladu s aktualnom literaturom odbora EUCAST:

Gram-pozitivne

- *Staphylococcus spp.* (*S. aureus*, koagulaza-negativni *Staphylococcus spp.*)
- *Enterococcus spp.* (samo nekomplikirane infekcije urinarnog trakta)
- *Streptococcus pneumoniae*
- Skupine streptokoka A, B, C i G
- *Bacillus spp.*

Gram-negativne

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas spp.*
- *Acinetobacter spp.*
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas spp.*

Svaki je disk namijenjen samo za jednokratnu uporabu. Pakiranje sadržava dovoljno testova za višestruke jednokratne testove.

Načelo metode

Diskovi za testiranje antimikrobne osjetljivosti s levofloksacinom mogu se upotrebljavati u polukvantitativnoj metodi testiranja difuzijom u agaru za in vitro testiranje osjetljivosti. Za potpune upute o izradi i tumačenju rezultata u skladu s metodologijom Instituta za kliničke i laboratorijske standarde^{1bc}/odbora EUCAST^{2ab} proučite relevantne aktualne standarde. Tablice koje prikazuju sastojak/koncentracije Instituta za kliničke i laboratorijske standarde^{1bc}/odbora EUCAST² mogu se pronaći u njihovoj dokumentaciji koja je navedena u nastavku. Čiste kulture kliničkih izolata inokuliraju se na testni medij, a disk za testiranje antimikrobne osjetljivosti postavlja se na površinu. Antibiotik u disku rastapa se kroz agar, stvarajući gradijent. Nakon inkubacije mjere se zone inhibicije oko diskova i uspoređuju se s priznatim rasponima promjera zone za određeno testirano antimikrobno sredstvo (sredstva)/organizam (organizme).

Mjeriteljska sljedivost kalibratora i vrijednosti kontrolnog materijala

Mjeriteljska sljedivost vrijednosti dodijeljenih kalibratorima i kontrolnim materijalima predviđena za uspostavljanje ili potvrdu točnosti metode za diskove za testiranje antimikrobne osjetljivosti s levofloksacinom temelji se na međunarodno priznatim postupcima i standardima.

Za preporučene koncentracije granice zone u skladu su s aktualnim standardima učinkovitosti za diskove za testiranje antimikrobne osjetljivosti kako precizira Institut za kliničke i laboratorijske standarde^{1bc} i/ili odbor EUCAST².

Priloženi materijali

Diskovi za testiranje antimikrobne osjetljivosti s levofloksacinom sastoje se od papirnatih diskova promjera 6 mm impregniranih određenom količinom antimikrobnog sredstva. Diskovi su označeni na obje strane te navode lijek i količinu. Diskovi za testiranje antimikrobne osjetljivosti s levofloksacinom isporučuju se u ulošcima s 50 diskova. U svakom je pakiranju pet uložaka. Ulošci su pojedinačno zapakirani u blister pakiranje zatvoreno folijom s desikantom.

Pogledajte Tablicu 1 u nastavku za opis sastavnih dijelova koji se povezuju s proizvodom. Proučite Tablicu 2 za opis aktivnih reagensa koji utječu na rezultat proizvoda.

Tablica 1. Materijali koji se isporučuju s proizvodom CT1587B	
Opis sastavnih dijelova	Opis materijala
Uložak s oprugom, čepom i klipom (x5)	Sastavni dijelovi i plastični uložak koji sadržava 50x diskova za testiranje antimikrobne osjetljivosti.
Tableta desikanta (x5)	Male tablete u obliku pastile svjetlobež do smeđe boje. Sa svakim uloškom isporučuje se jedan komad.
Folija	Folija pojedinačno zatvara svaki uložak sa svojim desikantom.
Diskovi za testiranje osjetljivosti (x250)	Pojedinačni diskovi s upijajućim papirom. 6 mm. 50 u svakom ulošku. 5 uložaka po pakiranju.

Tablica 2. Opis reagensa za diskove za testiranje antimikrobne osjetljivosti s levofloksacinom	
Reagens	Opis funkcije
Levofloksacin	Kristalna kruta tvar; topiv u otopini puferiranoj fosfatom, etanolu, DMSO-u i DMF-u. Levofloksacin se koristi za liječenje raznih bakterijskih infekcija. Ovo antibakterijsko sredstvo s fluorokinolonom djeluje na kompleks DNK-DNK-giraze i topoisomerasu IV.

Koncentracija antibiotika u disku za testiranje antimikrobne osjetljivosti analizira se za svaku seriju i kontrolira pomoću unutarnjih i vanjskih specifikacija (npr. američke Agencije za hranu i lijekove³). Stvarna koncentracija detaljno je navedena u potvrdi analize.

Diskovi za testiranje antimikrobne osjetljivosti s levofloksacinom mogu se dozirati pomoću dozatora za diskove Oxoid, koji nije priložen uz proizvod.

Vijek trajanja i uvjeti skladištenja

Neotvoreni ulošci diskova za testiranje antimikrobne osjetljivosti s levofloksacinom imaju vijek trajanja 36 mjeseci ako se čuvaju u preporučenim uvjetima. Neotvoreni ulošci moraju se čuvati na temperaturi od – 20 °C do 8 °C do primjene.

Nakon otvaranja ulošci se moraju čuvati u dozatoru u priloženom spremniku s nezasićenim (narančastim) desikantom ili u nekom drugom prikladnom neprozirnom hermetički zatvorenom spremniku s desikantom kako bi se diskovi zaštitili od vlage. Dozatori se moraju čuvati u spremniku na temperaturi od 2 °C do 8 °C i moraju se pustiti da postignu sobnu temperaturu prije otvaranja kako bi se spriječilo stvaranje kondenzacije. Nakon vađenja iz svojih pakiranja koja sadržavaju desikant, diskovi se moraju upotrijebiti u roku od sedam dana te samo ako su čuvani kako je opisano u ovim uputama za uporabu.

Karakteristike analitičke učinkovitosti

Tablica 3. Neobrađeni podaci o veličinama zona, u skladu s metodologijom Instituta za kliničke i laboratorijske standarde, uzeti iz tri najnovije serije diskova za testiranje antimikrobne osjetljivosti s levofloksacinom (5 µg) LEV5.

Metodologija Instituta za kliničke i laboratorijske standarde										
Serija proizvoda	Organizam	ATCC® broj	Testni medij	Donja granica	Gornja granica	Izračunata referentna središnja vrijednost	Očitanje (mm)			Prosječna razlika između eksperimentalnih vrijednosti i referentnih središnjih vrijednosti (mm) + standardno odstupanje (koeficijent varijance)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	- 2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	- 2,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % ovčje krvi	19	26	22,5	22	22	22	- 0,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	- 1 ± 0 (CV = 0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % ovčje krvi	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (CV = 0)

Serija proizvoda	Organizam	ATCC® broj	Testni medij	Donja granica	Gornja granica	Izračunata referentna središnja vrijednost	Očitavanje (mm)			Prosjeak (mm) + standardno odstupanje (SD)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (CV = 0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % ovčje krvi	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % ovčje krvi	20	25	22,5	22	22	22	- 0,5 ± 0 (CV = 0)
Serija proizvoda	Organizam	ATCC® broj	Testni medij	Donja granica	Gornja granica	Izračunata referentna središnja vrijednost	Očitavanje (mm)			Prosjeak (mm) + standardno odstupanje (SD)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	- 3 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	- 2,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % ovčje krvi	19	26	22,5	22	22	22	- 0,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (CV = 0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % ovčje krvi	20	25	22,5	22	22	22	- 0,5 ± 0 (CV = 0)

Tablica 4. Neobrađeni podaci o veličinama zona, u skladu s metodologijom odbora EUCAST, uzeti iz tri najnovije serije diskova za testiranje antimikrobne osjetljivosti s levofloksacinom (5 µg) LEV5.

Metodologija odbora EUCAST										
Serija proizvoda	Organizam	ATCC® broj	Testni medij	Donja granica	Gornja granica	Izračunata referentna središnja vrijednost	Očitavanje (mm)			Prosječna razlika između eksperimentalnih vrijednosti i referentnih središnjih vrijednosti (mm) + standardno odstupanje (koeficijent varijance)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	- 2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	- 1 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	- 0,5 ± 0 (CV = 0)
Serija proizvoda	Organizam	ATCC® broj	Testni medij	Donja granica	Gornja granica	Izračunata referentna središnja vrijednost	Očitavanje (mm)			Prosječna razlika između eksperimentalnih vrijednosti i referentnih središnjih vrijednosti (mm) + standardno odstupanje (koeficijent varijance)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (CV = 0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV = 0)

	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV = 0)
Serija proizvoda	Organizam	ATCC® broj	Testni medij	Donja granica	Gornja granica	Izračunata referentna središnja vrijednost	Očitavanje (mm)			Prosječna razlika između eksperimentalnih vrijednosti i referentnih središnjih vrijednosti (mm) + standardno odstupanje (koeficijent varijance)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	- 3 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	- 2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	- 0,5 ± 0 (CV = 0)

Karakteristike kliničke učinkovitosti

144 klinička izolata uključena su u testiranje antimikrobne osjetljivosti diskova s levofloksacinom Oxoid putem difuzije diska prema smjernicama za granične vrijednosti odbora EUCAST⁴. Rezultati su pokazali 100 %-tnu osjetljivost na levofloksacin za izolate bakterije *S. pneumoniae*, *H. influenzae* i *M. catarrhalis*.

Ispitivanje pokazuje da su bakterijski izolati bili otporni na najčešće propisane lijekove za infekcije urinarnog trakta, a ispitivanje ukazuje da je levofloksacin perspektivan lijek u liječenju infekcija urinarnog trakta u ispitnom centru.⁵ Članak pokazuje da su diskovi za testiranje antimikrobne osjetljivosti s levofloksacinom (5 µg) LEV5 učinkoviti kod kliničke analize bakterija *Salmonella spp.*, *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* i *S. aureus*, s obzirom na to da nisu prijavljeni postoci osjetljivosti i rezultati izvan specifikacija ili nedosljedni rezultati.

Ozbiljni štetni događaji

Svaki ozbiljan štetni događaj do kojeg je došlo vezano uz proizvod treba prijaviti proizvođaču i relevantnom regulatornom tijelu države u kojoj se korisnik i/ili bolesnik nalazi.


Referencije

- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al* (2017). "Bacteriology and Antibigram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023. Thermo Fisher Scientific Inc. Sva prava pridržana. ATCC® je zaštitni znak društva ATCC. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su društva Thermo Fisher Scientific Inc. i njegovih podružnica. Ove informacije nisu namijenjene za poticanje na uporabu tih proizvoda na način kojim se mogu povrijediti prava intelektualnog vlasništva drugih društava.

Rječnik simbola

Simbol/oznaka	Značenje
	Proizvođač
	In vitro dijagnostički medicinski proizvod
	Granica temperature (temp. skladištenja)
	Serija / Broj serije

	Kataloški broj
	Nemojte višekratno upotrebljavati
	Proučite upute za uporabu
	Sadrži dovoljno za <n> testova
	Datum isteka
	Razdoblje nakon otvaranja – broj dana koliko se proizvod može koristiti nakon otvaranja
	SAD: oprez: prema saveznom zakonu, prodaja ovog uređaja ograničena je na liječnika ili prema njegovom nalogu
	Ne upotrebljavati ako je pakiranje oštećeno
	Ovlašteni zastupnik u Europskoj zajednici/Europskoj uniji
	Jedinstvena identifikacija proizvoda
	Europska oznaka sukladnosti
	Oznaka sukladnosti u Ujedinjenoj Kraljevini
	Uvoznik – za označavanje subjekta koji uvozi medicinski proizvod u pojedinu zemlju. Primjenjivo u Europskoj uniji
	Proizvedeno u Ujedinjenoj Kraljevini

Informacije o reviziji

Verzija	Datum izdavanja i uvedene izmjene
2.0	2024-07-23



<https://www.thermofisher.com>



HU

Oxoid™ Levofloxacin Discs 5 µg (LEV5)

REF CT1587B

Antimikrobiális érzékenységi tesztkorongok

MEGJEGYZÉS: Ezt a használati utasítást a termékhez mellékelte és online elérhető Oxoid AST általános használati utasítással együtt kell elolvasni.

A Levofloxacin Antimicrobial Susceptibility Test (AST) Discs (Levofloxacin antimikrobiális érzékenységi tesztkorongok) 6 mm-es papírkorongok, amelyek specifikus mennyiségű levofloxacin antimikrobiális szert tartalmaznak. A korongok mindkét oldalán fel van tüntetve az antimikrobiális szer (LEV) és a jelen lévő mennyiség (µg): LEV5 (5 µg).

A korongokat 50 darabot tartalmazó kazettákban szállítjuk. Egy csomagban 5 kazetta található. Minden kazetta egyenként van lezárva egy nedvszívó tablettával együtt egy fóliával borított átlátszó buborékcsomagolásban. A Levofloxacin AST Discs korongok az Oxoid korongadagolóval adagolhatók (külön megvásárolható). Minden korongot csak egyszer szabad felhasználni.

Rendeltetészerű használat

A Levofloxacin Antimicrobial Susceptibility Test Discs korongok in vitro érzékenységvizsgálathoz használt félkvantitatív agardiffúziós vizsgálati módszerben használatosak. A diagnosztikai munkafolyamatban a klinikusok számára a mikrobás fertőzés gyanús betegek lehetséges kezelési lehetőségeinek meghatározásához használt korongok célja az érzékenység meghatározása olyan mikroorganizmusokkal szemben, amelyekkel szemben a levofloxacin klinikailag és in vitro is aktívnak bizonyult. Tiszta, agaron növesztett tenyésztettel együtt használandó.

Az eszköz nem automatizált, kizárólag professzionális használatra szolgál, és nem egy kapcsolt diagnosztikai eszköz.

A teszt információt szolgáltat a mikroorganizmusok antimikrobiális szerrel szembeni rezisztens, köztes vagy érzékeny besorolása céljából.

A minták gyűjtésére, kezelésére és tárolására vonatkozó további követelmények a helyi eljárásokban és iránymutatásokban találhatók. E korongok esetében nincs meghatározott vizsgálati populáció.

Közzétett klinikai töréspontok az FDA jelenlegi verziójában,³ CLSI M100^{1ac} vagy az EUCAST² töréspont-táblázatokat kell használni a zónaméret eredményének értelmezéséhez.

A jelenlegi FDA-szakirodalom szerint publikált töréspontokkal rendelkező fajok:

Gram-pozitív

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β-hemolitikus csoport
- Methicillin-érzékeny *Staphylococcus aureus*

Gram-negatív

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* és *parainfluenza*

A jelenlegi CLSI M100-szakirodalom szerint publikált töréspontokkal rendelkező fajok:

Gram-pozitív

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β-hemolitikus csoport
- *Streptococcus* spp. *Viridans* csoport



Gram-negatív

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* és *parainfluenzae*

A jelenlegi EUCAST-szakirodalom szerint közzétett töréspontokkal rendelkező fajok:

Gram-pozitív

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, koaguláznegatív *Staphylococcus* spp.)
- *Enterococcus* spp. (csak szövődménymentes húgyúti fertőzés)
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* A, B, C és G csoport
- *Bacillus* spp.

Gram-negatív

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Minden korong csak egyszer használatos. A csomag elegendő teszteszközt tartalmaz több egyszer használatos teszthez.

A módszer elve

A Levofloxacin AST Discs korongok in vitro érzékenységvizsgálathoz használt félkvantitatív agardiffúziós vizsgálati módszerben használhatók. Az eredmények a CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab} módszertan szerinti előállítására és értelmezésére vonatkozó teljes körű utasításokért lásd a vonatkozó hatályos szabványokat. A CLSI^{1bc}/EUCAST² vegyület/koncentrációkat bemutató táblázatok az alábbiakban hivatkozott dokumentációjukban találhatók. A klinikai izolátumok tiszta tenyészetével oltják be a vizsgálati táptalajt, és az AST-korongot a felületre helyezik. A korongban lévő antibiotikum az agaron keresztül diffundál és gradienst képez. Az inkubációt követően a korongok körüli gátlási zónákat megméri, és összehasonlítják a vizsgált specifikus antimikrobiális szer(ek)/mikroorganizmus(ok) meghatározott zónaátmérő-tartományaival.

A kalibráló- és kontrollanyag-értékek metrológiai nyomon követhetősége

A Levofloxacin AST Discs korongokra vonatkozó módszer pontosságának megállapítására vagy ellenőrzésére szolgáló kalibrátorokhoz és kontrollanyagokhoz rendelt értékek metrológiai nyomon követhetősége nemzetközileg elismert eljárásokon és szabványokon alapul.

Az ajánlott koncentrációk esetében a zónahatárok összhangban vannak a CLSI^{1bc} és/vagy EUCAST² antimikrobiális korongos érzékenységi vizsgálatokra vonatkozó jelenlegi teljesítményszabványaival.

Rendelkezésre bocsátott anyagok

A Levofloxacin AST Discs korongok 6 mm átmérőjű papírkorongok, amelyek meghatározott mennyiségű antimikrobiális szerrel vannak impregnálva. A korongok mindkét oldala jelöléssel van ellátva a szer és a mennyiség feltüntetése céljából. A Levofloxacin AST Discs korongokat 50 darabos kazettákban szállítjuk. Minden csomagban 5 kazetta található. A kazetták egyenként, fóliával lezárt buborékcsomagolásban, nedvszívóval együtt vannak csomagolva.

Az eszökhöz tartozó komponensek leírását lásd alább az 1. táblázatban. A készülék eredményét befolyásoló aktív reagensek leírását lásd a 2. táblázatban.

1. táblázat: A CT1587B-hez mellékelt anyagok	
Komponens leírása	Anyag leírása
Kazetta rugóval, kupakkal és dugattyúval (x5)	Összeszerelési komponensek és 50 db AST korongot tartalmazó műanyagkazetta.
Nedvszívó tabletta (x5)	Halvány bézstől a barnáig terjedő színű, kis, rombusz alakú tabletta. Minden kazettához 1 darab mellékelve.
Fólia	Fólia, amely minden kazettát külön-külön zár le nedvszívóval.
Érzékenységi teszthez használatos korongok (x250)	Abszorbens papírból készült különálló korongok. 6 mm. 50 darab kazettánként. 5 kazetta csomagonként.

2. táblázat: A Levofloxacin AST Discs korongok reagenszeinek leírása	
Reagens	A funkció leírása
Levofloxacin	Kristályosan szilárd; PBS-ben, etanolban, DMSO-ban és DMF-ben oldódik. A Levofloxacin sokféle bakteriális fertőzés kezelésére alkalmazható. Ez a fluorokinolon antibakteriális szer a DNS-DNS-giráz komplexre és a topoisoméráz IV-re hat.

Az AST-korongon lévő antibiotikum koncentrációját minden egyes tétel esetében elemzik belső és külső előírásoknak megfelelően (pl. FDA³). A tényleges koncentrációt az analitikai tanúsítvány tartalmazza.

A Levofloxacin AST Discs korongok a készülékhez nem tartozó Oxoid korongadagolóval adagolhatók.

Eltarthatósági idő és tárolási feltételek

A felbontatlan Levofloxacin AST Discs korongok kazettáinak eltarthatósági ideje 36 hónap az ajánlott körülmények közötti tárolás esetén. A felbontatlan kazettákat szükség szerint -20 °C és 8 °C között kell tárolni.

Felbontás után a kazettákat az adagolóban kell tárolni a mellékelt tartályban (telítetlen (narancssárga) nedvszívóval), vagy más megfelelő átlátszatlan, légmentesen záródó, nedvszívóval ellátott tartályban a korongok nedvesség elleni védelme érdekében. Az adagolókat a tartályban 2–8 °C-on kell tárolni, és a kinyitás előtt hagyni kell, hogy elérjék a szobahőmérsékletet a párakicsapódás megelőzése érdekében. A nedvszívót tartalmazó csomagolásból történő felbontás után a korongokat 7 napon belül fel kell használni, és csak akkor, ha a jelen használati utasításban leírtak szerint voltak tárolva.

Analitikai teljesítményjellemzők

1. táblázat. A CLSI módszertan szerinti zónaméretek nyers adatai a Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST Discs korongok 3 legutóbbi tételéből származnak.

CLSI-módszertan										
Terméktétel	Mikro- organizmus	ATCC® -szám	Teszt táptalaj	Alsó határérték	Felső határérték	Kiszámított referencia középérték	Leolvasás (mm)			A kísérleti értékek és a referencia középértékek közötti átlagos különbség (mm) + SD (variációs együttható)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (V. E.=0)
Terméktétel	Mikro- organizmus	ATCC®- szám	Teszt táptalaj	Alsó határérték	Felső határérték	Kiszámított referencia középérték	Leolvasás (mm)			Átlag (mm) + SD
							1	2	3	



3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (V. E.=0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (V. E.=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (V. E.=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (V. E.=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Terméktétel	Mikro- organizmus	ATCC®- szám	Teszt táptalaj	Alsó határérték	Felső határérték	Kiszámított referencia középérték	Leolvasás (mm)			Átlag (mm) + SD
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+5% SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (V. E.=0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+5% SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: Szórás

2. táblázat. Az EUCAST módszer szerinti zónaméretek nyers adatai a Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST Discs korongok 3 legutóbbi tételéből származnak.

EUCAST-módszer										
Terméktétel	Mikroorganizmus	ATCC®-szám	Teszt táptalaj	Alsó határérték	Felső határérték	Kiszámított referencia középérték	Leolvasás (mm)			A kísérleti értékek és a referencia középértékek közötti átlagos különbség (mm) + SD (variációs együttható)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Terméktétel	Mikroorganizmus	ATCC®-szám	Teszt táptalaj	Alsó határérték	Felső határérték	Kiszámított referencia középérték	Leolvasás (mm)			A kísérleti értékek és a referencia középértékek közötti átlagos különbség (mm) + SD (variációs együttható)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (V. E.=0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (V. E.=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (V. E.=0)



Terméktétel	Mikroorganizmus	ATCC®-szám	Teszt táptalaj	Alsó határérték	Felső határérték	Kiszámított referencia középérték	Leolvasás (mm)			A kísérleti értékek és a referencia középértékek közötti átlagos különbség (mm) + SD (variációs együttható)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: Szórás

Klinikai teljesítményjellemzők

144 klinikai izolátumot vontak be az Oxoid Levofloxacin korongok AST érzékenységi vizsgálatába, amelyet korongdiffúzióval végeztek az EUCAST töréspontokra vonatkozó iránymutatásai szerint⁴. Az eredmények a *S. pneumoniae*, *H. influenzae* és *M. catarrhalis* izolátumok esetében 100%-os érzékenységet mutattak a levofloxacinnal szemben.

Egy vizsgálat szerint a baktériumizolátumok rezisztensnek bizonyultak a húgyúti fertőzésekre (UTI) általánosan előírt gyógyszerekkel szemben, és a vizsgálat során az derült ki, hogy a levofloxacin ígéretes a húgyúti fertőzések kezelésében a vizsgált központban.⁵ A cikk rámutat, hogy a Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST korongok hatékonyak a *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* és *S. aureus* klinikai analízise során, tekintettel az érzékenységi arányokra, és nem jelentettek specifikáción kívüli vagy ellentmondásos eredményeket.

Súlyos incidensek

Az eszközzel kapcsolatban bekövetkezett minden súlyos eseményt jelenteni kell a gyártónak és a felhasználó és/vagy a beteg lakhelye szerinti állam illetékes szabályozhatóságának.



Hivatkozások

- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al.* (2017). "Bacteriology and Antiblogram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Minden jog fenntartva. Az ATCC® az ATCC védjegye. Minden más védjegy a Thermo Fisher Scientific Inc. és leányvállalatai tulajdonát képezi. Ez az információ nem ösztönzi e termékek olyan módon történő felhasználását, amely mások szellemi tulajdonjogait sértheti.

Szimbólumjegyzék

Szimbólum/címke	Jelentés
	Gyártó
	In vitro diagnosztikai orvostechikai eszköz
	Hőmérsékletkorlátozás (tárolási hőmérséklet)
	Tétel/tételszám

	Katalógusszám
	Ne használja fel újra
	Tájékozódjon a használati utasításból
	Elegendőt tartalmaz <n> vizsgálathoz
	Lejárat dátum
	Használati idő a felbontás után 7 nap
	USA: Vigyázat! A szövetségi törvény ezt az eszközt csak orvos által vagy annak megbízásából történő értékesítésre korlátozza
	Ne használja, ha a csomagolás sérült
	Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben/Európai Unióban
	Egyedi eszközazonosító
	CE-jelölés
	UKCA-jelölés
	Importőr – Az orvostechnikai eszközt az adott területre importáló jogi személyt jelzi. Az Európai Unióra vonatkozik.
	Az Egyesült Királyságban készült

Verzió	A kiadás időpontja és a bevezetett módosítások
2.0	2024-07-23





<http://www.thermofisher.com>



IT

Dischi per levofloxacin 5 µg (LEV5) Oxoid™

REF CT1587B

Dischi per test di sensibilità antimicrobica

NOTA: queste istruzioni per l'uso devono essere lette insieme alle istruzioni per l'uso generiche di AST Oxoid fornite con il prodotto e disponibili online.

I dischi per test di suscettibilità (AST) per levofloxacin sono dischi di carta da 6 mm contenenti quantità specifiche dell'agente antimicrobico levofloxacin. I dischi sono etichettati su entrambi i lati e indicano i dettagli sull'antimicrobico (LEV) e sulla quantità presente (µg): LEV5 (5 µg).

I dischi sono forniti in cartucce contenenti 50 dischi. Ogni confezione contiene 5 cartucce. Ogni cartuccia è sigillata individualmente e contiene una compressa essiccante in un blister trasparente ricoperto di pellicola. I dischi AST per levofloxacin possono essere erogati utilizzando un dispenser per dischi Oxoid (venduto separatamente). I dischi sono monouso.

Uso previsto

I dischi per test di suscettibilità antimicrobica per levofloxacin vengono utilizzati con il metodo di test di diffusione semiquantitativa su agar per test di suscettibilità in vitro. Utilizzati in un flusso di lavoro diagnostico per aiutare i medici a determinare potenziali opzioni di trattamento per i pazienti con sospetta infezione microbica, questi dischi hanno lo scopo di determinare la suscettibilità ai microrganismi per i quali levofloxacin ha dimostrato di essere attiva, sia clinicamente che in vitro. Da utilizzare con una coltura pura coltivata in agar.

Il dispositivo non è automatizzato, è solo per uso professionale e non da considerarsi un test diagnostico di accompagnamento.

Il test fornisce informazioni per la classificazione degli organismi come resistenti, intermedi o suscettibili all'agente antimicrobico.

Ulteriori requisiti per la raccolta, la manipolazione e la conservazione dei campioni sono reperibili nelle procedure e linee guida locali. Non esiste una popolazione di test stabilita per questi dischi.

I breakpoint clinici pubblicati nella versione corrente delle tabelle FDA,³ CLSI M100^{1ac} o EUCAST² devono essere utilizzati per interpretare il risultato sulla dimensione della zona.

Specie con breakpoint pubblicati secondo la recente letteratura FDA:

Gram-positivi

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. Gruppo β-emolitico
- *Staphylococcus aureus* suscettibile alla meticillina

Gram-negativi

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* e parainfluenza

Specie con breakpoint pubblicati secondo la recente letteratura CLSI M100:

Gram-positivi

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. Gruppo β-emolitico
- *Streptococcus* spp. Gruppo Viridans



Gram-negativi

- *Enterobatteri*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* e *parainfluenzae*

Specie con breakpoint pubblicati secondo la recente letteratura EUCAST:

Gram-positivi

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, *Staphylococcus* spp. coagulasi-negativi)
- *Enterococcus* spp. (solo UTI non complicata)
- *Streptococcus pneumoniae*
- Gruppi di *Streptococcus* A, B, C e G
- *Bacillus* spp.

Gram-negativi

- *Enterobatteri*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Ogni disco è esclusivamente monouso. La confezione contiene dispositivi di test sufficienti per più test monouso.

Principio del metodo

I dischi AST per levofloxacin possono essere utilizzati con il metodo di test di diffusione semiquantitativa su agar per test di suscettibilità in vitro. Per le istruzioni complete relative alla generazione e all'interpretazione dei risultati secondo la metodologia CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab}, si rimanda alle norme vigenti in materia. Le tabelle che mostrano i composti/le concentrazioni CLSI^{1bc}/EUCAST² sono reperibili nella documentazione indicata di seguito. Colture pure di isolati clinici vengono inoculate sul terreno di prova e il disco AST viene posto sulla superficie. L'antibiotico contenuto nel disco si diffonde attraverso l'agar per formare un gradiente. Dopo l'incubazione, le zone di inibizione intorno ai dischi vengono misurate e confrontate con gli intervalli di diametro di zona riconosciuti per gli agenti/organismi antimicrobici in esame.

Tracciabilità metrologica dei valori dei materiali di calibrazione e controllo

La tracciabilità metrologica dei valori assegnati ai calibratori e ai materiali di controllo destinati a stabilire o verificare la veridicità di un metodo per i dischi AST per levofloxacin si basa su procedure e standard riconosciuti a livello internazionale.

Per le concentrazioni raccomandate, i limiti di zona sono conformi agli attuali standard di prestazioni per i test di suscettibilità del disco antimicrobico, come dettagliato da CLSI^{1bc} e/o EUCAST².

Materiali forniti

I dischi AST per levofloxacin sono costituiti da dischi di carta del diametro di 6 mm impregnati con una quantità specifica di agente antimicrobico. I dischi sono contrassegnati su entrambi i lati e indicano l'agente e la quantità. I dischi AST per levofloxacin sono forniti in cartucce da 50 dischi. Ogni confezione contiene 5 cartucce. Le cartucce sono confezionate singolarmente in un blister sigillato in alluminio contenente un essiccante.



Vedere la Tabella 1 di seguito per una descrizione dei componenti associati al dispositivo. Per una descrizione dei reagenti attivi che influenzano il risultato del dispositivo, fare riferimento alla Tabella 2.

Tabella 1. Materiali forniti con CT1587B	
Descrizione del componente	Descrizione del materiale
Cartuccia con molla, cappuccio e stantuffo (x5)	Componenti di assemblaggio e cartuccia in plastica contenente 50 dischi AST.
Compressa essiccante (x5)	Piccole compresse a forma di losanga, di colore da beige chiaro a marrone. 1 in dotazione con ogni cartuccia.
Foglio	Foglio che sigilla singolarmente ogni cartuccia con il suo essiccante.
Dischi per test di suscettibilità (x250)	Dischi singoli in carta assorbente. 6 mm. 50 per cartuccia. 5 cartucce per confezione.

Tabella2. Descrizione dei reagenti per dischi AST per levofloxacin	
Reagente	Descrizione della funzione
Levofloxacin	Solido cristallino; solubile in PBS, etanolo, DMSO e DMF. La levofloxacin è usata per trattare un'ampia varietà di infezioni batteriche. Questo agente antibatterico fluorochinolone agisce sul complesso DNA-DNA-girasi e topoisomerasi IV.

La concentrazione di antibiotico sul disco AST viene analizzata per ogni lotto ed è controllata utilizzando specifiche interne ed esterne (es. FDA³). La concentrazione effettiva è indicata nel Certificato di analisi.

I dischi AST per levofloxacin possono essere erogati utilizzando un dispenser per dischi Oxoid non fornito con il dispositivo.

Durata e condizioni di conservazione

Le cartucce non aperte di dischi AST per levofloxacin hanno una durata di 36 mesi se conservate alle condizioni raccomandate. Le cartucce non aperte devono essere conservate a una temperatura compresa tra -20 °C e 8 °C fino al momento dell'utilizzo.

Una volta aperte, le cartucce devono essere conservate all'interno dell'erogatore nel contenitore fornito con un essiccante insaturo (arancione) o in un altro contenitore ermetico opaco adatto contenente un essiccante per proteggere i dischi dall'umidità. I dispenser devono essere conservati all'interno del contenitore a una temperatura compresa tra 2 °C e 8 °C e deve essere raggiunta la temperatura ambiente prima di aprirli al fine di evitare la formazione di condensa. Una volta estratti dalla confezione contenente l'essiccante, i dischi devono essere utilizzati entro 7 giorni e solo se conservati come descritto in queste istruzioni per l'uso.

Caratteristiche delle prestazioni analitiche

Tabella 1. Dati grezzi delle dimensioni delle zone, secondo la metodologia CLSI, tratti dai 3 lotti più recenti di dischi AST per levofloxacin (5 µg) LEV5.

Metodologia CLSI										
Lotto di prodotto	Organismo	Numero ATCC®	Terreni di prova	Limite inferiore	Limite superiore	Valore del punto medio di riferimento calcolato	Lettura (mm)			Differenza media tra i valori sperimentali e i valori del punto medio di riferimento (mm) + SD (Coefficiente della varianza)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+5% SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+5% SB	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (CV=0)

Lotto di prodotto	Organismo	Numero ATCC®	Terreni di prova	Limite inferiore	Limite superiore	Valore del punto medio di riferimento calcolato	Lettura (mm)			Media (mm) + SD
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+5% SB	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+5% SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Lotto di prodotto	Organismo	Numero ATCC®	Terreni di prova	Limite inferiore	Limite superiore	Valore del punto medio di riferimento calcolato	Lettura (mm)			Media (mm) + SD
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+5% SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+5% SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: Deviazione standard

Tabella 2. Dati grezzi delle dimensioni delle zone, secondo la metodologia EUCAST, tratti dai 3 lotti più recenti di dischi AST per levofloxacin (5 µg) LEV5.

Metodologia EUCAST										
Lotto di prodotto	Organismo	Numero ATCC®	Terreni di prova	Limite inferiore	Limite superiore	Valore del punto medio di riferimento calcolato	Lettura (mm)			Differenza media tra i valori sperimentali e i valori del punto medio di riferimento (mm) + SD (Coefficiente della varianza)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Lotto di prodotto	Organismo	Numero ATCC®	Terreni di prova	Limite inferiore	Limite superiore	Valore del punto medio di riferimento calcolato	Lettura (mm)			Differenza media tra i valori sperimentali e i valori del punto medio di riferimento (mm) + SD (Coefficiente della varianza)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (CV=0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV=0)



	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
Lotto di prodotto	Organismo	Numero ATCC®	Terreni di prova	Limite inferiore	Limite superiore	Valore del punto medio di riferimento calcolato	Lettura (mm)			Differenza media tra i valori sperimentali e i valori del punto medio di riferimento (mm) + SD (Coefficiente della varianza)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: Deviazione standard

Caratteristiche delle prestazioni cliniche

144 isolati clinici sono stati inclusi nel test di suscettibilità AST dei dischi di levofloxacin Oxoid tramite diffusione del disco secondo le linee guida sui breakpoint EUCAST⁴. I risultati hanno mostrato una suscettibilità del 100% alla levofloxacin per gli isolati di *S. pneumoniae*, *H. influenzae* e *M. catarrhalis*.

Uno studio mostra che gli isolati batterici erano resistenti ai farmaci comunemente prescritti per le infezioni del tratto urinario (UTI) e lo studio ha suggerito che la levofloxacin è un farmaco promettente nella gestione delle infezioni del tratto urinario nel centro di studio.⁵ L'articolo mostra che i dischi AST per levofloxacin (5 µg) LEV5 sono efficaci nell'analisi clinica di *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* e *S. aureus*, dati i tassi di suscettibilità e l'assenza di risultati fuori specifica o incoerenti.

Incidenti gravi

Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo deve essere segnalato al fabbricante e all'autorità competente in cui l'utilizzatore e/o il paziente risiedono.

Bibliografia

- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al.* (2017). "Bacteriology and Antibigram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Tutti i diritti riservati. ATCC® è un marchio di ATCC. Tutti gli altri marchi sono di proprietà di Thermo Fisher Scientific Inc. e delle sue consociate. Queste informazioni non intendono incoraggiare l'uso di questi prodotti in alcun modo che possa violare i diritti di proprietà intellettuale di terzi.

Glossario dei simboli

Simbolo/Etichetta	Significato
	Fabbricante
	Dispositivo medico diagnostico in vetro
	Limite di temperatura (temp. di conservazione)

	Numero lotto
	Numero di catalogo
	Non riutilizzare
	Consultare le istruzioni per l'uso
	Contiene una quantità sufficiente per <n> test
	Data di scadenza
	Periodo di utilizzo dopo l'apertura 7 giorni
	STATI UNITI D'AMERICA: Attenzione: la legge federale limita la vendita di questo dispositivo da parte o su richiesta di un medico
	Non utilizzare se la confezione è danneggiata
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea/Unione europea
	Identificatore univoco del dispositivo
	Marchio di conformità europeo
	Marchio di conformità del Regno Unito
	Importatore - Indicare l'entità che importa il dispositivo medico nel Paese. Applicabile all'Unione europea
	Prodotto nel Regno Unito


Informazioni sulla revisione

Versione	Data di emissione e modifiche introdotte
2.0	2024-07-23





<http://www.thermofisher.com>



LT

„Oxoid™“ levoflaksicino diskeliai 5 µg (LEV5)

REF CT1587B

Antimikrobiniai jautrumo tyrimo diskai

PASTABA: šias naudojimo instrukcijas reikia skaityti kartu su „Oxoid“ AJT bendrosiomis naudojimo instrukcijomis, pateikiamomis su produktu ir prieinamomis internete.

Levoflaksicino jautrumo mikrobams bandomieji (AST) diskeliai yra 6 mm popieriniai diskeliai, kurių sudėtyje yra konkretus kiekis antimikrobinės medžiagos levoflaksicino. Ant abiejų diskelio pusių pažymėta, kokia antimikrobinė (LEV) medžiaga naudojama ir jos kiekis (µg): LEV5 (5 µg).

Diskeliai tiekiami kasetėmis po 50 vienetų. Pakuotę sudaro 5 kasetės. Kiekviena kasetė yra sandariai supakuota su desikanto tablete folija dengtoje skaidrioje lizdinėje plokštelėje. Levoflaksicino AST diskelius galima ištraukti naudojant „Oxoid“ diskelių dozatorių (parduodamas atskirai). Diskeliai yra vienkartiniai.

Paskirtis

Levoflaksicino jautrumo mikrobams bandymo diskeliai naudojami pusiau kiekybiniam agarų difuzijos bandymo metodui in vitro jautrumo bandymams. Šie diskeliai, naudojami diagnostikos procesui, kad medikai galėtų įvertinti pacientų, kuriems įtariama mikrobinė infekcija, gydymo galimybes, yra skirti jautrumui mikroorganizmams nustatyti, naudojant levoflaksaciną, kuris yra aktyvus tiek kliniškai, tiek in vitro. Reikia naudoti su švaria agare užauginta kultūra.

Priemonė neautomatizuota, ji skirta naudoti tik profesionalams ir tai nėra papildoma diagnostikos priemonė.

Bandymas suteikia informacijos, padedančios nustatyti, ar organizmai yra atsparūs, vidutiniškai atsparūs ar jautrūs antimikrobinei medžiagai.

Tolesni mėginių rinkimo, naudojimo ir laikymo reikalavimai pateikiami vietinėse procedūrose ir gairėse. Šiems diskeliams nenurodyta bandomoji populiacija.

Zonos dydžio rezultatui interpretuoti būtina naudoti paskelbtus klinikinius trūkio taškus esamoje FDA³, CLSI M100^{1ac} arba EUCAST² trūkio taško lentelių versijoje.

Rūšys, kurioms publikuoti trūkio taškai pagal esamą FDA literatūrą:

gramteigiamos

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β hemolizės grupė
- Meticilinui jautrus *Staphylococcus aureus*

gramneigiamos

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* ir parainfluenza

Rūšys, kurioms publikuoti trūkio taškai pagal esamą CLSI M100 literatūrą:

gramteigiamos

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β hemolizės grupė
- *Streptococcus* spp. Viridanų grupė



gramneigiamos

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* ir *parainfluenzae*

Rūšys, kurioms publikuoti trūkio taškai pagal esamą EUCAST literatūrą:

gramteigiamos

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, neigiamos koagulazės *Staphylococcus* spp.)
- *Enterococcus* spp. (tik nesudėtingos UTI)
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* A, B, C ir G grupės
- *Bacillus* spp.

gramneigiamos

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Diskeliai yra vienkartiniai. Pakuotėje yra pakankamai bandomųjų priemonių keliems vienkartiniams bandymams.

Metodo principas

Levoflaksacino AST diskeliai gali būti naudojami pusiau kiekybiniam agarų difuzijos bandymo metodui in vitro jautrumo bandymams. Jei reikia išsamių instrukcijų, kaip generuoti ir interpretuoti rezultatus pagal CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab} metodologiją, žr. atitinkamus dabartinius standartus. Lentelės, kuriose pateikiamas CLSI^{1bc}/EUCAST² junginys / koncentracijos pateikiamos toliau nurodytoje atitinkamoje dokumentacijoje. Grynos klinikinių izoliatų kultūros inokuliuojamos ant bandomosios terpės ir AST diskelis padedamas ant paviršiaus. Diskeliuose esantis antibiotikas prasismelkia pro agarą ir sudaro gradientą. Po inkubacijos slopinimo zonos aplink diskelį pamatuojamos ir lyginamos su atpažįstamais konkrečios bandomos antimikrobinės medžiagos (-ų) / organizmo (-ų) zonų skersmens diapazonais

Metrologinis kalibratoriaus atsekamumas ir kontrolinės medžiagos vertės

Metrologinio atsekamumo vertės, priskirtos kalibratoriams ir kontrolinėms medžiagoms, skirtoms nustatyti arba patvirtinti levoflaksacino AST diskelių metodo teisingumui, yra grįstos tarptautiniu mastu pripažįstamomis procedūromis ir standartais.

Rekomenduojamų koncentracijų zonų limitai atitinka esamus antimikrobinų diskelių jautrumo testų našumo standartus, nurodytus CLSI^{1bc} ir (arba) EUCAST².

Pateikiamos medžiagos

Levoflaksacino AST diskelius sudaro 6 mm skersmens popieriniai diskeliai, impregnuoti konkrečiu kiekiu antimikrobinės medžiagos. Ant abiejų diskelio pusių pažymėta, kokia antimikrobinė medžiaga naudojama ir jos kiekis. Levoflaksacino AST diskeliai tiekiami kasetėmis po 50 vienetų. Kiekvieną pakuotę sudaro 5 kasetės. Kasetės yra supakuotos atskirai folija dengtoje lizdinėje plokštelėje su desikantu.

Priemonei naudojamos medžiagos nurodytos toliau esančioje 1 lentelėje. Aktyvių reagentų, kurie turi įtakos priemonės rezultatams, aprašą rasite 2 lentelėje.

1 lentelė. Su CT1587B pateikiamos medžiagos	
Komponento aprašas	Medžiagos aprašas
Kasetė su spyruokle, dangteliu ir stūmokliu (x5)	Komplekto komponentai ir plastikinė kasetės su 50x AST diskelių
Desikanto tabletė (x5)	Nuo blyškiai smėlinės iki rudos, mažos pastilės formos tabletės. Prie kiekvienos kasetės pridėjama po 1.
Folija	Folija dengia kiekvieną kasetę su desikantu.
Jautrumo bandymo diskeliai (x250)	Atskiri sugeriančio popieriaus diskeliai. 6 mm. Po 50 kiekvienoje kasetėje. Po 5 kasetes pakuotėje.

2 lentelė. Levoflaksacino AST diskelių reagentų aprašas	
Reagentas	Funkcijos aprašas
Levoflaksacinas	Kieti kristalai; tirpūs PBS, etanolyje, DMSO ir DMF. Levoflaksacinas naudojamas gydyti įvairioms bakterinėms infekcijoms. Ši fluorokinoloninė antibakterinė medžiaga veikia DNR-DNR-girazės kompleksą ir topoizomerazę IV.

Antibiotiko koncentracija AST diskeliuose yra matuojama kiekvienoje partijoje ir kontroliuojama pagal vidines ir išorines specifikacijas (pvz., FDA³). Reali koncentracija nurodyta analizės sertifikate.

Levoflaksacino AST diskelius galima ištraukti naudojant „Oxoid“ diskelių dozatorių, kuris nepridedamas prie priemonės.

Galiojimo laikas ir laikymo sąlygos

Neatidarytų levoflaksacino AST diskelių kasečių galiojimo laikas yra 36 mėnesiai, jei laikoma rekomenduojamomis sąlygomis. Neatidarytas kasetes galima laikyti nuo -20 °C iki 8 °C, kol jų prireiks.

Atidarytas kasetes reikia laikyti dozatoriuje, pridėdamame inde (su neprisotintu (oranžiniu) desikantu), arba kitame neskaidriame sandariame inde su desikantu, kuris saugo diskelius nuo drėgmės. Dozatorius reikia laikyti inde 2–8 °C temperatūroje, o prieš atidarant reikėtų palaukti, kol jie sušils iki kambario temperatūros, kad nesusidarytų kondensatas. Išimtus iš pakuotės su desikantu diskelius reikia sunaudoti per 7 dienas, jei jie laikomi šiose naudojimo instrukcijose nurodytomis sąlygomis.

Analitinės veiksmingumo savybės

Lentelė 1. Neapdoroti zonų dydžių duomenys pagal CLSI metodologiją, surinkti iš 3 naujausių levoflaksacino (5 µg) LEV5 AST diskelių partijų.

CLSI metodologija										
Produktų partija	Organizmas	ATCC® skaičius	Bandomoji terpė	Apatinė riba	Viršutinė riba	Apskaičiuotoji orientacinė vidutinė vertė	Rodmuo (mm)			Vidutinis skirtumas tarp eksperimentinių verčių ir orientacinės vidutinės vertės (mm) + SD (dispersijos koeficientas)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+5%SB	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (CV=0)

Produktų partija	Organizmas	ATCC® skaičius	Bandomoji terpė	Apatinė riba	Viršutinė riba	Apskaičiuotoji orientacinė vidutinė vertė	Rodmuo (mm)			Vidurkis (mm) + SD
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+5%SB	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+5%SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Produktų partija	Organizmas	ATCC® skaičius	Bandomoji terpė	Apatinė riba	Viršutinė riba	Apskaičiuotoji orientacinė vidutinė vertė	Rodmuo (mm)			Vidurkis (mm) + SD
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+5%SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: Standartinis nuokrypis

Lentelė 2. Neapdoroti zonų dydžių duomenys pagal EUCAST metodologiją, surinkti iš 3 naujausių levoflaksacino (5 µg) LEV5 AST diskelių partijų.

EUCAST metodologija										
Produktų partija	Organizmas	ATCC® skaičius	Bandomoji terpė	Apatinė riba	Viršutinė riba	Apskaičiuotoji orientacinė vidutinė vertė	Rodmuo (mm)			Vidutinis skirtumas tarp eksperimentinių verčių ir orientacinės vidutinės vertės (mm) + SD (dispersijos koeficientas)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)



Produktų partija	Organizmas	ATCC® skaičius	Bandomoji terpė	Apatinė riba	Viršutinė riba	Apskaičiuotoji orientacinė vidutinė vertė	Rodmuo (mm)			Vidutinis skirtumas tarp eksperimentinių verčių ir orientacinės vidutinės vertės (mm) + SD (dispersijos koeficientas)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (CV=0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
Produktų partija	Organizmas	ATCC® skaičius	Bandomoji terpė	Apatinė riba	Viršutinė riba	Apskaičiuotoji orientacinė vidutinė vertė	Rodmuo (mm)			Vidutinis skirtumas tarp eksperimentinių verčių ir orientacinės vidutinės vertės (mm) + SD (dispersijos koeficientas)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: Standartinis nuokrypis

Klinikinio veiksmingumo savybės

Į „Oxoid“ levofloksacino diskelių AST jautrumo bandymą, taikant diskelių difuzijos metodą pagal EUCAST trūkio taškų gaires, buvo naudojami 144 klinikiniai izoliatai⁴. Rezultatai atskleidė 100 % *S. pneumoniae*, *H. influenzae* ir *M. catarrhalis* izoliatų jautrumą levofloksacinui.

Tyrimas parodė, kad bakterijų izoliatai buvo atsparūs dažniausiai skiriamiems vaistams nuo šlapimtakio infekcijų (UTI), todėl buvo pasiūlyta, kad levofloksaciną galėtų būti daug žadantis vaistas šlapimtakio infekcijoms gydyti tyrimų centre⁵. Straipsnis atskleidė, kad levofloksacino (5 µg) LEV5 AST diskeliai veiksmingai tinka *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* ir *S. aureus* klinicinei analizei, atsižvelgiant į jautrumo koeficientą ir į tai, kad nepranešta apie jokių specifikacijų neatitinkančius arba nenuoseklius rezultatus.

Rimti incidentai

Apie visus su šia priemone susijusius incidentus privaloma pranešti gamintojui ir atitinkamai priežiūros institucijai šalies, kurioje yra naudotojas ir (arba) pacientas.



Nuorodos

- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al.* (2017). “Bacteriology and Antibigram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria.” *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

w 2023 m. „Thermo Fisher Scientific Inc.“ Visos teisės saugomos. ATCC® yra ATCC prekių ženklas. Visi kiti prekių ženklai yra „Thermo Fisher Scientific Inc.“ ir jos patronuojamųjų įmonių nuosavybė. Ši informacija neskirta skatinti naudoti gaminius šalių intelektinės nuosavybės teises galinčiais pažeisti būdais.



Simbolių reikšmės

Simbolis / etiketė	Reikšmė
	Gamintojas
	In Vitro diagnostikos medicinos priemonė
	Temperatūros riba (laikymo temp.)
	Partijos numeris
	Katalogo numeris
	Nenaudoti pakartotinai
	Vadovaukitės naudojimo instrukcijomis
	Pakanka <n> bandymų
	Galiojimo pabaigos data
	Vartojimo laikas po atidarymo – 7 dienos
	JAV. Dėmesio! Federaliniai įstatymai leidžia šią priemonę įsigyti tik gydytojams arba su gydytojo leidimu
	Nenaudokite, jei pažeista pakuotė
	Įgaliotasis atstovas Europos Bendrijoje / Europos Sąjungoje
	Unikalus priemonės identifikatorius
	Europos atitikties ženklas
	JK atitikties ženklas
	Importuotojas – nurodyti medicinos prietaisą į lokalę importuojantį subjektą. Taikoma Europos Sąjungoje
	Pagaminta Jungtinėje Karalystėje

Versijos informacija



Versija	Pakeitimų paskelbimo data
2.0	2024-07-23





<http://www.thermofisher.com>



LV

Oxoid™ levofloksacīna diski 5 µg (LEV5)

REF CT1587B

Antimikrobiālās uzņēmības testēšanas diski

PIEZĪME: šīs lietošanas instrukcijas ir jālasa kopā ar Oxoid AST vispārējām lietošanas instrukcijām, kas tiek piegādātas kopā ar produktu un ir pieejamas tiešsaistē.

Levofloksacīna antimikrobiālās uzņēmības testēšanas (AST) diski ir 6 mm papīra diski, kuri satur noteiktu daudzumu antimikrobiālā līdzekļa levofloksacīna. Diskiem abās pusēs ir norādīta informācija par antimikrobiālo līdzekli (LEV) un tā daudzumu (µg): LEV5 (5 µg).

Diski tiek piegādāti kasetnēs, un katrā kasetnē ir 50 diski. Iepakojumā ir 5 kasetnes. Katra kasetne ir atsevišķi hermētiski iesaiņota ar foliju pārklātā blisteriepakojumā kopā ar desikanta tableti. Levofloksacīna AST diskus var dozēt, izmantojot Oxoid disku dozatoru (jāiegādājas atsevišķi). Katru disku var izmantot tikai vienu reizi.

Paredzētais lietojums

Levofloksacīna antimikrobiālās uzņēmības testēšanas diskus izmanto puskvantitatīvajā agara difūzijas metodē in vitro uzņēmības testēšanai. Šos diskus ir paredzēts izmantot, lai noteiktu uzņēmību pret mikroorganismiem, kuriem gan klīniski, gan in vitro ir pārbaudīta levofloksacīna iedarbība, un tos izmanto diagnostikas darbplūsmā, lai palīdzētu ārstiem noteikt potenciālās ārstēšanas iespējas pacientiem, kuriem pastāv aizdomas par mikrobu infekciju. Tos paredzēts izmantot ar tīrām, agarā audzētām kultūrām.

Ierīce nav automatizēta, tā ir paredzēta tikai profesionālai lietošanai, un tā nav kompanjondiagnostikas ierīce.

Testēšana sniedz informāciju, lai organismus kategorizētu kā rezistentus, vidēji uzņēmīgus vai uzņēmīgus pret antimikrobiālo līdzekli.

Papildu prasības paraugu iegūšanai, apstrādei un glabāšanai ir sniegtas vietējās procedūrās un vadlīnijās. Šiem diskkiem nav norādīta noteikta testēšanas populācija.

Lai interpretētu zonas lieluma rezultātu, jāizmanto publicētās klīniskās robežvērtības, kas norādītas FDA³, CLSI M100^{1ac} vai EUCAST² robežvērtību tabulu pašreizējā versijā.

Organismi, kam pašlaik FDA literatūrā ir publicētas robežvērtības:

Grampozitīvi

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β hemolītiskā grupa
- Pret meticilīnu uzņēmīgs *Staphylococcus aureus*

Gramnegatīvi

- *Enterobaktērijas*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* un *parainfluenza*

Organismi, kam pašlaik CLSI M100 literatūrā ir publicētas robežvērtības:

Grampozitīvi

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. β hemolītiskā grupa
- *Streptococcus* spp. *Viridans* grupa



Gramnegatīvi

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* un *parainfluenzae*

Organismi, kam pašlaik EUCAST literatūrā ir publicētas robežvērtības:

Grampozitīvi

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, koagulāzes negatīvi *Staphylococcus* spp.)
- *Enterococcus* spp. (tikai nekomplīcēta UTI)
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* grupas A, B, C un G
- *Bacillus* spp.

Gramnegatīvi

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Katrs disks ir paredzēts tikai vienai lietošanas reizei. Iepakojumā ir pietiekami daudz testēšanas ierīču vairāku vienreizlietojamu testu veikšanai.

Metodes darbības princips

Levofloksacīna AST diskus var izmantot puskvantitatīvajā agara difūzijas metodē in vitro uzņēmības testēšanai. Pilnīgas instrukcijas par rezultātu iegūšanu un interpretēšanu atbilstoši CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab} metodoloģijai skatīt attiecīgo standartu pašreizējā versijā. Tabulas, kurās norādīti CLSI^{1bc}/EUCAST² savienojumi/koncentrācijas, ir sniegtas dokumentācijā, uz kuru tālāk ir sniegtas atsauces. Tīras klīnisku izolātu kultūras tiek uzsētas testa vidē, un uz virsmas tiek novietots AST disks. Diskā esošā antibiotika difundē caur agaru, veidojot gradientu. Pēc inkubācijas inhibīcijas zonas ap diskus tiek izmērītas un salīdzinātas ar zināmajiem zonu diametra diapazoniem konkrētajam testētajam antimikrobiālajam līdzeklim/organismam.

Kalibrētāju un kontroles materiālu vērtību metroloģiskā izsekojamība

Kalibrētājiem un kontroles materiāliem piešķirto vērtību metroloģiskā izsekojamība ir paredzēta, lai noteiktu vai pārbaudītu metodes patiesumu levofloksacīna AST diskus, un tās pamatā ir starptautiski atzītas procedūras un standarti.

Ieteicamajām koncentrācijām zonu robežas atbilst pašreizējiem antimikrobiālās uzņēmības testēšanas disku veikspējas standartiem, ko nosaka CLSI^{1bc} un/vai EUCAST².

Nodrošinātie materiāli

Levofloksacīna AST diskus ir papīra diskus ar 6 mm diametru, kas piesūcināti ar noteiktu daudzumu antimikrobiālā līdzekļa. Diskiem abās pusēs ir norādīta informācija par līdzekli un tā daudzumu. Levofloksacīna AST diskus tiek piegādāti kasetnēs pa 50 diskus. Katrā iepakojumā ir 5 kasetnes. Katra kasetne ir atsevišķi iesaiņota ar foliju pārklātā blisteri iepakojumā kopā ar desikantu.

Tālāk 1. tabulā ir sniegts ar ierīci saistīto komponentu apraksts. Aprakstu par aktīvajiem reaģentiem, kuri ietekmē ierīces iegūto rezultātu, skatiet 2. tabulā.

1. tabula. Kopā ar CT1587B nodrošinātie materiāli	
Komponenta apraksts	Materiāla apraksts
Kasetne ar atsperi, vāciņu un virzuli (5 gab.)	Komplekta komponenti un plastmasas kasetne ar 50 AST diskkiem.
Desikanta tablete (5 gab.)	No gaišas smilškrāsas līdz brūnai krāsai, nelielas rombveida tabletes. Pa vienai kopā ar katru kasetni.
Folijs	Folijs, kas sedz katras kasetnes (kopā ar desikantu) atsevišķo, hermētisko iesaiņojumu.
Uzņēmības testēšanas diski (250 gab.)	Atsevišķi, absorbenti papīra diski. 6 mm. 50 gab. katrā kasetnē. 5 kasetnes iepakojumā.

2. tabula. Levofloksacīna AST disku reaģentu apraksts	
Reaģents	Apraksts vai funkcija
Levofloksacīns	Kristāliska cieta viela; šķīst PBS, etanolā, DMSO un DMF. Levofloksacīnu lieto bakteriālu infekciju plaša klāsta ārstēšanai. Šis fluorhinolonu antibakteriālais līdzeklis iedarbojas uz DNS-DNS-girāzes kompleksu un topoizomerāzi IV.

Antibiotikas koncentrācija uz AST diska tiek analizēta katrai partijai, un tā tiek kontrolēta, izmantojot iekšējās un ārējās specifiskācijas (piemēram, FDA³). Faktiskā koncentrācija ir norādīta analīzes apliecībā.

Levofloksacīna AST diskus var izņemt, izmantojot Oxoid disku izņemšanas ierīci, kura nav iekļauta ierīces komplektācijā.

Glabāšanas laiks un uzglabāšanas apstākļi

Neatvērtas levofloksacīna AST disku kasetnes var uzglabāt 36 mēnešus, ja tiek ievēroti ieteiktie apstākļi. Neatvērtas kasetnes līdz lietošanai jāuzglabā temperatūrā no -20 °C līdz 8 °C.

Pēc atvēršanas kasetnes jāglabā izņemšanas ierīcē komplektā iekļautajā tvertnē ar nepiesātinātu (oranžu) desikantu vai citā piemērotā gaismu necaurlaidīgā hermētiskā tvertnē kopā ar desikantu, lai pasargātu diskus no mitruma. Izņemšanas ierīces jāglabā tvertnē 2–8 °C temperatūrā, un pirms atvēršanas tām jāļauj sasniegt istabas temperatūru, lai neveidotos kondensāts. Pēc iepakojuma, kurā ir desikants, atvēršanas diski ir jāizlieto 7 dienu laikā, un tos drīkst lietot tikai tad, ja glabāšanas apstākļi ir bijuši atbilstoši šajās lietošanas instrukcijās aprakstītajiem.

Analītiskie veiktspējas rādītāji

1. tabula. Zonu izmēru izejas dati saskaņā ar CLSI metodi, iegūti no levofloksacīna (5 µg) LEV5 AST disku 3 pēdējām partijām.

CLSI metodoloģija										
Produktu partija	Organisms	ATCC® numurs	Testa vide	Apakšējā robeža	Augšējā robeža	Aprēķinātā atsaucē viduspunkta vērtība	Rādījums (mm)			Vidējā atšķirība starp eksperimentālajām vērtībām un atsaucē viduspunkta vērtībām (mm) + standartnovirze (variācijas koeficients (VK))
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (VK=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (VK=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % aitu asinis	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (VK=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (VK=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % aitu asinis	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (VK=0)

Produktu partija	Organisms	ATCC® numurs	Testa vide	Apakšējā robeža	Augšējā robeža	Aprēķinātā atsaucē viduspunkta vērtība	Rādījums (mm)			Vidēji (mm) + SD
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (VK=0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (VK=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % aitu asinis	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (VK=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (VK=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % aitu asinis	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (VK=0)
Produktu partija	Organisms	ATCC® numurs	Testa vide	Apakšējā robeža	Augšējā robeža	Aprēķinātā atsaucē viduspunkta vērtība	Rādījums (mm)			Vidēji (mm) + SD
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (VK=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (VK=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % aitu asinis	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (VK=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (VK=0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % aitu asinis	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (VK=0)

SD: standarta novirze

2. tabula. Zonu izmēru izejas dati saskaņā ar EUCAST metodi, iegūti no levofloksacīna (5 µg) LEV5 AST disku 3 pēdējām partijām.

EUCAST metodoloģija										
Produktu partija	Organisms	ATCC® numurs	Testa vide	Apakšējā robeža	Augšējā robeža	Aprēķinātā atsaucē viduspunkta vērtība	Rādījums (mm)			Vidējā atšķirība starp eksperimentālajām vērtībām un atsaucē viduspunkta vērtībām (mm) + standartnovirze (variācijas koeficients (VK))
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (VK=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (VK=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (VK=0)

Produkta partija	Organisms	ATCC® numurs	Testa vide	Apakšējā robeža	Augšējā robeža	Aprēķinātā atsaucē viduspunkta vērtība	Rādījums (mm)			Vidējā atšķirība starp eksperimentālajām vērtībām un atsaucē viduspunkta vērtībām (mm) + standartnovirze (variācijas koeficients (VK))
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (VK=0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (VK=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (VK=0)
Produkta partija	Organisms	ATCC® numurs	Testa vide	Apakšējā robeža	Augšējā robeža	Aprēķinātā atsaucē viduspunkta vērtība	Rādījums (mm)			Vidējā atšķirība starp eksperimentālajām vērtībām un atsaucē viduspunkta vērtībām (mm) + standartnovirze (variācijas koeficients (VK))
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (VK=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (VK=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (VK=0)

SD: standarta novirze

Klīniskie veikspējas rādītāji

Oxoid levofloksacīna disku AST uzņēmības testēšanā tika iekļauti 144 klīniskie izolāti, izmantojot disku difūziju atbilstoši EUCAST robežvērtību vadlīnijām⁴. Rezultāti parādīja 100% uzņēmību pret levofloksacīnu *S. pneumoniae*, *H. influenzae* un *M. catarrhalis* izolātiem.

Pētījumā parādīts, ka bakteriālie izolāti bija rezistenti pret bieži izrakstītajiem medikamentiem, ko izmanto urīnceļu infekciju (UTI) ārstēšanai, un pētījumā tika izvirzīts pieņēmums, ka levofloksacīns ir daudzsolos medikaments urīnceļu infekciju kontrolei pētījuma centrā.⁵ Rakstā parādīts, ka levofloksacīna (5 µg) LEV5 AST diski ir efektīvi *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* un *S. aureus* klīniskajā analizē, ko apliecina uzņēmības rādītāji un tas, ka nav ziņots par specifiskajām neatbilstošām vai nekonsekventiem rezultātiem.

Nopietni incidenti

Par jebkādiem nopietniem incidentiem, kas radušies saistībā ar šo ierīci, ir jāziņo ražotājam un atbilstošajai reglamentējošajai iestādei valstī, kurā atrodas lietotājs un/vai pacients.


Atsauces

- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al.* (2017). "Bacteriology and Antibigram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Visas tiesības paturētas. ATCC® ir ATCC preču zīme. Visas pārējās preču zīmes pieder Thermo Fisher Scientific Inc. un tā meitasuzņēmumiem. Šīs informācijas mērķis nav veicināt šo produktu lietošanu jebkāda veidā, kas varētu pārkāpt citu pušu intelektuālā īpašuma tiesības.



Simbolu glosārijs

Simbols/markējums	Skaidrojums
	RAŽOTĀJS
	In vitro diagnostikas medicīniskā ierīce
	Temperatūras robežvērtības (glabāšanas temp.)
	Partija / partijas numurs
	Kataloga numurs
	Nelietot atkārtoti
	Skatīt lietošanas instrukcijas
	Satur pietiekamu daudzumu <n> testiem
	Derīguma termiņš
	Izlietošanas termiņš pēc atvēršanas: dienu skaits, kad produkts izmantojams pēc iepakojuma atvēršanas
	Saskaņā ar Federālo likumu šo ierīci drīkst pārdot tikai ārsti vai pēc ārsta norādījuma.
	Nelietot, ja iepakojums ir bojāts
	Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā / Eiropas Savienībā
	Ierīces unikālais identifikators
	Eiropas atbilstības zīme
	Apvienotās Karalistes atbilstības zīme
	Importētājs — norādīt juridisko personu, kas importē medicīniskās ierīces vietējā tirgū. Attiecas uz Eiropas Savienību
	Izgatavots Apvienotajā Karalistē

Informācija par pārskatīšanu

Versija	Izdošanas datums un ieviestie labojumi
2.0	2024-07-23





<https://www.thermofisher.com>



NO

Oxoid™ Levofloxacin Discs 5 µg (LEV5)

REF CT1587B

Testplater for antimikrobiell sensitivitet

MERK: Denne bruksanvisningen bør leses i sammenheng med Oxoid AST generiske bruksanvisning som følger med produktet og er tilgjengelig online.

Levofloxacin Antimicrobial Susceptibility Test Discs (AST-lapper) er 6 mm papirlapper som inneholder bestemte mengder av det antimikrobielle midlet levofloksacin. Lappene er merket på begge sider med opplysninger om det antimikrobielle midlet (LEV) og mengden (µg): LEV5 (5 µg).

Lappene leveres i sylinderrampuller med 50 lapper. Hver pakke inneholder 5 sylinderrampuller. Sylinderrampullene er individuelt innpakket i en forseglet, foliedekket, gjennomsliktig blisterpakning sammen med en tørketablett. Levofloxacin AST Discs kan dispenseres ved hjelp av en Oxoid Disc Dispenser (selges separat). Hver lapp skal kun brukes én gang.

Tiltenkt bruk

Antimikrobielle AST-lapper brukes i den semikvantitative agardiffusjonstestmetoden til testing av in vitro-følsomhet. Lappene brukes i en diagnostisk arbeidsflyt for å gjøre det enklere for klinikere å fastlegge potensielle behandlingsalternativer for pasienter med mistenkt mikrobiell infeksjon og fastslå følsomheten overfor mikroorganismer der levofloksacin har vist seg å være aktivt både klinisk og in vitro. Skal brukes med en ren, agardyrket kultur.

Enheten skal kun brukes av fagpersoner, er ikke automatisert og er heller ikke til behandlingsveiledende diagnostikk.

Testen gir informasjon som gjør det mulig å kategorisere organismer som enten resistente, følsomme ved økt eksponering eller følsomme for det antimikrobielle midlet.

Ytterligere krav til prøvetaking, håndtering og oppbevaring av prøver finnes i lokale prosedyrer og retningslinjer. Det finnes ingen spesifisert testpopulasjon for disse lappene.

Publiserte kliniske brytningspunkter i de gjeldende utgavene av brytningspunkttabellene fra FDA,³ CLSI M100^{1ac} eller EUCAST² må brukes for å tolke sonestørrelsesresultatet.

Arter med publiserte brytningspunkter i henhold til gjeldende FDA-litteratur:

Grampositive

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Beta-hemolytiske streptokokker*
- Meticillinfølsomme *Staphylococcus aureus*

Gramnegative

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* og *parainfluenza*

Arter med publiserte brytningspunkter i henhold til gjeldende CLSI M100-litteratur:

Grampositive

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Beta-hemolytiske streptokokkerspp.*
- *Viridansstreptokokkerspp.*



Gramnegative

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* og *parainfluenza*

Arter med publiserte brytningspunkter i henhold til gjeldende EUCAST-litteratur:

Grampositive

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, koagulasenegative *Staphylococcus* spp.)
- *Enterococcus* spp. (kun ukompliserte urinveisinfeksjoner)
- *Streptococcus pneumoniae*
- Streptokokker gruppe A, B, C og G
- *Bacillus* spp.

Gramnegative

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Hver lapp er kun til engangsbruk. Pakken inneholder nok testenheter til flere engangstester.

Metodeprinsipper

Levofloxacin AST Discs kan brukes i den semikvantitative agardiffusjonstestmetoden til testing av in vitro-følsomhet. For fullstendige instruksjoner om generering og tolkning av resultatene i henhold til CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab}-metoden, viser vi til de relevante gjeldende standardene. Tabeller som viser CLSI^{1bc}/EUCAST²-forbindelser/-konsentrasjoner, er tilgjengelig i dokumentasjonen angitt nedenfor. Rene kulturer av kliniske isolater inokuleres på testmediet, og AST-lappen plasseres på overflaten. Antibiotikumet diffunderer i agaren og danner en gradient. Etter inkubering blir hemningssonene rundt lappene målt og sammenlignet mot de fastsatte sonegrensene for de bestemte antimikrobielle midlene/organismene som testes.

Metrologisk sporbarhet av kalibrator- og kontrollmaterialeverdier

Metrologisk sporbarhet av verdier som er tilordnet kalibratører og kontrollmaterialer som brukes for å etablere eller verifisere riktigheten av en metode for Levofloxacin AST Discs, er basert på internasjonalt anerkjente prosedyrer og standarder.

For anbefalte konsentrasjoner er sonegrensene i samsvar med gjeldende ytelsesstandarder for antimikrobielle følsomhetstester som beskrevet av CLSI^{1bc} og/eller EUCAST².

Materialer som følger med

Levofloxacin AST Discs består av papirlapper med en diameter på 6 mm som er impregnert med en bestemt mengde antimikrobielt middel. Lappene er merket på begge sider for å angi middel og mengde. Levofloxacin AST Discs leveres i sylinderrampuller med 50 lapper. Det er 5 sylinderrampuller i hver pakke. Sylinderrampullene er individuelt innpakket i en folieforseglet blisterpakning med tørkemiddel.

Se Tabell 1 nedenfor for en beskrivelse av enhetens komponenter. Se Tabell 2 for en beskrivelse av de aktive reagensene som påvirker enhetens resultat.

Tabell 1. Materialer som leveres med CT1587B	
Beskrivelse av komponentene	Beskrivelse av materialene
Sylinderampulle med fjær, hette og stempel (5 stk.)	Monteringskomponenter og sylinderampulle i plast som inneholder 50 AST-lapper.
Tørketabletter (5 stk.)	Lys beige til brune, små avlange tabletter. 1 stk. per sylinderampulle.
Folie	Folie som forseglar hver sylinderampulle individuelt med tørkemiddel.
Følsomhetstestlap per (250 stk.)	Individuelle lapper av absorberende papir. 6 mm. 50 i hver sylinderampulle. 5 sylinderampuller per pakke.

Tabell 2. Beskrivelse av Levofloxacin AST Disc-reagensene	
Reagens	Beskrivelse av funksjonen
Levofloksacin	Krystallinsk fast stoff; løselig i PBS, etanol, DMSO og DMF. Levofloksacin brukes til å behandle en lang rekke bakterieinfeksjoner. Dette antibakterielle midlet tilhørende gruppen fluorokinoloner virker på DNA-DNA-gyrasekomplekset og topoisomerase IV.

Konsentrasjonen av antibiotikumet på AST-lappen analyseres for hvert parti og kontrolleres ved bruk av interne og eksterne spesifikasjoner (f.eks. FDA³). Den relevante konsentrasjonen beskrives på analysesertifikatet.

Levofloxacin AST Discs kan dispenserers ved hjelp av en Oxoid Disc Dispenser, som ikke følger med enheten.

Holdbarhet og oppbevaringsbetingelser

Uåpnede sylinderampuller med Levofloxacin AST Discs har en holdbarhet på 36 måneder hvis de oppbevares under de anbefalte betingelsene. Uåpnede sylinderampuller må oppbevares ved -20 °C til 8 °C inntil de skal brukes.

Etter at sylinderampullene er åpnet, skal de oppbevares i dispenseren i den medfølgende beholderen (med et umettet (oransje) tørkemiddel), eller i annen egnet ugjennomsiktig og lufttett beholder med tørkemiddel som beskytter lappene mot fuktighet. Dispenserne skal oppbevares i beholderen ved 2-8 °C, og de må nå romtemperatur før de åpnes for å unngå at det dannes kondens. Når lappene er tatt ut av emballasjen som inneholder tørkemiddel, skal de brukes innen 7 dager og bare hvis de oppbevares som beskrevet i denne bruksanvisningen.

Analytiske ytelsesegenskaper

Tabell 1. Rådata for sonestørrelser, i henhold til CLSI-metoden, hentet fra de tre siste partiene av Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST Discs.

CLSI-metoden										
Parti	Organisme	ATCC®-nummer	Testmedium	Nedre grense	Øvre grense	Beregnet referanseverdi for midtpunktet	Avlesning (mm)			Gjennomsnittlig forskjell mellom de eksperimentelle verdiene og referanseverdiene for midtpunktet (mm) + SD (variasjonskoeffisient)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (KV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (KV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (KV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (KV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % SB	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (KV=0)
Parti	Organisme	ATCC®-nummer	Testmedium	Nedre grense	Øvre grense	Beregnet referanseverdi for midtpunktet	Avlesning (mm)			Gjennomsnitt (mm) + SD
							1	2	3	
325	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (KV=0,16)



	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (KV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % SB	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (KV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (KV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (KV=0)
Parti	Organisme	ATCC®-nummer	Testmedium	Nedre grense	Øvre grense	Beregnet referanseverdi for midtpunktet	Avlesning (mm)			Gjennomsnitt (mm) + SD
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (KV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (KV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (KV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (KV=0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (KV=0)

SD: Standardavvik

Tabell 2. Rådata for sonestørrelser, i henhold til EUCAST-metoden, hentet fra de tre siste partiene av Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST Discs.

EUCAST-metoden										
Parti	Organisme	ATCC®-nummer	Testmedium	Nedre grense	Øvre grense	Beregnet referanseverdi for midtpunktet	Avlesning (mm)			Gjennomsnittlig forskjell mellom de eksperimentelle verdiene og referanseverdiene for midtpunktet (mm) + SD (variasjonskoeffisient)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (KV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (KV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (KV=0)
Parti	Organisme	ATCC®-nummer	Testmedium	Nedre grense	Øvre grense	Beregnet referanseverdi for midtpunktet	Avlesning (mm)			Gjennomsnittlig forskjell mellom de eksperimentelle verdiene og referanseverdiene for midtpunktet (mm) + SD (variasjonskoeffisient)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (KV=0,15)

	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (KV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (KV=0)
Parti	Organisme	ATCC®-nummer	Testmedium	Nedre grense	Øvre grense	Beregnet referanseverdi for midtpunktet	Avlesning (mm)			Gjennomsnittlig forskjell mellom de eksperimentelle verdiene og referanseverdiene for midtpunktet (mm) + SD (variasjonskoeffisient)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (KV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (KV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (KV=0)

SD: Standardavvik

Kliniske ytelsesegenskaper

144 kliniske isolater ble inkludert i antimikrobiell følsomhetstesting av Oxoid Levofloxacin-lapper via lappediffusjon i henhold til EUCAST-retningslinjene for brytningspunkter⁴. Resultatene viste 100 % følsomhet for levofloxacin hos *S. pneumoniae*-, *H. influenzae*- og *M. catarrhalis*-isolater.

En studie viser at bakterieisolater var resistente mot ofte foreskrevne legemidler mot urinveisinfeksjoner, og studien tyder på at levofloxacin er et lovende legemiddel i behandlingen av urinveisinfeksjoner.⁵ Artikkelen viser at Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST Discs er effektive ved klinisk analyse av *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* og *S. aureus*, med tanke på følsomhetsratene og at det ikke ble rapportert om kvalitetsfeil (OOS) eller inkonsekvente resultater.

Alvorlige hendelser

Enhver alvorlig hendelse som har oppstått i forbindelse med bruk av enheten, skal rapporteres til produsenten og den relevante tilsynsmyndigheten der brukeren og/eller pasienten er etablert.

Referanser


- Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). Se siste utgave:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Se siste versjon:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al* (2017). "Bacteriology and AntibioGram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Alle rettigheter forbeholdt. ATCC® er et varemerke for ATCC. Alle andre varemerker tilhører Thermo Fisher Scientific Inc. og dets datterselskaper. Denne informasjonen er ikke ment å fremme bruken av disse produktene på noen måte som kan krenke andres åndsrett.

Symbolordliste

Symbol/forklaring	Forklaring
	PRODUSENT
	In vitro diagnostisk medisinsk utstyr
	Temperaturbegrensning (oppbevaringstemp.)



	Lot / partnummer
	Katalognummer
	Må ikke brukes flere ganger
	Se bruksanvisningen
	Innholder tilstrekkelig til <n> tester
	Brukes før-dato
	Periode etter åpning – antall dager produktet kan brukes etter åpning
	USA: Forsiktig: Føderal lov begrenser denne enheten til salg av eller etter ordre fra en lege
	Må ikke brukes hvis emballasjen er skadet
	Autorisert representant i Det europeiske felleskap/ EU
	Unik enhetsidentifikator
	CE-merke
	Britisk samsvarsmerke
	Importør – Angir enheten som importerer det medisinske utstyret til stedet. Gjelder for EU
	Produsert i Storbritannia

Endringshistorikk

Versjon	Dato for utgivelse og endringer
2.0	2024-07-23



<https://www.thermofisher.com>



PL

Krażki Oxoid™ na lewofloksacynę 5 µg (LEV5)

REF CT1587B

Krażki do badania wrażliwości przeciwdrobnoustrojowej

UWAGA: niniejsza instrukcja użytkowania jest przeznaczona do lektury w połączeniu z ogólną instrukcją użytkowania AST firmy Oxoid dostarczoną z wyrobem i dostępną online.

Krażki do badania wrażliwości przeciwdrobnoustrojowej na lewofloksacynę to 6 mm papierowe krażki, które zawierają określone ilości środka przeciwdrobnoustrojowego lewofloksacyny. Krażki są oznakowane po obu stronach informacjami dotyczącymi środka przeciwdrobnoustrojowego (LEV) i jego ilości (µg): LEV5 (5 µg).

Krażki dostarczane są w kasetach zawierających 50 krawków. W opakowaniu znajduje się 5 kaset. Każda kasetka jest indywidualnie zamykana razem z tabletką osuszającą w przezroczystym blistrze pokrytym folią. Krażki AST na lewofloksacynę można dozować za pomocą dyspensera na krażki Oxoid (sprzedawany oddzielnie). Każdy krawek powinien być użyty tylko raz.

Przeznaczenie

Krażki do badania wrażliwości przeciwdrobnoustrojowej na lewofloksacynę są używane w półilościowej metodzie dyfuzyjnej w agarze do oznaczania wrażliwości in vitro. Wykorzystywane w procedurze diagnostycznej, aby pomóc klinicystom w określeniu potencjalnych opcji leczenia pacjentów z podejrzeniem zakażenia drobnoustrojami, krażki te mają na celu określenie podatności na drobnoustroje, na które wykazano, że lewofloksacyna jest aktywna zarówno klinicznie, jak i in vitro. Do stosowania z czystą kulturą hodowaną na agarze.

Urządzenie nie jest zautomatyzowane, jest przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego i nie jest diagnostyką towarzyszącą.

Badanie dostarcza informacji do kategoryzacji organizmów jako opornych, pośrednich lub podatnych na środek przeciwdrobnoustrojowy.

Dalsze wymagania dotyczące pobierania próbek, obsługi i przechowywania próbek można znaleźć w lokalnych procedurach i wytycznych. Nie ma określonej populacji testowej dla tych dysków.

Opublikowane kliniczne punkty przerwania w aktualnej wersji tabel FDA,³ CLSI M100^{1ac} lub EUCAST². Do interpretacji wyniku rozmiaru strefy należy użyć tabel punktów przerwania.

Gatunki z opublikowanymi punktami przerwania zgodnie z aktualną literaturą FDA:

Gram-dodatni

- Gatunki *Enterococcus*
- *Streptococcus pneumoniae*
- Gatunki *Streptococcus* grupa β- hemolityczna
- Wrażliwe na metycylinę *Staphylococcus aureus*

Gram-ujemny

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* oraz *parainfluenza*

Gatunki z opublikowanymi punktami przerwania zgodnie z aktualną literaturą CLSI M100:

Gram-dodatni

- Gatunki *Staphylococcus*
- Gatunki *Enterococcus*
- *Streptococcus pneumoniae*
- Gatunki *Streptococcus* grupa β- hemolityczna
- Gatunki *Streptococcus* Grupa *Viridans*



Gram-ujemny

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- Gatunki *Acinetobacter*
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* oraz *parainfluenzae*

Gatunki z opublikowanymi punktami przerwania zgodnie z aktualną literaturą EUCAST:

Gram-dodatni

- Gatunki *Staphylococcus* (*S. aureus*, koagulazoujemne gatunki *Staphylococcus*)
- Gatunki *Enterococcus* (tylko niepowikłane zapalenia układu moczowego)
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Paciorkowce* grupy A, B, C i G
- Gatunki *Bacillus*

Gram-ujemny

- *Enterobacterales*
- Gatunki *Pseudomonas*
- Gatunki *Acinetobacter*
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- Gatunki *Aeromonas*

Każdy dysk jest przeznaczony do jednorazowego użytku. Opakowanie zawiera wystarczającą ilość urządzeń testowych do wielu testów jednorazowych.

Zasada metody

Krażki AST na lewofloksacynę mogą być używane w półilościowej metodzie dyfuzyjnej w agarze do oznaczania wrażliwości in vitro. Pełne instrukcje dotyczące generowania i interpretacji wyników zgodnie z metodologią CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab} znajdują się w odpowiednich aktualnych standardach. Tabele pokazujące CLSI^{1bc}/EUCAST² związek/stężenia można znaleźć w ich dokumentacji wymienionej poniżej. Czyste kultury izolatów klinicznych wysiewa się na podłoże testowe, a krążek AST umieszcza się na powierzchni. Antybiotyk w krążku rozprzestrzenia się przez agar, tworząc gradient. Po inkubacji mierzy się strefy zahamowania wzrostu wokół krążków i porównuje z rozpoznanymi zakresami średnic stref dla konkretnego badanego środka (-ów) przeciwdrobnoustrojowego(-ów)/organizmu(-ów).

Identyfikowalność metrologiczna wartości kalibratorów i materiałów kontrolnych

Identyfikowalność metrologiczna wartości przypisanych kalibratorom i materiałom kontrolnym mającym na celu ustalenie lub zweryfikowanie prawdziwości metody dla krążków AST na lewofloksacynę opiera się na uznanych międzynarodowo procedurach i standardach.

W przypadku zalecanych stężeń limity stref są zgodne z aktualnymi normami wydajności dla badania wrażliwości krążków na środki przeciwdrobnoustrojowe, jak wyszczególniono w CLSI^{1bc} i/lub EUCAST².

Dostarczone materiały

Krażki AST na lewofloksacynę składają się z papierowych krążków o średnicy 6 mm impregnowanych określoną ilością środka przeciwdrobnoustrojowego. Krążki są oznaczone po obu stronach, aby wskazać środek i ilość. Krążki AST na lewofloksacynę są dostarczane w kasetach po 50 krążków. W każdym opakowaniu znajduje się 5 kaset. Kasety są pakowane pojedynczo w zabezpieczone folią blistry ze środkiem osuszającym.

Tabela 1 poniżej zawiera opis komponentów powiązanych z urządzeniem. Opis aktywnych odczynników, które mają wpływ na wynik urządzenia, znajduje się w tabeli 2.

Tabela 1. Dostarczone materiały z CT1587B	
Opis komponentu	Opis materiału
Kaseta ze sprężyną, nasadką i tłokiem (x5)	Komponenty montażowe i plastikowa kasetka zawierająca 50x krążków AST.
Tabletka osuszająca (x5)	Bładożółte do brązowych, małe tabletki w kształcie rombu. 1 dostarczane z każdą kasetą.
Folia	Folia indywidualnie uszczelnia każdą kasetę środkiem osuszającym.
Krążki do badania wrażliwości (x250)	Pojedyncze krążki z papieru chłonnego. 6 mm. 50 w każdej kasiecie. 5 kaset w opakowaniu.

Tabela 2. Opis odczynników krążków AST na lewofloksacynę	
Odczynnik	Opis funkcji
Lewofloksacyna	Krystaliczne ciało stałe; rozpuszczalne w PBS, etanolu, DMSO i DMF. Lewofloksacyna jest stosowana w leczeniu wielu różnych infekcji bakteryjnych. Ten fluorochinolonowy środek przeciwbakteryjny działa na kompleks DNA-DNA-gyryza i topoisomerazę IV.

Stężenie antybiotyku na krążku AST jest analizowane dla każdej serii i kontrolowane za pomocą specyfikacji wewnętrznych i zewnętrznych (np. FDA³). Faktyczna koncentracja jest wyszczególniona w świadectwie analizy.

Krążki AST na lewofloksacynę można dozować za pomocą dyspenseru na krążki Oxoid, który nie jest dołączony do urządzenia.

Okres trwałości i warunki przechowywania

Nieotwarte kasety na krążki AST na lewofloksacynę mają trwałość 36 miesięcy jeśli są przechowywane w zalecanych warunkach. Nieotwarte kasety należy przechowywać w temperaturze od -20°C do 8°C do czasu, gdy będą potrzebne.

Po otwarciu kasety należy przechowywać w dyspenserze w dostarczonej pojemniku (z nienasyconym (pomarańczowym) środkiem osuszającym) lub innym odpowiednim nieprzezroczystym, hermetycznym pojemniku ze środkiem osuszającym chroniącym krążki przed wilgocią. Dozowniki należy przechowywać w pojemniku w temperaturze od 2°C do 8°C i przed otwarciem pozostawić do osiągnięcia temperatury pokojowej, aby zapobiec tworzeniu się kondensacji. Po otwarciu z opakowania zawierającego środek osuszający krążki należy zużyć w ciągu 7 dni i tylko wtedy, gdy są przechowywane zgodnie z niniejszą instrukcją.

Charakterystyka wydajności analitycznej

Tabela 1. Surowe dane dotyczące wielkości stref, zgodnie z metodologią CLSI, pobrane z 3 ostatnich partii lewofloksacyny (5 µg) LEV5 krążków AST.

Metodologia CLSI										
Seria produktów	Organizm	Numer ATCC®	Podłoże testowe	Dolna granica	Górna granica	Obliczona środkowa wartość odniesienia	Odczyt (mm)			Średnia różnica między wartościami eksperymentalnymi a referencyjnymi wartościami punktu środkowego (mm) - SD (współczynnik wariancji)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (CV=0)

Seria produktów	Organizm	Numer ATCC®	Podłoże testowe	Dolna granica	Górna granica	Obliczona środkowa wartość odniesienia	Odczyt (mm)			Średnia (mm) + SD
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+5% SB	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+5% SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Seria produktów	Organizm	Numer ATCC®	Podłoże testowe	Dolna granica	Górna granica	Obliczona środkowa wartość odniesienia	Odczyt (mm)			Średnia (mm) + SD
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+5% SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+5% SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: odchylenie standardowe

Tabela 2. Surowe dane dotyczące wielkości stref, zgodnie z metodologią EUCAST, pobrane z 3 ostatnich partii lewofloksacyny (5 µg) LEV5 krążków AST.

Metodologia EUCAST										
Seria produktów	Organizm	Numer ATCC®	Podłoże testowe	Dolna granica	Górna granica	Obliczona środkowa wartość odniesienia	Odczyt (mm)			Średnia różnica między wartościami eksperymentalnymi a referencyjnymi wartościami punktu środkowego (mm) + SD (współczynnik wariancji)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Seria produktów	Organizm	Numer ATCC®	Podłoże testowe	Dolna granica	Górna granica	Obliczona środkowa wartość odniesienia	Odczyt (mm)			Średnia różnica między wartościami eksperymentalnymi a referencyjnymi wartościami punktu środkowego (mm) + SD (współczynnik wariancji)
							1	2	3	

3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (CV=0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
3235885	Organizm	Numer ATCC®	Podłoże testowe	Dolna granica	Górna granica	Obliczona środkowa wartość odniesienia	Odczyt (mm)			Średnia różnica między wartościami eksperymentalnymi a referencyjnymi wartościami punktu środkowego (mm) + SD (współczynnik wariancji)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: odchylenie standardowe

Charakterystyka wydajności klinicznej

144 izolaty kliniczne włączono do badania wrażliwości krążków Oxoid AST na lewofloksacynę, metodą dyfuzji krążków, zgodnie z wytycznymi EUCAST dotyczącymi punktów przerwania⁴. Wyniki wykazały 100% wrażliwość na lewofloksacynę w przypadku *S. pneumoniae*, *H. influenzae* oraz izolatów *M. catarrhalis*.

Badanie pokazuje, że izolaty bakteryjne były oporne na powszechnie przepisywane leki na zapalenie układu moczowego, a badanie sugeruje, że lewofloksacyna jest obiecującym lekiem w leczeniu zapalenia układu moczowego w ośrodku badawczym⁵. Artykuł pokazuje, że krążki AST na lewofloksacynę (5 µg) LEV5 są skuteczne w analizie klinicznej gatunków *Salmonella*, *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* oraz *S. aureus*, biorąc pod uwagę wskaźniki podatności, i nie zgłoszono żadnych wyników niezgodnych ze specyfikacją lub niespójnych.

Poważne zdarzenia

Każde poważne zdarzenie, które miało miejsce w związku z urządzeniem, należy zgłaszać producentowi i właściwemu organowi regulacyjnemu, w którym użytkownik i/lub pacjent mają siedzibę.

Piśmiennictwo

- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich et al. (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. PLoS ONE 11(7): e0159183.
- Oli et al (2017). "Bacteriology and Antibigram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." The Open Microbiology Journal 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2021 Thermo Fisher Scientific Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. ATCC® jest znakiem towarowym ATCC. Wszelkie inne znaki towarowe są własnością Thermo Fisher Scientific Inc. i jej spółek zależnych. Informacje te nie mają na celu zachęcania do korzystania z tych produktów w jakikolwiek sposób, który mógłby naruszać prawa własności intelektualnej innych osób.

Słowniczek symboli

Symbol/etykieta	Znaczenie
	Producent
	Wyrób medyczny do diagnostyki in vitro



	Ograniczenia temperatury (temp. przechowywania)
LOT	Numer partii/serii
REF	Numer katalogowy
	Nie używać ponownie
	Zapoznać się z instrukcją użytkowania
	Zawartość wystarcza na <n> testów
	Data ważności
	Okres po otwarciu — liczba dni, przez które produkt może być używany po otwarciu
R_x only	USA: Uwaga: prawo federalne zezwala na sprzedaż tego urządzenia wyłącznie lekarzom lub na ich zamówienie
	Nie używać w przypadku uszkodzonego opakowania
EC REP	Autoryzowany przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej/Unii Europejskiej
UDI	Unikatowy identyfikator urządzenia
CE	Europejski oznaczenie zgodności
UK CA	Oznaczenie zgodności w Wielkiej Brytanii
	Importer — wskazuje podmiot importujący wyrób medyczny na rynek lokalny. Dotyczy Unii Europejskiej
Made in the United Kingdom	Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii

Wersja	Data wydania i wprowadzone modyfikacje
2.0	2024-07-23



<https://www.thermofisher.com>

PT

Oxoid™ Levofloxacin Discs 5 µg (LEV5)

REF CT1587B

Discos de Teste de Suscetibilidade aos Antimicrobianos

NOTA: Esta IDU deve ser lida em conjunto com as instruções de uso genéricas TSA de Oxoid fornecidas com o produto e disponíveis on-line.

Os Levofloxacin Antimicrobial Susceptibility Test (AST) Discs [discos para teste de sensibilidade antimicrobiana (TSA) à levofloxacina] são discos de papel de 6 mm que contêm quantidades específicas do agente antimicrobiano levofloxacina. Os discos estão rotulados nos dois lados com detalhes sobre o agente antimicrobiano (LEV) e a quantidade presente (µg): LEV5 (5 µg).

Os discos são fornecidos em cartuchos com 50 discos. Existem 5 cartuchos por embalagem. Cada cartucho é selado individualmente juntamente com uma pastilha de exsicante numa embalagem de blister transparente, coberta com folha de alumínio. Os discos para TSA à levofloxacina podem ser distribuídos por um dispensador de discos Oxoid (vendido em separado). Cada disco individual apenas deve ser utilizado uma vez.

Utilização prevista

Os discos para teste de sensibilidade antimicrobiana à levofloxacina são utilizados no método semiquantitativo de teste de difusão em ágar para teste da sensibilidade *in vitro*. Quando utilizados num procedimento de diagnóstico para auxiliar os profissionais clínicos a determinar as possíveis opções de tratamento para doentes com suspeita de infeção antimicrobiana, estes discos destinam-se a determinar a sensibilidade de microrganismos para os quais a levofloxacina tem ação demonstrada, tanto no contexto clínico como *in vitro*. Para utilização com uma cultura pura desenvolvida em ágar.

O dispositivo não é automatizado, destina-se exclusivamente a uso profissional e não consiste num meio de diagnóstico complementar.

O teste fornece informações para categorizar microrganismos como resistentes, intermédios ou sensíveis ao agente antimicrobiano.

Os requisitos adicionais referentes à colheita, manuseamento e armazenamento de amostras podem ser consultados nos procedimentos e diretrizes locais. Não existe qualquer população de teste específica para estes discos.

É necessário utilizar os pontos de corte clínicos publicados na versão atual das tabelas de pontos de corte da FDA,³ do documento M100^{1ac} do CLSI ou do EUCAST² para interpretar o resultado da dimensão da zona.

Espécies com pontos de corte publicados de acordo com a documentação atual da FDA:

Gram-positivos

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. (grupo β-hemolítico)
- *Staphylococcus aureus* sensível à meticilina

Gram-negativos

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* e parainfluenza

Espécies com pontos de corte publicados de acordo com a documentação atual M100 do CLSI:

Gram-positivos

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. (grupo β-hemolítico)
- *Streptococcus* spp. (grupo Viridans)



Gram-negativos

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* e *parainfluenzae*

Espécies com pontos de corte publicados de acordo com a documentação atual do EUCAST:

Gram-positivos

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, *Staphylococcus* spp. coagulase-negativos)
- *Enterococcus* spp. [apenas infecções do trato urinário (ITU) sem complicações]
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* (grupos A, B, C e G)
- *Bacillus* spp.

Gram-negativos

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Cada disco destina-se apenas a uma utilização. A embalagem contém dispositivos de teste suficientes para vários testes de uso único.

Princípio do método

Os discos para TSA à levofloxacina podem ser utilizados no método semiquantitativo de teste de difusão em ágar para teste da sensibilidade *in vitro*. Para obter instruções completas relacionadas com a obtenção e interpretação dos resultados de acordo com a metodologia CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab}, consulte as normas atuais relevantes. As tabelas que contêm as listas do CLSI^{1bc}/EUCAST² de substâncias/concentrações podem ser consultadas nas documentações destas entidades, referenciadas abaixo. As culturas puras de isolados clínicos são inoculadas no meio de teste e o disco para TSA é colocado sobre a superfície. O antibiótico no disco espalha-se por difusão no ágar, formando um gradiente. Após a incubação, as zonas de inibição em redor dos discos são medidas e comparadas com intervalos reconhecidos dos diâmetros das zonas, correspondentes ao(s) agente(s) antimicrobiano(s)/microrganismos(s) específicos testado(s).

Rastreabilidade metrológica do calibrador e dos valores do material de controlo

A rastreabilidade metrológica dos valores atribuídos aos calibradores e materiais de controlo, destinados a estabelecer ou verificar a exatidão de um método para os discos para TSA à levofloxacina, baseia-se em procedimentos e normas reconhecidos internacionalmente.

Para as concentrações recomendadas, os limites das zonas estão em conformidade com as normas de desempenho atuais para testes de sensibilidade antimicrobiana em disco, conforme estipulado pelo CLSI^{1bc} e/ou EUCAST².

Material fornecido

Os discos para TSA à levofloxacina consistem em discos de papel com 6 mm de diâmetro, embebidos com uma quantidade específica de agente antimicrobiano. Os discos estão marcados nos dois lados com a indicação do agente e da quantidade. Os discos para TSA à levofloxacina são fornecidos em cartuchos de 50 discos. Existem 5 cartuchos em cada embalagem. Os cartuchos são embalados individualmente numa embalagem de blister, selada com folha de alumínio, juntamente com exsicante.



Consulte a Tabela 1 abaixo para obter uma descrição dos componentes associados ao dispositivo. Para obter uma descrição dos reagentes ativos que influenciam o resultado do dispositivo, consulte a Tabela 2.

Tabela 1. Material fornecido com o CT1587B	
Descrição do componente	Descrição do material
Cartucho com mola, tampa e êmbolo (x5)	Componentes de montagem e cartucho de plástico com 50 discos para TSA.
Pastilha de exsicante (x5)	Pequenas pastilhas ovais, de cor bege clara a castanha. 1 fornecida em cada cartucho.
Folha de alumínio	Folha de alumínio para selagem individual de cada cartucho em conjunto com o exsicante.
Discos para teste de sensibilidade (x250)	Discos individuais de papel absorvente. 6 mm. 50 em cada cartucho. 5 cartuchos por pacote.

Tabela 2. Descrição dos reagentes do disco para TSA à levofloxacin	
Reagente	Descrição da função
Levofloxacin	Sólido cristalino; solúvel em PBS, etanol, DMSO e DMF. A levofloxacin é utilizada para tratar uma ampla variedade de infecções bacterianas. Este agente antibacteriano de fluoroquinolona atua sobre o complexo ADN-ADN-girase e topoisomerase IV.

A concentração de antibiótico no disco para TSA é analisada para cada lote e é controlada utilizando especificações internas e externas (p. ex., FDA³). A concentração real é indicada no certificado de análise.

Os discos para TSA à levofloxacin podem ser distribuídos por um dispensador de discos Oxoid, não incluído com o dispositivo.

Prazo de validade e condições de armazenamento

Os cartuchos não abertos dos discos para TSA à levofloxacin têm um prazo de validade em armazenamento de 36 meses, quando conservados nas condições recomendadas. Os cartuchos não abertos têm de ser conservados entre -20 °C e 8 °C até serem necessários.

Depois de abertos, os cartuchos devem ser conservados no interior do dispensador no recipiente fornecido com exsicante não saturado (cor de laranja), ou noutro recipiente adequado opaco e hermeticamente selado com exsicante para proteger os discos da humidade. Os dispensadores devem ser conservados no interior do recipiente entre 2 °C e 8 °C. Antes de abrir, aguarde que os dispensadores atinjam a temperatura ambiente para evitar a formação de condensação. Depois de abrir a respetiva embalagem com exsicante, os discos devem ser utilizados no prazo de 7 dias e apenas se tiverem sido conservados conforme descrito nestas instruções de utilização.

Características do desempenho analítico

Tabela 1. Dados não processados sobre as dimensões da zona, em conformidade com a metodologia CLSI, obtidos dos 3 lotes mais recentes de Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST Discs.

Metodologia CLSI										
Lote do produto	Microrganismo	Número ATCC®	Meio de teste	Limite inferior	Limite superior	Valor médio de referência calculado	Leitura (mm)			Diferença média entre os valores experimentais e os valores médios de referência (mm) + SD (coeficiente de variação)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (CV=0)



Lote do produto	Microrganismo	Número ATCC®	Meio de teste	Limite inferior	Limite superior	Valor médio de referência calculado	Leitura (mm)			Média (mm) + SD
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Lote do produto	Microrganismo	Número ATCC®	Meio de teste	Limite inferior	Limite superior	Valor médio de referência calculado	Leitura (mm)			Média (mm) + SD
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: Desvio padrão

Tabela 2. Dados não processados sobre as dimensões da zona, em conformidade com a metodologia EUCAST, obtidos dos 3 lotes mais recentes de Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST Discs.

Metodologia EUCAST										
Lote do produto	Microrganismo	Número ATCC®	Meio de teste	Limite inferior	Limite superior	Valor médio de referência calculado	Leitura (mm)			Diferença média entre os valores experimentais e os valores médios de referência (mm) + SD (coeficiente de variação)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)



Lote do produto	Microrganismo	Número ATCC®	Meio de teste	Limite inferior	Limite superior	Valor médio de referência calculado	Leitura (mm)			Diferença média entre os valores experimentais e os valores médios de referência (mm) + SD (coeficiente de variação)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (CV=0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
Lote do produto	Microrganismo	Número ATCC®	Meio de teste	Limite inferior	Limite superior	Valor médio de referência calculado	Leitura (mm)			Diferença média entre os valores experimentais e os valores médios de referência (mm) + SD (coeficiente de variação)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: Desvio padrão

Características do desempenho clínico

144 isolados clínicos foram incluídos no teste de TSA com discos de levofloxacina Oxoid através de difusão em disco, de acordo com as diretrizes de pontos de corte do EUCAST.⁴ Os resultados mostraram sensibilidade de 100% à levofloxacina para os isolados de *S. pneumoniae*, *H. influenzae* e *M. catarrhalis*.

Um estudo mostra que os isolados bacterianos foram resistentes aos fármacos frequentemente prescritos para infecções do trato urinário (ITU) e o estudo sugeriu que a levofloxacina é um fármaco promissor para o tratamento de infecções do trato urinário no centro de estudo.⁵ O artigo mostra que os Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST Discs são eficazes para a análise clínica de *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* e *S. aureus*, dadas as taxas de sensibilidade e a ausência de resultados inconsistentes ou fora das especificações.

Incidentes graves

Qualquer ocorrência de um incidente grave relacionada com o dispositivo deverá ser comunicada ao fabricante e à autoridade reguladora relevante no local em que o utilizador e/ou doente reside.



Referências

- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al.* (2017). "Bacteriology and Antibigram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Todos os direitos reservados. ATCC® é uma marca comercial da ATCC. Todas as outras marcas comerciais são propriedade da Thermo Fisher Scientific Inc. e respetivas subsidiárias. Esta informação não se destina a encorajar a utilização destes produtos num modo que possa transgredir os direitos de propriedade intelectual de terceiros.



Glossário de símbolos

Símbolo/Etiqueta	Significado
	Fabricante
	Dispositivo médico para diagnóstico in vitro
	Limites de temperatura (temperatura de armazenamento)
	Código do lote/série
	Número de catálogo
	Não reutilizar
	Consultar as instruções de utilização
	Contém quantidade suficiente para <n> testes
	Data de validade
	Período após abertura: o número de dias que o produto pode ser usado após a abertura
	EUA: Atenção: a lei federal limita a venda deste dispositivo a médicos ou mediante prescrição médica
	Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Representante autorizado na Comunidade Europeia/União Europeia
	Identificador único do dispositivo
	Marca de Conformidade Europeia
	Marca de Conformidade do Reino Unido
	Importador: para indicar a entidade importadora do dispositivo médico para a localidade. Aplicável à União Europeia
	Fabricado no Reino Unido

Informações da revisão

Versão	Data de publicação e modificações introduzidas
2.0	2024-07-23






2797

<http://www.thermofisher.com>

250



RO

Oxoid™ Levofloxacin Discs 5 µg (LEV5)

REF CT1587B

Discuri pentru Testarea Sensibilității la Antimicrobiene

Notă: Aceste Instrucțiuni de utilizare trebuie să fie citite împreună cu instrucțiunile generice Oxoid de utilizare pentru TSA care au fost furnizate împreună cu produsul și sunt disponibile online..

Levofloxacin Antimicrobial Susceptibility Test (AST) Discs (Discuri pentru testarea sensibilității la antimicrobiene - AST - cu levofloxacină) sunt discuri din hârtie cu grosimea de 6 mm care conțin cantități specifice de agent antimicrobian levofloxacină. Discurile sunt marcate vizibil pe ambele părți cu detalii legate de agentul antimicrobian (LEV) și cu cantitatea conținută din acesta (µg): LEV5 (5 µg).

Discurile sunt furnizate în cartușe care conțin câte 50 de discuri. În fiecare pachet există 5 cartușe. Fiecare cartuș este sigilat individual, împreună cu o tabletă de agent deshidratant, într-un pachet cu blistere transparent, acoperit cu folie. Levofloxacin AST Discs pot fi distribuite folosind un distribuitor de discuri Oxoid (vândut separat). Fiecare disc în parte trebuie folosit o singură dată.

Utilizare prevăzută

Levofloxacin Antimicrobial Susceptibility Test Discs sunt utilizate pentru testarea semi-cantitativă a sensibilității in vitro prin procedura testului de difuziune în agar. Utilizate în fluxul de lucru de diagnosticare pentru a ajuta clinicienii în determinarea posibilelor opțiuni de tratament pentru pacienții suspecți de a fi afectați de o infecție microbiană, aceste discuri sunt menite a determina sensibilitatea la microorganisme pentru care levofloxacină s-a demonstrat a fi activă atât clinic, cât și in vitro. A se utiliza cu o cultură pură dezvoltată pe agar.

Dispozitivul nu este automatizat, este exclusiv de uz profesional și nu constituie un diagnostic complementar.

Testul oferă informații pentru categorizarea organismelor ca rezistent, intermediar sau sensibil la agentul antimicrobian.

Cerințele suplimentare legate de colectarea specimenelor, manipularea și depozitarea eșantioanelor pot fi găsite în procedurile și orientările locale. Nu există populații specificate pentru testarea cu aceste discuri.

Pentru interpretarea dimensiunilor zonelor de inhibiție rezultate, trebuie utilizate valorile critice clinice publicate în versiunea actuală a tabelor cu valori critice ale FDA³ CLSI M100^{1ac} sau EUCAST².

Speciile cu valori critice publicate conform literaturii actuale a FDA:

Gram-pozitive

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. grup β-hemolitic
- *Staphylococcus aureus* sensibil la metilicilină

Gram-negative

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* și *parainfluenza*

Speciile cu valori critice publicate conform literaturii actuale CLSI M100:

Gram-pozitive

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. grup β-hemolitic
- *Streptococcus* spp. grupul *Viridans*



Gram-negative

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* și *parainfluenzae*

Speciile cu valori critice publicate conform literaturii actuale a EUCAST:

Gram-pozitive

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, *Staphylococcus* spp. *coagulazo-negativi*)
- *Enterococcus* spp. (doar UTI necomplicată)
- *Streptococcus pneumoniae*
- Grupele *Streptococcus* A, B, C și G
- *Bacillus* spp.

Gram-negative

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Fiecare disc este de unică folosință. Pachetul conține suficiente dispozitive de testare pentru mai multe teste de unică folosință.

Principiul metodei

Levofloxacin AST Discs pot fi utilizate pentru testarea semi-cantitativă a sensibilității in vitro prin procedura testului de difuziune în agar. Pentru instrucțiunile integrale legate de generarea și interpretarea rezultatelor în conformitate cu metodologia CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab}, consultați standardele relevante actuale. Tabelele care prezintă compușii/concentrațiile din CLSI^{1bc}/EUCAST² pot fi găsite în documentația la care se face referire mai jos. Culturile pure ale izolațiilor clinici sunt inoculate pe mediul de testare și discul AST se plasează pe suprafață. Antibioticul conținut în disc difuzează agarul pentru a forma un gradient. După incubare, zonele de inhibiție din jurul discurilor sunt măsurate și comparate cu intervalele diametrelor zonelor recunoscute pentru agenții antimicrobieni/organismele care sunt testați/testate.

Trasabilitatea metrologică a calibratorului și controlul valorilor materiale

Trasabilitatea metrologică a valorilor alocate calibratoarelor și materialele de control care se intenționează a stabili sau confirma valabilitatea unei metode pentru Levofloxacin AST Discs se bazează pe proceduri și standarde recunoscute la nivel internațional.

Pentru concentrațiile recomandate, limitele zonelor sunt conforme cu standardele actuale de performanță pentru testarea sensibilității la antimicrobiene cu discuri, așa cum sunt acestea detaliate în CLSI^{1bc} și/sau EUCAST².

Materiale furnizate

Levofloxacin AST Discs sunt discuri de hârtie cu diametrul de 6 mm impregnate cu o cantitate specifică de agent antimicrobian. Discurile sunt marcate pe ambele părți, pentru a indica agentul și cantitatea. Levofloxacin AST Discs sunt furnizate în cartușe de 50 de discuri. Fiecare pachet conține câte 5 cartușe. Cartușele sunt ambalate individual într-un pachet cu blistere sigilat cu folie, care conține agent deshidratant.

Consultați Tabelul 1 de mai jos pentru o descriere a componentelor asociate cu dispozitivul. Pentru o descriere a reactivilor activi care influențează rezultatul dispozitivului, consultați Tabelul 2.

Tabelul 1. Materiale furnizate cu CT1587B	
Descrierea componentelor	Descrierea materialelor
Cartuș cu arc, capac și piston (5 buc.)	Componente ansamblu și cartuș din material plastic, care conține 50 de discuri AST.
Tabletă agent deshidratant (5 buc.)	Tablete mici de culoare bej deschis până la maro, în formă de romb. Câte 1 furnizată împreună cu fiecare cartuș.
Folie	Folie care etanșează individual fiecare cartuș, împreună cu agentul deshidratant.
Discuri pentru testarea sensibilității (250 buc.)	Discuri individuale din hârtie absorbantă 6 mm. 50 în fiecare cartuș. 5 cartușe per pachet.

Tabelul 2. Descrierea reactivilor Levofloxacin AST Discs	
Reactiv	Descrierea funcției
Levofloxacină	Solid cristalin; solubil în PBS, etanol, DMSO și DMF. Levofloxacină este utilizată pentru a trata numeroase infecții bacteriene diferite. Acest agent antibacterian din grupa fluorochinolonei acționează asupra complexului ADN-ADN-girază și topoizomerazei IV.

Concentrația de antibiotic de pe discurile AST este analizată pentru fiecare lot și este controlată folosind specificații interne și externe (de exemplu, FDA³). Concentrația propriu-zisă este specificată în Certificatul de analiză.

Levofloxacin AST Discs pot fi distribuite folosind un distribuitor de discuri Oxoid, care nu este furnizat împreună cu dispozitivul.

Valabilitate și condiții de depozitare

Cartușele nedesfăcute care conțin Levofloxacin AST Discs au o valabilitate de 36 luni dacă sunt depozitate în condițiile recomandate. Cartușele nedesfăcute trebuie depozitate la o temperatură între -20 °C și 8 °C până la utilizare.

După deschidere, cartușele trebuie să fie depozitate în interiorul distribuitorului, în containerul furnizat împreună cu un agent deshidratant nesaturat (portocaliu) sau într-un alt recipient opac adecvat, etanș, împreună cu un agent deshidratant, pentru a proteja discurile de umezeală. Distribuitorul trebuie să fie depozitat în interiorul recipientului la o temperatură de 2 până la 8 °C și trebuie să li se permită să revină la temperatura camerei înainte de deschidere, pentru a se preveni formarea condensului. După deschiderea ambalajului care conține agentul deshidratant, discurile trebuie să fie utilizate în cel mult 7 zile, cu condiția să fie depozitate conform descrierii din aceste Instrucțiuni de utilizare.

Caracteristici analitice de performanță

Tabelul 1. Date brute despre dimensiunile zonelor de inhibiție, în conformitate cu metodologia CLSI, extrase din cele mai recente 3 loturi de levofloxacină (5 µg) LEV5 AST Discs.

Metodologia CLSI										
Lot produs	Microorganism	Număr ATCC®	Medii de testare	Limita inferioară	Limita superioară	Valoarea medie de referință calculată	Citire probă (mm)			Diferența dintre media valorilor experimentale și a valorilor medii de referință (mm) + SD (coeficientul de variație)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (CV=0)

Lot produs	Microorga- nism	Număr ATCC®	Medii de testare	Limita inferioară	Limita superioară	Valoarea medie de referință calculată	Citire probă (mm)			Media (mm) + SD
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV=0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
Lot produs	Microorga- nism	Număr ATCC®	Medii de testare	Limita inferioară	Limita superioară	Valoarea medie de referință calculată	Citire probă (mm)			Media (mm) + SD
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA+ 5%SB	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (CV=0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA+ 5%SB	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: Deviație standard

Tabelul 2. Date brute despre dimensiunile zonelor de inhibiție, în conformitate cu metodologia EUCAST, extrase din cele mai recente 3 loturi de levofloxacină (5 µg) LEV5 AST Discs.

Cele mai recente 3 loturi de levofloxacină (5 pg) LEV5 AS1 Discs.

Metodologia EUCAST										
Lot produs	Microorga- nism	Număr ATCC®	Medii de testare	Limita inferioară	Limita superioară	Valoarea medie de referință calculată	Citire probă (mm)			Diferența dintre media valorilor experimentale și a valorilor medii de referință (mm) + SD (coeficientul de variație)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

Lot produs	Microorganism	Număr ATCC®	Medii de testare	Limita inferioară	Limita superioară	Valoarea medie de referință calculată	Citire probă (mm)			Diferența dintre media valorilor experimentale și a valorilor medii de referință (mm) + SD (coeficientul de variație)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (CV=0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV=0)
Lot produs	Microorganism	Număr ATCC®	Medii de testare	Limita inferioară	Limita superioară	Valoarea medie de referință calculată	Citire probă (mm)			Diferența dintre media valorilor experimentale și a valorilor medii de referință (mm) + SD (coeficientul de variație)
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV=0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV=0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV=0)

SD: Deviație standard

Caracteristici ale performanțelor clinice

144 de izolate clinice au fost incluse în testarea AST a sensibilității discurilor Oxoid cu levofloxacină prin difuziunea discurilor, conform valorilor critice din orientările EUCAST⁴. Rezultatele au demonstrat o sensibilitate de 100% a culturilor izolate de *S. pneumoniae*, *H. influenzae* și *M. catarrhalis* la levofloxacină.

Un studiu a demonstrat că izolatele bacteriene au fost rezistente la medicamentele prescrise în mod obișnuit pentru infecțiile tractului urinar (ITU), studiul sugerând că levofloxacină este un medicament promițător în gestionarea infecțiilor tractului urinar în cadrul centrului de studiu.⁵ Articolul arată că discurile Levofloxacin LEV5 AST (5 µg) sunt eficiente pentru analiza clinică a *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* și *S. aureus*, având în vedere ratele de sensibilitate și nu au fost raportate rezultate în afara specificațiilor sau inconsecvente.

Incidente grave

Orice incident grav survenit în legătură cu dispozitivul va fi raportat producătorului și autorității de reglementare relevante a Statului Membru în care utilizatorul și/sau pacientul își are reședința.



Referințe

- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al.* (2017). "Bacteriology and Antibigram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Toate drepturile rezervate. ATCC® este o marcă comercială a ATCC. Toate celelalte mărci comerciale aparțin Thermo Fisher Scientific Inc. și subsidiarelor acesteia. Aceste informații nu sunt menite a încuraja utilizarea acestor produse în niciun mod care ar putea încălca drepturile de proprietate intelectuală a altora.



Glosar de simboluri

Simbol/Etichetă	Semnificație
	Producător
	Dispozitiv medical pentru diagnosticarea in vitro
	Limita de temperatură (temperatura de depozitare)
	Numărul lotului
	Numărul de catalog
	A nu se reutiliza
	Consultați instrucțiunile de utilizare
	Conține o cantitate suficientă pentru <n> teste
	Data de expirare
	Perioada de după deschidere – perioada de timp, exprimată în zile, în care produsul poate fi utilizat după deschidere
	SUA: Atenție: Legislația federală permite vânzarea acestui dispozitiv numai de către un medic sau la comanda acestuia
	A nu se utiliza dacă ambalajul este deteriorat
	Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană/Uniunea Europeană
	Identificatorul unic al dispozitivului
	Marcajul de conformitate europeană
	Marcajul de conformitate pentru Regatul Unit
	Importator – Indică entitatea care importă dispozitivul medical pe plan local. Aplicabil în Uniunea Europeană
	Fabricat în Regatul Unit

Informații privind reviziile

Versiunea	Data publicării și modificările introduse
2.0	2024-07-23





<http://www.thermofisher.com>



SK

Disky pre levofloxacin 5 µg (LEV5) Oxoid™

REF CT1587B

Disky na testovanie citlivosti voči antimikrobiálnym látkam

POZNÁMKA: Tento návod na použitie by ste si mali prečítať v spojení so všeobecnými pokynmi na AST spoločnosti Oxoid dodanými s produktom a dostupnými online.

Disky na testovanie antimikrobiálnej citlivosti (AST) voči levofloxacinu sú 6 mm papierové disky, ktoré obsahujú špecifikované množstvo antimikrobiálnej látky levofloxacinu. Disky sú na oboch stranách označené podrobnosťami o antimikrobiálnej látke (LEV) a prítomnom množstve (µg): LEV5 (5 µg).

Disky sa dodávajú v zásobníkoch po 50 diskoch. V každom balení je 5 zásobníkov. Každý zásobník je uzavretý jednotlivo s vysušacou tabletou v prehľadnom blistrovom balení s fóliovým krytím. Disky AST pre levofloxacin je možné dávkovať pomocou dávkovača diskov Oxoid (predáva sa samostatne). Každý jednotlivý disk použite len jedenkrát.

Určené použitie

Disky na testovanie antimikrobiálnej citlivosti voči levofloxacinu sa používajú v testovacej metóde semikvantitatívnu difúziou agarom na testovanie citlivosti in vitro. Tieto disky, ktoré sa používajú v diagnostickom pracovnom postupe ako pomôcka lekárom pri určovaní potenciálnych možností liečby pre pacientov s podozrením na mikrobiálnu infekciu, sú určené na stanovenie citlivosti voči mikroorganizmom, u ktorých sa preukázala účinnosť levofloxacinu klinicky aj in vitro. Určený na použitie v čistej kultúre rastúcej na agare.

Pomôcka nie je automatizovaná, je určená len na profesionálne použitie a nie je sprievodnou diagnostikou.

Test poskytuje informácie na kategorizáciu organizmov ako rezistentných, stredne citlivých alebo citlivých voči antimikrobiálnej látke.

Ďalšie požiadavky na odber vzoriek, manipuláciu a skladovanie vzoriek nájdete v miestnych postupoch a usmerneniach. V prípade týchto diskov nie je špecifikovaná žiadna testovacia populácia.

Na interpretáciu výsledku veľkosti zóny sa musia použiť zverejnené klinické limitné body v aktuálnej verzii tabuliek limitných bodov FDA (Správa potravín a liečiv)³, CLSI M100^{1ac} (Ústav klinických a laboratórnych noriem) alebo EUCAST² (Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti).

Druhy so zverejnenými limitnými bodmi podľa aktuálnych zdrojov FDA (Správa potravín a liečiv):

Gram-pozitívne

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp., β-hemolytická skupina
- *Staphylococcus aureus* citlivý na metilín

Gram-negatívne

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* a parainfluenza

Druhy so zverejnenými limitnými bodmi podľa aktuálnych zdrojov CLSI M100 (Ústav klinických a laboratórnych noriem):

Gram-pozitívne

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp., β-hemolytická skupina
- *Streptococcus* spp. viridujúca skupina



Gram-negatívne

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* a *parainfluenzae*

Druhy so zverejnenými limitnými bodmi podľa aktuálnych zdrojov EUCAST (Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti):

Gram-pozitívne

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, koaguláza-negatívne baktérie *Staphylococcus* spp.)
- *Enterococcus* spp. ((iba nekomplikované infekcie močových ciest (UTI))
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* skupiny A, B, C a G
- *Bacillus* spp.

Gram-negatívne

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Každý disk je určený len na jednorazové použitie. Balenie obsahuje dostatočné množstvo testovacích pomôcok na viacnásobné testy na jednorazové použitie.

Princíp metódy

Disky AST pre levofloxacin sa môžu použiť v testovacej metóde semikvantitatívnou difúziou agarom na testovanie citlivosti in vitro. Úplné pokyny týkajúce sa vytvorenia a interpretácie výsledkov v súlade s metodológiou CLSI^{1bc} (Ústav klinických a laboratórnych noriem)/EUCAST^{2ab} (Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti) nájdete v príslušných aktuálnych normách. Tabuľky zobrazujúce zložku/koncentrácie CLSI^{1bc} (Ústav klinických a laboratórnych noriem)/EUCAST² (Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti) nájdete v dokumentácii týchto inštitúcií, na ktorú je odkázané nižšie. Čisté kultúry klinických izolátov sa naočkujú na testovacie médium a disk AST sa umiestni na povrch. Antibiotikum v disku difunduje cez agar a vytvára tak gradient. Po inkubácii sa zmerajú zóny inhibície okolo diskov a porovnajú sa s uznanými rozsahmi priemerov zón pre špecifickú testovanú antimikrobiálnu látku (látky)/organizmus (organizmy).

Metrologická nadväznosť hodnôt kalibračných a kontrolných materiálov

Metrologická nadväznosť hodnôt priradených kalibrátorom a kontrolným materiálom určeným na stanovenie alebo overenie pravdivosti metódy pre disky AST pre levofloxacin je založená na medzinárodne uznaných postupoch a normách.

V prípade odporúčaných koncentrácií sú limity zón v súlade s aktuálnymi výkonnostnými normami pre testy citlivosti pomocou antimikrobiálnych diskov, ako je podrobne uvedené v dokumentoch CLSI^{1bc} (Ústav klinických a laboratórnych noriem) a/alebo EUCAST² (Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti).

Dodávané materiály

Disky AST pre levofloxacin sa skladajú z papierových diskov s priemerom 6 mm impregnovaných špecifickým množstvom antimikrobiálnej látky. Disky sú označené na oboch stranách s uvedením látky a množstva. Disky AST pre levofloxacin sa dodávajú v zásobníkoch po 50 diskoch. V každom balení je 5 zásobníkov. Zásobníky sú balené jednotlivo v blistrovom balení s fóliovým tesnením a vysušacím prostriedkom.

V tabuľke 1 nižšie nájdete popis komponentov súvisiacich s pomôckou. Popis aktívnych činidiel ovplyvňujúcich výsledok pomôcky nájdete v tabuľke 2.

Tabuľka 1. Materiály dodávané s pomôckou CT1587B	
Popis komponentu	Popis materiálu
Zásobník s pružinou, uzáverom a piestom (x 5)	Montážne komponenty a plastový zásobník obsahujúci 50 x diskov AST.
Vysušacia tableta (x 5)	Bledobéžové až hnedé malé tablety v tvare pastilky. 1 dodaná s každým zásobníkom.
Fólia	Fólia, ktorá jednotlivito uzatvára každý zásobník s vysušacím prostriedkom.
Disky testu citlivosti (x 250)	Jednotlivé disky savého papiera. 6 mm. 50 v každom zásobníku. 5 zásobníkov v balení.

Tabuľka 2. Popis činidiel diskov AST pre levofloxacin	
Činidlo	Popis funkcie
Levofloxacin	Kryštalická pevná látka, rozpustná vo fosfátom pufovanom fyziologickom roztoku, etanole, dimetylsulfoxide a dimetylformamide. Levofloxacin sa používa na liečbu širokého spektra bakteriálnych infekcií. Táto fluorochinolónová antibakteriálna látka pôsobí na komplex DNA-DNA-gyráza a na topozomérázu IV.

Koncentrácia antibiotika na disku AST sa analyzuje u každej šarže a kontroluje sa pomocou interných a externých špecifikácií (napr. FDA³ (Správa potravín a liečiv). Skutočná koncentrácia je podrobne uvedená v certifikáte analýzy.

Disky AST pre levofloxacin môžete rozdeľovať pomocou dávkovača diskov Oxoid, ktorý nie je súčasťou pomôcky.

Životnosť a podmienky skladovania

Neotvorené zásobníky diskov AST pre levofloxacin majú životnosť 36 mesiacov, ak sa skladujú za odporúčaných podmienok. Neotvorené zásobníky sa musia skladovať pri teplote -20 °C až 8 °C, kým sa nepoužijú.

Po otvorení by sa zásobníky mali skladovať v dávkovači v poskytnutej nádobe s nenasýteným (oranžovým) vysušacím prostriedkom alebo inej vhodnej nepriehľadnej vzduchotesnej nádobe s vysušacím prostriedkom na ochranu diskov pred vlhkosťou. Dávkovače by sa mali skladovať v nádobe pri teplote 2 až 8 °C a pred otvorením by sa mali ponechať, aby sa zohriali na izbovú teplotu, čím sa zabráni tvorbe kondenzácie. Po otvorení obalu obsahujúceho vysušací prostriedok by sa mali disky použiť do 7 dní, a to len v prípade, že sú skladované podľa popisu v tomto návode na použitie.

Analytické charakteristiky výkonu

Tabuľka 3. Nespracované údaje o veľkostiach zón, v súlade s metodikou CLSI (Ústav klinických a laboratórnych noriem), prevzaté z 3 najnovších šarží diskov AST pre levofloxacin (5 µg) LEV5.

Metodológia CLSI (Ústav klinických a laboratórnych noriem)										
Šarža produktu	Organizmus	Číslo ATCC®	Testovacie médiá	Spodný limit	Horný limit	Vypočítaná referenčná stredová hodnota	Odčítanie (mm)			Priemerný rozdiel medzi experimentálnymi hodnotami a referenčnými stredovými hodnotami (mm) + SD (koeficient variácie)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (KV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (KV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % SB (ovčia krv)	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (KV = 0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM (Hemofilové testovacie médium)	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (KV = 0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % SB (ovčia krv)	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (KV = 0)



Šarža produktu	Organizmus	Číslo ATCC®	Testovacie médiá	Spodný limit	Horný limit	Vypočítaná referenčná stredová hodnota	Odčítanie (mm)			Priemer (mm) + SD
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (KV = 0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (KV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % SB (ovčia krv)	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (KV = 0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM (Hemofilové testovacie médium)	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (KV = 0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % SB (ovčia krv)	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (KV = 0)
Šarža produktu	Organizmus	Číslo ATCC®	Testovacie médiá	Spodný limit	Horný limit	Vypočítaná referenčná stredová hodnota	Odčítanie (mm)			Priemer (mm) + SD
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (KV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (KV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % SB (ovčia krv)	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (KV = 0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM (Hemofilové testovacie médium)	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (KV = 0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % SB (ovčia krv)	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (KV = 0)

SD: Štandardná odchýlka

Tabuľka 4. Nespracované údaje o veľkostiach zón, v súlade s metodikou EUCAST (Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti), prevzaté z 3 najnovších šarží diskov AST pre levofloxacin (5 µg) LEV5.

Metodológia EUCAST (Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti)										
Šarža produktu	Organizmus	Číslo ATCC®	Testovacie médiá	Spodný limit	Horný limit	Vypočítaná referenčná stredová hodnota	Odčítanie (mm)			Priemerný rozdiel medzi experimentálnym i hodnotami a referenčnými stredovými hodnotami (mm) + SD (koeficient variácie)
							1	2	3	

3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (KV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (KV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (KV = 0)
Šarža produktu	Organizmus	Číslo ATCC®	Testovacie médiá	Spodný limit	Horný limit	Vypočítaná referenčná stredová hodnota	Odčítanie (mm)			Priemerný rozdiel medzi experimentálnym i hodnotami a referenčnými stredovými hodnotami (mm) + SD (koeficient variácie)
							1	2	3	
	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (KV = 0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (KV = 0)
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (KV = 0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (KV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (KV = 0)
	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (KV = 0,15)
Šarža produktu	Organizmus	Číslo ATCC®	Testovacie médiá	Spodný limit	Horný limit	Vypočítaná referenčná stredová hodnota	Odčítanie (mm)			Priemerný rozdiel medzi experimentálnym i hodnotami a referenčnými stredovými hodnotami (mm) + SD (koeficient variácie)
							1	2	3	
	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (KV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (KV = 0)
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (KV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (KV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA (Mueller-Hintonovej agar)	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (KV = 0)

SD: Štandardná odchýlka

Klinické charakteristiky výkonu

144 klinických izolátov bolo zahrnutých do testovania citlivosti AST u diskov pre levofloxacin Oxoid pomocou diskovej difúzie podľa usmernení EUCAST (Európsky výbor pre testovanie antimikrobiálnej citlivosti) pre limitné body⁴. Výsledky ukázali 100 % citlivosť na levofloxacin u izolátov *S. pneumoniae*, *H. influenzae* a *M. catarrhalis*.

Štúdia ukazuje, že bakteriálne izoláty boli rezistentné voči bežne predpisovaným liekom na infekcie močových ciest (UTI) a štúdia naznačila, že levofloxacin je sľubným liekom pri liečbe infekcií močových ciest v centre štúdie.⁵ Článok ukazuje, že disky AST pre levofloxacin (5 µg) LEV5 sú účinné pri klinickej analýze *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* a *S. aureus* s ohľadom na miery citlivosti, a neboli hlásené žiadne výsledky mimo špecifikácie alebo nekonzistentné výsledky.

Závažné udalosti

Akákoľvek závažná udalosť, ktorá sa vyskytla v súvislosti s pomôckou, sa musí oznámiť výrobcovi a príslušnému regulačnému orgánu, ku ktorému patrí sídlo používateľa a/alebo pacienta.




Referencie

1. Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - a. M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - b. M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - c. M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
2. European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - a. EUCAST Disk Diffusion Method
 - b. Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
3. Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005).
Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
4. Oli *et al.* (2017). "Bacteriology and Antibigram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300.
<https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Všetky práva vyhradené. ATCC® je ochranná známka spoločnosti ATCC. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Thermo Fisher Scientific Inc. a jej pridružených spoločností. Tieto informácie nie sú určené na podporenie používania týchto produktov akýmkoľvek spôsobom, ktorý by mohol porušovať práva duševného vlastníctva iných.

Slovník symbolov

Symbol/štitok	Význam
	Výrobca
	Diagnostická zdravotnícka pomôcka in vitro
	Teplotný limit (teplota uchovávaní)
	Číslo šarže
	Katalógové číslo
	Nepoužívajte opakovane
	Pozrite si návod na použitie
	Obsah dostatočný pre <n> testov
	Dátum expirácie
	Obdobie po otvorení – počet dní, počas ktorých je možné produkt po otvorení používať
	USA: Upozornenie: Federálne zákony obmedzujú predaj tejto pomôcky na lekára alebo na jeho objednávku
	Nepoužívajte, ak je balenie poškodené

	Autorizovaný zástupca v Európskom spoločenstve/Európskej únii
	Jedinečný identifikátor pomôcky
	Európska značka zhody
	Značka zhody Spojeného kráľovstva
	Dovozca – na označenie subjektu dovážajúceho zdravotnícku pomôcku do miestneho regiónu. Platí pre Európsku úniu
	Vyrobené v Spojenom kráľovstve

Revízne informácie

Verzia	Dátum vydania a zavedené úpravy
2.0	2024-07-23



<https://www.thermofisher.com>



SV

Oxoid™ Levofloxacin Discs 5 µg (LEV5)

REF CT1587B

Skivor för testning av antimikrobiell känslighet

OBS! Denna bruksanvisning ska läsas tillsammans med de allmänna Oxoid AST-anvisningarna som medföljer produkten och finns tillgängliga online.

Levofloxacin Antimicrobial Susceptibility Test (AST) Discs är pappersskivor med en diameter på 6 mm som innehåller specifika mängder av det antimikrobiella medlet levofloxacin. Skivorna är märkta med information om det antimikrobiella innehållet (LEV) och dess mängd (µg) på båda sidor: LEV5 (5 µg).

Skivorna levereras i kassetter som innehåller 50 skivor. Varje förpackning innehåller fem kassetter. Varje kassett är individuellt förseglad tillsammans med en tablett med torkmedel i en folietäckt, transparent blisterförpackning. Levofloxacin AST Discs kan dispenseras med en Oxoid-dispenser (säljs separat). Varje skiva får endast användas en gång.

Avsedd användning

Levofloxacin Antimicrobial Susceptibility Test Discs används i den semikvantitativa metoden med agardiffusionstest för in vitro-testning av mottaglighet. Skivorna används i ett diagnostiskt arbetsflöde för att hjälpa läkare att fastställa potentiella behandlingsalternativ för patienter som misstänks ha en mikrobiell infektion och är avsedda att fastställa mottaglighet för mikroorganismer för vilka levofloxacin har visat sig vara aktivt, både kliniskt och in vitro. Ska användas med en ren agarodling.

Enheten är inte automatiserad, är endast avsedd för professionellt bruk och är inte ett kompletterande diagnostikverktyg.

Testet ger information för att kunna kategorisera organismer som antingen resistent, intermediära eller mottagliga för det antimikrobiella medlet.

Ytterligare krav för provtagning, hantering och förvaring av prover finns i lokala rutiner och riktlinjer. Det finns ingen specificerad testpopulation för de här skivorna.

Publicerade kliniska brytpunkter i den aktuella versionen av brytpunktstabellerna från FDA,³ CLSI M100^{1ac} eller EUCAST² måste användas för att tolka zonstorlekarna.

Arter med publicerade brytpunkter enligt aktuell FDA-litteratur:

Grampositiva

- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. (β-hemolytisk grupp)
- Meticillinkänsliga *Staphylococcus aureus*

Gramnegativa

- *Enterobacteriaceae*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Haemophilus influenzae* och *parainfluenza*

Arter med publicerade brytpunkter enligt aktuell CLSI M100-litteratur:

Grampositiva

- *Staphylococcus* spp.
- *Enterococcus* spp.
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptococcus* spp. (β-hemolytisk grupp)
- *Streptococcus* spp. (Viridansgrupp)



Gramnegativa

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Acinetobacter* spp.
- *Stenotrophomonas maltophilia*
- *Haemophilus influenzae* och *parainfluenzae*

Arter med publicerade brytpunkter enligt aktuell EUCAST-litteratur:

Grampositiva

- *Staphylococcus* spp. (*S. aureus*, koagulasnegativa *Staphylococcus* spp.)
- *Enterococcus* spp. (endast okomplicerad urinvägsinfektion)
- *Streptococcus pneumoniae*
- *Streptokokkgrupperna* A, B, C och G
- *Bacillus* spp.

Gramnegativa

- *Enterobacterales*
- *Pseudomonas* spp.
- *Acinetobacter* spp.
- *Haemophilus influenzae*
- *Moraxella catarrhalis*
- *Pasteurella multocida*
- *Kingella kingae*
- *Aeromonas* spp.

Varje skiva får endast användas en gång. Förpackningen innehåller tillräckligt många testenheter för flera engångstester.

Metodprinciper

Levofloxacin AST Discs kan användas i den semikvantitativa metoden med agardiffusionstest för in vitro-testning av mottaglighet. Fullständiga instruktioner om generering och tolkning av resultaten i enlighet med CLSI^{1bc}/EUCAST^{2ab}-metoden finns i relevanta aktuella standarder. Tabeller med sammansättningar/koncentrationer enligt CLSI^{1bc}/EUCAST² finns i den dokumentation som refereras till nedan. Rena odlingar av kliniska isolat inokuleras på testmediet och AST-skivan placeras på ytan. Antibiotikumet i skivan sprids genom agaret för att bilda en gradient. Efter inkubering mäts hämningszonerna runt skivorna och jämförs med fastställda zondiameterintervall för det eller de specifika antimikrobiella medlen/organismerna som testas.

Metrologisk spårbarhet av kalibrator- och kontrollmaterialvärden

Den metrologiska spårbarheten av värden som har tilldelats till kalibratorer och kontrollmaterial avsedda att fastställa eller verifiera riktigheten av en metod för Levofloxacin AST Discs är baserad på internationellt fastställda procedurer och standarder.

För rekommenderade koncentrationer har zongränserna fastställts i enlighet med gällande prestandastandarder för antimikrobiella mottaglighetstester enligt beskrivningen i CLSI^{1bc} och/eller EUCAST².

Material som tillhandahålls

Levofloxacin AST Discs består av pappersskivor med en diameter på 6 mm och som är impregnerade med en specifik mängd antimikrobiellt medel. Skivorna är märkta med medel och mängd på båda sidor. Levofloxacin AST Discs levereras i kassetter som innehåller 50 skivor. Det finns fem kassetter i varje förpackning. Kassetterna är individuellt förpackade i en folieförseglad blisterförpackning med ett torkmedel.

I tabell 1 nedan finns en beskrivning av komponenter som är associerade med enheten. En beskrivning av aktiva reagens som påverkar enhetens resultat finns i tabell 2.

Tabell 1. Material som tillhandahålls med CT1587B	
Komponentbeskrivning	Materialbeskrivning
Kassett med fjäder, lock och kolv (5 st)	Monteringskomponenter och plastkassett innehållande 50 st AST-skivor.
Tablett med torkmedel (5 st)	Ljusbeige till bruna, små pastillformade tabletter. En följer med varje kassett.
Folie	Folie som försluter varje kassett och dess torkmedel individuellt.
Skivor för mottaglighetstester (250 st)	Enskilda skivor av absorberande papper. 6 mm. 50 i varje kassett. Fem kassetter per förpackning.

Tabell 2. Beskrivning av reagens på Levofloxacin AST Disc	
Reagens	Beskrivning av funktion
Levofloxacin	Kristallint fast material som är lösligt i PBS, etanol, DMSO och DMF. Levofloxacin används för att behandla flera olika bakterieinfektioner. Det antibakteriella fluorokinolonmedlet verkar på DNA-DNA-gyraskomplexet och topoisomeras IV.

Koncentrationen av antibiotika på AST-skivan analyseras för varje batch och kontrolleras med interna och externa specifikationer (t.ex. FDA³). Den faktiska koncentrationen anges i analyscertifikatet.

Levofloxacin AST Discs kan dispensereras med en Oxoid-dispenser (medföljer inte enheten).

Hållbarhetstid och förvaringsvillkor

Oöppnade kassetter med Levofloxacin AST Discs har en hållbarhet på 36 månader om de förvaras i rekommenderade förhållanden. Oöppnade kassetter ska förvaras vid -20 °C till 8 °C tills de ska användas.

När kassetterna har öppnats ska de förvaras i dispensern i den medföljande behållaren med ett omättat (orange) torkmedel eller en annan lämplig ogenomskinlig, lufttät behållare med torkmedel för att skydda skivorna från fukt. Dispensrar ska förvaras i behållaren vid 2–8 °C och uppnå rumstemperatur innan de öppnas för att förhindra att kondens bildas. När skivornas förpackning har öppnats ska de användas inom sju dagar och endast om de förvaras enligt beskrivningen i den här bruksanvisningen.

Analytiska prestandaegenskaper

Tabell 3. Rådata för zonstorlekar i enlighet med CLSI-metoden hämtade från de tre senaste batcherna av Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST Discs.

CLSI-metod										
Produktbatch	Organism	ATCC®-nummer	Test-medium	Nedre gräns	Övre gräns	Beräknat referens-medelvärde	Avläsning (mm)			Medeldifferens mellan experiment-värdena och referens-medelvärdena i mm + standard-avvikelse (variations-koefficient (CV))
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % färblood	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	35	35	35	-1 ± 0 (CV = 0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % färblood	20	25	22,5	25	25	25	2,5 ± 0 (CV = 0)
Produktbatch	Organism	ATCC®-nummer	Test-medium	Nedre gräns	Övre gräns	Beräknat referens-medelvärde	Avläsning (mm)			Medelvärde (mm) + standard-avvikelse
							1	2	3	

3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	36	3,67 ± 0,58 (CV = 0,16)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	29	29	29	1,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % färblood	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	38	38	38	2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % färblood	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)
Produktbatch	Organism	ATCC®-nummer	Test-medium	Nedre gräns	Övre gräns	Beräknat referens-medelvärde	Avläsning (mm)			Medelvärde (mm) + standard-avvikelse
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 25923	MHA	25	30	27,5	25	25	25	-2,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA + 5 % färblood	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)
	<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC® 49247	HTM	32	40	36	39	40	40	3,67 ± 0,58 (CV = 0,16)
	<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC® 49619	MHA + 5 % färblood	20	25	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)

SD: Standardavvikelse

Tabell 4. Rådata för zonstorlekar i enlighet med EUCAST-metoden hämtade från de tre senaste batcherna av Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST Discs.

EUCAST-metod										
Produktbatch	Organism	ATCC®-nummer	Test-medium	Nedre gräns	Övre gräns	Beräknat referens-medelvärde	Avläsning (mm)			Medeldifferens mellan experimentvärdena och referensmedelvärdena i mm + standardavvikelse (variationskoefficient CV)
							1	2	3	
3274023	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	31	31	31	-2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	25	25	25	-1 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)
Produktbatch	Organism	ATCC®-nummer	Test-medium	Nedre gräns	Övre gräns	Beräknat referens-medelvärde	Avläsning (mm)			Medeldifferens mellan experimentvärdena och referensmedelvärdena i mm + standardavvikelse (variationskoefficient CV)
							1	2	3	
3258274	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	37	37	37	3,67 ± 0,58 (CV = 0,15)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	27	27	27	1 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	24	24	24	1,5 ± 0 (CV = 0)

Produktbatch	Organism	ATCC®-nummer	Test-medium	Nedre gräns	Övre gräns	Beräknat referens-medelvärde	Avläsning (mm)			Medeldifferens mellan experimentvärdena och referensmedelvärdena i mm + standardavvikelse (variationskoefficient (CV))
							1	2	3	
3235885	<i>Escherichia coli</i>	ATCC® 25922	MHA	29	37	33	30	30	30	-3 ± 0 (CV = 0)
	<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC® 29213	MHA	23	29	26	24	24	24	-2 ± 0 (CV = 0)
	<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC® 27853	MHA	19	26	22,5	22	22	22	-0,5 ± 0 (CV = 0)

SD: Standardavvikelse

Kliniska prestandaegenskaper

144 kliniska isolat inkluderades i mottaglighetstester (AST) av Oxoid Levofloxacin Discs via diskdiffusion enligt EUCAST-riktlinjerna för brytpunkter.⁴ Resultaten visade 100 % mottaglighet för levofloxacin för isolat av *S. pneumoniae*, *H. influenzae* och *M. catarrhalis*.

En studie visar att bakterieisolaten var resistent mot vanliga läkemedel mot urinvägsinfektioner och antydde att levofloxacin är ett lovande läkemedel vid behandling av urinvägsinfektioner på studiecentret.⁵ Artikeln visar att Levofloxacin (5 µg) LEV5 AST Discs är effektiva vid klinisk analys av *Salmonella* spp., *P. aeruginosa*, *Escherichia coli* och *S. aureus*, med tanke på mottaglighetsgraden och inga resultat utanför specifikationerna eller inkonsekventa resultat rapporterades.

Allvarliga händelser

Alla allvarliga händelser som inträffar i samband med användning av produkten ska rapporteras till tillverkaren och relevant tillsynsmyndighet i det område som användaren och/eller patienten är etablerad i.



Referenser

- Clinical & Laboratory Standards Institute (CLSI). Consult latest edition:
 - M02, Performance Standards for Antimicrobial Disk Susceptibility Tests (–)
 - M100, Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing
 - M45, Methods for Antimicrobial Dilution and Disk Susceptibility Testing of Infrequently Isolated or Fastidious Bacteria.
- European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST). Consult latest version:
 - EUCAST Disk Diffusion Method
 - Reading guide, EUCAST disk diffusion method for antimicrobial susceptibility testing
- Food and Drug Administration (FDA). CFR Title 21, Volume 5, Part 460 (2005). Idelevich *et al.* (2016). Evaluation of an Automated System for Reading and Interpreting Disk Diffusion Antimicrobial Susceptibility Testing of Fastidious Bacteria. *PLoS ONE* 11(7): e0159183.
- Oli *et al.* (2017). "Bacteriology and Antibigram of Urinary Tract Infection Among Female Patients in a Tertiary Health Facility in South Eastern Nigeria." *The Open Microbiology Journal* 11 (1): 292–300. <https://doi.org/10.2174/1874285801711010292>

© 2023 Thermo Fisher Scientific Inc. Med ensamrätt. ATCC® är ett varumärke som tillhör ATCC. Alla andra varumärken tillhör Thermo Fisher Scientific Inc. och dess dotterbolag. Den här informationen är inte avsedd att uppmuntra användning av dessa produkter på något sätt som kan göra intrång i andra parter immateriella rättigheter.

Symbollista

Symbol/etikett	Betydelse
	Tillverkare
	Medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik
	Temperaturbegränsning (förvaringstemperatur)
	Lot-/batchnummer

	Katalognummer
	Återanvänd ej
	Läs bruksanvisningen
	Innehåller tillräckligt med material för <n> tester
	Utgångsdatum
	Period efter öppning – antalet dagar som produkten kan användas efter öppning
	USA: Viktigt: Federal lag begränsar försäljning av denna utrustning till endast läkare eller på order av en läkare.
	Använd inte om förpackningen är skadad
	Auktoriserad representant i EG/EU
	Unik enhetsidentifierare
	Överensstämmelsemärke för EU
	Överensstämmelsemärke för Storbritannien
	Importör – Används för att ange den enhet som importerar den medicintekniska produkten. Gäller EU
	Tillverkad i Storbritannien

Revisionsinformation

Version	Utgivningsdatum och införda ändringar
2.0	2024-07-23